


Mehrstellen-Magnetrührer RSM-03



Sonderangebot Nr.: 55136 bis 31.12.2012

Funktionen im Überblick:

RSM-03 • 10 Stellen Magnetrührer • beheizbar, Modell RSM-03-10KH • robuste Bauform (IP 42) • stufenlose Drehzahlregulierung • silikonbeschichtete Oberfläche • gleichmäßige Temperaturverteilung • 2 Jahre Garantie

Modell	RSM-03-10KH	RSM-03-10K
Spannung (V)	200-240	200-240
Leistungsaufnahme (W)	490 (mit Heizung)	20 (keine Heizung)
Zahl der Rührstellen	10	10
max. Rührmenge (l H ₂ O)	4	4
Rührstäbchen (max. in mm)	80	80
Rührplatte (Ø mm)	135	135
Material Rührplatte	Edelstahl mit Silikonbeschichtung	Edelstahl mit Silikonbeschichtung
Drehzahl	0-1100	0-1100
Einstellung der Drehzahl	analog	analog
Temperaturbereich (°C)	RT-120	RT-120
Abmessungen (BxTxH in mm)	182x552x65	182x552x65
Schutzklasse	IP 42	IP 42
Gewicht (kg)	3,2	3,2
Preis (€)	1395,-	995,-