

# LABC

LABORTECHNIK

30 Jahre  
Kompetenz

## Biochemikalien



# NEOFROXX

dauerhaft 20% auf die LP von  
[www.neofroxx.com](http://www.neofroxx.com)

Artikel Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis [inkl. MwSt]	Preis [netto]
110-0649735	Kaliumpermanganat reinst EP, USP	500 g	<del>26,06 €</del> 22,15 €	<del>21,90 €</del> 18,62 €
110-0667814	denaX farblos für die Molekularbiologie	500 ml	<del>55,93 €</del> 47,54 €	<del>47,00 €</del> 39,95 €
110-0667821	Proteinmarker prestained (11 - 245 kDa) für die Molekularbiologie	500 µl	<del>117,81 €</del> 100,14 €	<del>99,00 €</del> 84,15 €
110-0667838	Agarose low EEO für die Biochemie (Standard Agarose)	100 g	<del>106,62 €</del> 90,63 €	<del>89,60 €</del> 76,16 €
110-0667845	Agarose low EEO für die Biochemie (Standard Agarose)	250 g	<del>255,14 €</del> 216,87 €	<del>214,40 €</del> 182,24 €
110-0667852	dsDNA-Farbstoff nontoX für die Molekularbiologie	1 ml	<del>45,93 €</del> 39,04 €	<del>38,60 €</del> 32,81 €
110-0667869	Proteinase K - Lösung für die Molekularbiologie	5 ml	<del>76,10 €</del> 64,69 €	<del>63,95 €</del> 54,36 €
110-0667876	DNA Marker 1 kb (lyophilisiert)	50 µg	<del>52,00 €</del> 44,20 €	<del>43,70 €</del> 54,36 €
110-0667883	DNA Marker 100 bp (lyophilisiert)	50µg	<del>73,84 €</del> 62,76 €	<del>62,05 €</del> 52,74 €

**LABC**

LABORTECHNIK

30 Jahre  
Kompetenz

## FrameStar® qPCR Platten mit "frosted wells" Optimiert für Cycler von ABi® / Life Technologies®

Artikel Nr.	Bezeichnung	VPE [Stk]	Preis [inkl. MwSt]	Preis [netto]
260-0667890	FrameStar® 96 Applied Biosystems, Frosted Wells, ohne erhöhten Rand	50	192,78 €	162,00 €
260-0667906	FrameStar® Applied Biosystems Fast PCR Platte, Frosted Wells	50	192,78 €	162,00 €
260-0667913	FrameStar® 384well Platte, Applied Biosystems, Frosted Wells	50	192,78 €	162,00 €
260-0667920	qPCR Klebefolie Optical Clear Seal	100	148,75 €	125,00 €
260-0667937	q-STICK Optische Klebefolie 96well	100	98,77 €	83,00 €

## Teilbare PCR-Platten und Verschlussmöglichkeiten

Artikel Nr.	Bezeichnung	VPE [Stk]	Preis [inkl. MwSt]	Preis [netto]
260-0668347	TearAway 96well teilbare PCR Platte, randlos, klar, teilbar in 8er Streifen	50	128,52 €	108,00 €
260-0668354	TearAway 96well teilbare PCR Platte, randlos, klar, teilbar in 12er Streifen	50	128,52 €	108,00 €
260-0668361	8er-Deckelstreifen, flach, optisch	300	52,36 €	44,00 €
260-0668378	8er-Deckelstreifen, gewölbt	300	52,36 €	44,00 €
260-0668385	12er-Deckelstreifen, flach, optisch	200	69,02 €	58,00 €
260-0668392	PCR-Klebefolie, transparent, abziehbar	100	64,26 €	54,00 €
260-0668408	PCR-Klebefolie, 12 vorperforierte 8er-Streifen	100	69,02 €	58,00 €
260-0668415	PCR-Klebefolie, 8 vorperforierte waagerechte Streifen	100	69,02 €	58,00 €

# LABC

## LABORTECHNIK


30 Jahre  
Kompetenz

# Reaktionsgefäß, PP, 0,2 ml, anhängendem PP-Deckel für PCR

BRAND®

0,2 ml und 0,5 ml PCR-Gefäße (PP) mit anhängendem Deckel sind für den Einsatz in Thermocyclern mit beheizbarem Deckel aller gängigen Hersteller geeignet.

- leicht zu öffnenden und zu schließenden Deckel reduzieren durch den sicheren Sitz den Flüssigkeitsverlust durch Verdunstung auf ein Minimum.
- In Kombination mit den verschiedenen Farben ermöglichen sie eine schnelle Probenzuordnung.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis [inkl. MwSt]	Preis [netto]
260-0570008	0,2 ml farblos, Deckel gewölbt	43,44 €	36,50 €
260-0570015	0,2 ml, rosa, anh. Deckel flach	35,11 €	29,50 €
260-0570022	0,2 ml, gelb, anh. Deckel flach	35,11 €	29,50 €
260-0570039	0,2 ml, grün, anh. Deckel flach	35,11 €	29,50 €
260-0570046	0,2 ml, blau, anh. Deckel flach	35,11 €	29,50 €
260-0570053	0,2 ml, farblos, anh. Deckel flach	35,11 €	29,50 €
260-0570060	0,5 ml, farblos, anh. Deckel flach	34,51 €	29,00 €
260-0570077	0,5 ml, rosa, anh. Deckel flach	34,51 €	29,00 €
260-0570084	0,5 ml, gelb, anh. Deckel flach	34,51 €	29,00 €
260-0570091	0,5 ml, grün, anh. Deckel flach	34,51 €	29,00 €
260-0570107	0,5 ml, blau, anh. Deckel flach	34,51 €	29,00 €

VPE = 1.000 Stk

# LABC

LABORTECHNIK


30 Jahre  
Kompetenz

## Kryo-Boxen aus Karton

Format 133 x 133 mm

ratiolab®

- aus tiefkältebeständigem Karton
- temperaturbeständig bis – 80 °C
- wahlweise wasserabweisend
- höchste Flexibilität durch freie Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Rastereinsätzen für Gefäße von 6 mm bis 28,5 mm Durchmesser.
- Kryo-Boxen sind ohne Rastereinsatz auch für größere Gefäße verwendbar.



Artikel.Nr	B x T x H [mm]	Farbe	Preis/Stk [inkl.MwSt.]	Preis/Stk [netto]
260-0579711	133x133x50	weiß	1,43 €	1,20 €
260-0579728		blau	2,17 €	1,80 €
260-0579735		rot	2,17 €	1,80 €
260-0579742		grün	2,17 €	1,80 €
260-0579759		gelb	2,17 €	1,80 €
<b>Rastereinsätze</b>				
260-0578486	9x9x40	weiß	1,01 €	0,85 €
260-0578578	10x10x40	weiß	1,01 €	0,85 €

# LABC

## LABORTECHNIK

30 Jahre  
Kompetenz

Aktuell

# Migra-Weithals-Probenflasche für Rohstoffe



Konform nach EG 1935/2004, EU 10/2011. Universell geeignet für Pigment, lösemittelhaltige Druckfarben, Pasten oder Flüssigkeiten (Lacke, Harze, etc.). Die weite Öffnung ermöglicht, dass man auch breiige oder viskose Substanzen einfach, z.B. mit einem Löffel, entnehmen kann. Die Flasche und der Schraubverschluss lassen sich leicht reinigen. Die Temperaturbeständigkeit des Schraubverschlusses aus PP mit eingelegter PTFE-kaschierter PE-Schaumdichtung liegt bei  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+70^{\circ}\text{C}$ .

Artikel Nr.	[DIN]	KG/BG	Volumen [mL]	Höhe / Ø [mm]	VPE [Stk]	Preis/VPE [inkl. MwSt.]	Preis/VPE [netto]
120-0669979	32	KG	30	72/36	120	121,58 €	102,17 €
120-0669986	32	KG	50	79/44	85	99,16 €	83,33 €
120-0670036	32	BG	50	79/44	85	117,44 €	98,69 €
120-0669993	40	KG	100	97/50	63	100,58 €	84,52 €
120-0670043	40	BG	100	97/50	63	119,12 €	100,10 €
120-0670005	55	KG	250	118/70	48	97,26 €	81,73 €
120-0670050	55	BG	250	118/70	48	78,91 €	66,31 €
120-0670012	55	KG	500	158/83	20	62,63 €	52,63 €
120-0670067	55	BG	500	158/83	20	73,07 €	61,40 €
120-0670029	68	KG	1000	185/103	18	96,71 €	81,27 €

# LABC

## LABORTECHNIK

30 Jahre  
Kompetenz

Liebe Kunden,

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass die LABC-Labortechnik mit dem Jahreswechsel von 2016 auf 2017 einen weiteren Schritt vollzogen hat, um den Familienbetrieb zukunftsfähig zu gestalten und für weiteres Wachstum aufzustellen.

Werner Zillger und sein Sohn Florian haben die gemeinsame Labortechnik GbR mit dem Stichtag 01.01.2017 in eine Kommanditgesellschaft überführt. Die LABC-Labortechnik Zillger KG wird ab sofort von Florian Zillger als Komplementär geführt. Mit Werner und Franziska Zillger als Kommanditisten sowie allen Mitarbeitern bleiben Ihnen die alten Ansprechpartner selbstverständlich erhalten.

Wir bitten Sie daher ab sofort jeglichen Schriftverkehr sowie die Lieferantenstammdaten auf folgende Firma zu ändern:

LABC-Labortechnik Zillger KG  
Josef-Dietzgen-Straße 1  
53773 Hennef

Wir bedanken uns für Ihre Treue und die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf ein gemeinsames erfolgreiches Jahr 2017.

Freundliche Grüße aus Hennef  
Ihr LABC-Labortechnik Team

Franziska, Florian & Werner Zillger



**Jens Sperveslage**  
Außenberater  
[www.LABC.de](http://www.LABC.de)

LABC-Labortechnik Zillger KG  
Josef-Dietzgen-Straße 1  
D-53773 Hennef  
FON +49-2242-96946-22  
FAX +49-2242-96946-20  
Mobil +49-173-3058867  
Email [Jens.Sperveslage@LABC.de](mailto:Jens.Sperveslage@LABC.de)