

# LABC

## LABORTECHNIK



30 Jahre  
Kompetenz

## Filterspitzen, in einer TipBox, DNA-, RNase-frei

Dauertiefpreis!

Artikel Nr.	Bezeichnung	VPE [Stk]	Preis [inkl. MwSt]	Preis [netto]
<b>160-0568456</b>	0,5-10 µL	960	<b>45,81 €</b>	<b>38,50 €</b>
<b>160-0568487</b>	5-100 µL	960		
<b>160-0568500</b>	50-1000 µL	960		

## Transferpette®S, Typ Variabel

Sonderpreis bis 30.08.2017

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis [inkl. MwSt]	Preis [netto]
<b>160-0575195</b>	Version D-10, 0,5-10µL	<b>291,55 €</b>	245,00 €
<b>160-0575201</b>	Version D-20, 2-20µL	<b>260,61 €</b>	219,00 €
<b>160-0575225</b>	Version D-100, 10-100µL	<b>260,61 €</b>	219,00 €
<b>160-0575232</b>	Version D-200, 20-200µL	<b>260,61 €</b>	219,00 €
<b>160-0575249</b>	Version D-1000, 100-1000µL	<b>260,61 €</b>	219,00 €

## Parafilm M-Verschlussfolie

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis [inkl. MwSt]	Preis [netto]
<b>160-0406178</b>	Parafilm, L:38m, B:100mm	<b>24,40 €</b>	20,50 €

# LABC

## LABORTECHNIK

HTA-BioTec

30 Jahre  
Kompetenz

# Kühl- und Heiz- Thermomixer für einen oder zwei Wechselblöcke

Sonderpreis bis 30.08.2017

Die Thermomixer von HTA-BioTec ermöglichen effektvolles Mischen und eine hochgenaue Temperierung (Kühlen und Heizen) dank des selbstoptimierenden Digitalreglers. Dieser garantiert niedrigste Temperaturen (Rt -18°C beim CTM) und eine sensationelle Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von +/-0,1°C (bei den Geräten für einen Block).



Artikel.Nr	Bezeichnung	Preis/Stk [inkl.MwSt.]	Preis/Stk [netto]
230-0586009	CTM Kühl-Thermomixer für einen Wechselblock	<del>2.314,55 €</del> 1.851,64 €	<del>1.945,00 €</del> 1.556,00 €
230-0586016	CTM Kühl-Thermomixer für zwei Wechselblöcke	<del>2.612,05 €</del> 2.089,64 €	<del>2.195,00 €</del> 1.756,00 €
230-0583831	HTM Heiz-Thermomixer für einen Wechselblock	<del>1.898,05 €</del> 1.518,44 €	<del>1.595,00 €</del> 1.276,00 €
230-0583848	HTM Heiz-Thermomixer für zwei Wechselblöcke	<del>2.195,55 €</del> 1.756,44 €	<del>1.845,00 €</del> 1.476,00 €

## Zubehör

Artikel.Nr	Bezeichnung	Preis/Stk [inkl.MwSt.]	Preis/ Stk [netto]
230-0583879	Wechselblock für 96 x 0,2 ml oder für 8er Strips	<del>232,05 €</del> 185,64 €	<del>195,00 €</del> 156,00 €
230-0583862	Wechselblock für 24 x 1,5 ml	<del>232,05 €</del> 185,64 €	<del>195,00 €</del> 156,00 €
230-0585729	Wechselblock für PCR-Platten 96-Well, V-Boden	<del>232,05 €</del> 185,64 €	<del>195,00 €</del> 156,00 €
230-0585736	Wechselblock für PCR-Platten 384-Well	<del>232,05 €</del> 185,64 €	<del>195,00 €</del> 156,00 €
230-0585743	Wechselblock für Mikrotiterplatten mit V- oder Rund-Boden	<del>232,05 €</del> 185,64 €	<del>195,00 €</del> 156,00 €

**LABC**

LABORTECHNIK

30 Jahre  
Kompetenz

Chemikalien/Biochemikalien  
von unserem Partner



**NEOFROXX**

Sortimentserweiterung!

Bei uns dauerhaft 20% auf die  
Listenpreise von  
[www.neofroxx.com](http://www.neofroxx.com)



# LABC

LABORTECHNIK



30 Jahre  
Kompetenz

## Spritzenvorsatzfilter

Artikel Nr.	Bezeichnung	VPE [Stk]	Preis [inkl. MwSt]	Preis [netto]
200-0673600	Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock, gemischte Zellulose (CA-CN), 30mm, 0,22µm, Farbcode: grün	100	<del>85,68 €</del> 69,02 €	<del>72,00 €</del> 58,00 €
200-0702775	Spritzenvorsatzfilter, gemischte Zellulose (CA-CN), unsteril, 30mm, 0,45µm, Farbcode: blau	100	<del>92,82 €</del> 69,02 €	<del>79,00 €</del> 58,00 €
200-0703765	Spritzenvorsatzfilter steril, CA, 25mm, 0,22µm	50	<del>70,69 €</del> 65,45 €	<del>59,40 €</del> 55,00 €
200-0703505	PES Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock, unsteril, 30mm, 0,22µm, Farbcode: weiß	100	<del>92,82 €</del> 69,02 €	<del>79,00 €</del> 58,00 €
200-0703529	PES Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock, unsteril, 30mm, 0,45µm, Farbcode: hellblau	100	<del>92,82 €</del> 69,02 €	<del>79,00 €</del> 58,00 €

## Bottle-Top-Filter mit PES-Membran

Artikel Nr.	Bezeichnung	VPE [Stk]	Preis [inkl. MwSt]	Preis [netto]
200-0596855	Bottle Top Filter GL45, Membrane PES, 0,22µm, Funnel Capacity 250ml	24	<del>152,32 €</del> 121,86 €	<del>128,00 €</del> 102,40 €
200-0596862	Bottle Top Filter GL45, Membrane PES, 0,22µm, Funnel Capacity 500ml	24	<del>165,41 €</del> 132,33 €	<del>139,00 €</del> 111,20 €
200-0596879	Bottle Top Filter GL45, Membrane PES, 0,22µm, Funnel Capacity 1000ml	24	<del>372,47 €</del> 297,98 €	<del>313,00 €</del> 250,40 €
200-0596886	Filtration-Unit, PES Membrane 50mm, 0,22µm, Funnel Capacity 250ml, Receiver Capacity 500ml	12	<del>124,95 €</del> 99,96 €	<del>105,00 €</del> 84,00 €
200-0596893	Filtration-Unit, PES Membrane 90mm, 0,22µm, Funnel Capacity 500ml, Receiver Capacity 500ml	12	<del>166,60 €</del> 133,28 €	<del>140,00 €</del> 112,00 €
200-0596909	Filtration-Unit, PES Membrane 90mm, 0,22µm, Funnel Capacity 500ml, Receiver Capacity 1000ml	12	<del>177,31 €</del> 141,85 €	<del>149,00 €</del> 119,20 €

# LABC

## LABORTECHNIK



30 Jahre  
Kompetenz

# Waagen

Sonderpreis bis 30.08.2017

Die neue Entris®. Just Weighing.

Erhalten Sie die Zuverlässigkeit und Qualität einer Sartorius Waage und zahlen dennoch nur für die Funktionen, die Sie wirklich brauchen.

Die neue Entris® wurde speziell für die effektive und zuverlässige Bewältigung tagtäglicher Wägaufgaben entwickelt.

Die einfache und klar strukturierte Bedienoberfläche, mit ihrer logischen Tastenbelegung und nicht zuletzt die sehr gute Ablesbarkeit, sind ideale Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis [inkl. MwSt.]	Preis [netto]
<b>170-0712200</b>	Präzisionswaage, ENTRIS3202i-1S, 0,01g, 3200g, interne Kalibrierung	<del>1.677,90 €</del> <b>1.174,53 €</b>	<del>1.410,00 €</del> <b>987,00 €</b>
<b>170-0712248</b>	Präzisionswaage, ENTRIS4202i-1S, 0,01g, 4200g, interne Kalibrierung	<del>1.832,60 €</del> <b>1.282,82 €</b>	<del>1.540,00 €</del> <b>1.078,00 €</b>
<b>170-0712255</b>	Analysenwaage ENTRIS224i-1S, 0,1 mg, 220 g, interne Kalibrierung	<del>2.356,20 €</del> <b>1.649,34 €</b>	<del>1.980,00 €</del> <b>1.386,00 €</b>

# LABC

## LABORTECHNIK



30 Jahre  
Kompetenz

# Absaugsystem biovac 106

Kompaktes, sicheres und präzises Absaugsystem für biologische und medizinische Flüssigkeiten.

Technische Daten:

- Saugvermögen (DIN 28432): 12 L/min
- Enddruck: <100 mbar
- Abmessung (BxTxH):  
395mm x 363mm x 197mm
- Gewicht: 8 kg



Vorteile:

- Hochwertige, chemiefeste Membranpumpe mit langer service-freier Laufzeit.
- Automatischer Überlaufschutz durch störungsfreie Technik (Schwimmventil).
- PP-Flasche durch Schnellverschlusskupplungen schnell und transportsicher auszutauschen.
- PP-Flasche und hydrophober In-Line-Filter autoklavierbar.
- Handgriff ergonomisch und autoklavierbar.
- Handgriff mit verschiedenen Aufsätzen für Pasteurpipetten und Pipettenspitzen, auch Mehrkanal-Zubehör.
- Optional Fußpedalsteuerung möglich.

Sonderpreis bis 30.08.2017

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis [inkl. MwSt]	Preis [netto]
210-0592246	Biovac 106 mit 4L Flasche, 115/230V, 50/60 Hz	<del>1.987,30 €</del> 1.391,11 €	<del>1.670,00 €</del> 1.169,00 €

**LABC**  
LABORTECHNIK

**Jens Sperveslage**  
Außendienst

**LABC-Labortechnik Zillger KG**

Josef-Dietzgen-Straße 1  
D-53773 Hennef  
FON: +49-2242-96946-22  
FAX: +49-2242-96946-20  
Mobil: +49-173-3058867  
Jens.Sperveslage@LABC.de  
www.LABC.de