

Verlängerungsmuffen für Stativstangen



Muffen aus Edelstahl 1.4301 zur 180°-winkligen Befestigung von Labor-Stativstäben.

Die Stativ-Bau-Muffen sind besonders für sehr stabile Labor-Stativwände geeignet. Die Fixierung der Labor-Stativstäbe erfolgt mit Innensechskantschrauben (Inbus).



Premiumqualität made in Germany.

Artikel-Nr.	für Stativstab Ø
310522001	12-13mm

(Achtung, der Inbus-Schlüssel ist nicht im Lieferumfang enthalten!)