

Multifunktionswerkzeug „LABC-Muli“

Wer kennt das nicht? Im Laboralltag braucht man für Kleinigkeiten diverse Werkzeuge, die man gerade nicht zur Hand hat – Schraubenzieher, Maulschlüssel, Messer und vieles andere. Multifunktionswerkzeuge als Nothelfer sind dann hochwillkommen. Wir stellen Ihnen einen ungewöhnlichen Vertreter seiner Art vor – der LABC-Muli passt in jede Kitteltasche!



Der LABC-Muli verfügt über die Funktionen von 17 Werkzeugen:


- großer und kleiner Schraubenzieher
- großer und kleiner Kreuzschraubenzieher
- Inbusschlüssel 4 mm
- Vierkant zur Heizkörperöffnung
- Maulschlüssel 8, 10, 17 und 22 mm
- Probenflaschenöffner
- Nagelzieher
- 2 kleine Messer
- Sechskantschlüssel 8 mm
- Dosenöffner
- Bit Einsatz

Maße: Höhe 8,5 x Breite 4 x Tiefe 0,5 cm

Art.-Nr.: 717869

LABC-Laborcutter

im Kunststoffetui



Die Laboruniversalschere aus rostfreiem, hochwertigem Edelstahl mit Sicherheitsschiebeverschluss aus Kunststoff schneidet Gummischläuche, Kunststoffscheiben, Metallblech oder -drähte, Holzstäbe usw., aber auch Papier und Pappe.

Der Verschluss zum Öffnen der Schere lässt sich leicht mit einer Hand bedienen.

Maße: Gesamtlänge: 19 cm / Schnittlänge: 4,2 cm
Gewicht: 150 g

Art.-Nr.: 2060/R/7,25“