



## LABC-Laborständer aus Acrylglas



Beschreibung	Artikel-Nr.	
Laborständer aus Acrylglas zur Aufnahme von 10 Rörchchen oder Reagenzgläsern bis zu 29 mm AØ Maße: 23,0 x 9,0 x 10,0 cm (L x B x H)	714233	1 Stück
Laborständer aus Acrylglas zur Aufnahme von 6 Rörchchen oder Reagenzgläsern bis zu 29 mm AØ Maße: 25,5 x 5,0 x 6,0 cm (L x B x H)	714234	1 Stück
Laborständer aus Acrylglas zur Aufnahme von 96 Rörchchen oder Reaktionsgefäßen (1,5 ml) bis zu 10,7 mm AØ Maße: 27,5 x 16,7 x 3,4 cm (L x B x H)	714235	1 Stück
Laborständer aus Acrylglas zur Aufnahme von 48 Rörchchen oder Reaktionsgefäßen (1,5 ml) bis zu 10,7 mm AØ Maße: 27,5 x 8,5 x 3,4 cm (L x B x H)	714236	1 Stück

*Geme fertigen wir auch Laborständer  
nach Ihren Angaben!  
Bitte fragen Sie bei uns an!*

