

LABC-Labortisch – maßgeschneidert für Ihren Chromatographie-Arbeitsplatz



Den besonders stabilen Gerätetisch aus Resolplatte, Alu-Vierkantprofil und Kunststoffgelenkverbindungen fertigen wir nach Ihren Maßen!
Fragen Sie uns! Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!

Eine Beispiel-Ausführung:

Art.-Nr.	716998
	Tischplatte
Flächenmaße	530 mm x 400 mm
Überhang	mindestens 10 mm
Dicke	22 mm
	Tischbeine
Höhe bis einschließlich zur Tischplatte	280 mm
Dicke	30 mm x 30 mm