

Verschließ- und Öffnungszangen

Verschließzangen

Handgerät für Alu- und Stahlbördelkappen. Verstellbar auf unterschiedliche Rollrandstärken, Bördelkappenhöhe oder Dichtscheibenstärke mit beiliegendem Inbusschlüssel.



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---------------------------------------------|
| 713811 | Verschließzange R 8 für Bördelkappen 8 mm |
| 713812 | Verschließzange R 11 für Bördelkappen 11 mm |
| 713813 | Verschließzange R 13 für Bördelkappen 13 mm |
| 713814 | Verschließzange R 20 für Bördelkappen 20 mm |
| 713815 | Verschließzange R 32 für Bördelkappen 32 mm |

Öffnungszangen

Handgerät für Alu- und Stahlbördelkappen



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-------------------------------------------|
| 713816 | Öffnungszange R 8 für Bördelkappen 8 mm |
| 713817 | Öffnungszange R 11 für Bördelkappen 11 mm |
| 713818 | Öffnungszange R 13 für Bördelkappen 13 mm |
| 713819 | Öffnungszange R 20 für Bördelkappen 20 mm |
| 713820 | Öffnungszange R 32 für Bördelkappen 32 mm |

Reinraum Bördelwerkzeug aus Edelstahl

Bördelwerkzeuge für den Reinraum werden komplett aus Edelstahl gefertigt, um maximale Beständigkeit bei Dampfsterilisation und Autoklavieren zu gewährleisten. Der Bördel-/Entbördelmechanismus ist korrosions- und hitzebeständig. Durch die Edelstahlkonstruktion ist keine Schutzbeschichtung am Griff und Bördelkopf erforderlich. Auch wiederholte Sterilisation für Reinraumanwendungen verursachen keine Schädigung des Werkzeuges. Bördelwerkzeuge sind einstellbar in Bördeldruck und -höhe um optimale Bördelergebnisse bei unterschiedlichen Flaschentypen zu erzielen



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-------------------------------------|
| 713821 | Verschließzange aus Edelstahl 11 mm |
| 713822 | Verschließzange aus Edelstahl 13 mm |
| 713823 | Verschließzange aus Edelstahl 20 mm |
| 713824 | Öffnungszange aus Edelstahl 11 mm |
| 713825 | Öffnungszange aus Edelstahl 13 mm |
| 713826 | Öffnungszange aus Edelstahl 20 mm |

Öffnungsschneider R0

für alle Bördelkappengrößen R 8 bis R 32



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 713827 | Öffnungsschneider R0 für Bördelkappengröße R 8 – R 32 |