

Elektronische Verschließgeräte

Stromverschließgerät mit austauschbaren Verschließ- und Öffnungsköpfen



- direkter Stromanschluss (220 Volt, ohne Akku)
- austauschbare Verschließ- und Öffnungsköpfe
- für Aluminium-, Stahl- und magnetischen Kappen
- Programmspeicherung für unterschiedliche Kappen
- als Standgerät einsetzbar durch Stativ- und Montageeinheit

Art.-Nr.	Bezeichnung
719148	Komplettset: Elektronisches Verschließgerät, Verschließkopf* mit Stativ- und Montageeinheit
719149	Stativ- und Montageeinheit
719150	Elektronisches Verschließgerät (ohne Bördelkopf, ohne Stativ)
719151	Verschließkopf 8 mm
719152	Verschließkopf 11 mm
719154	Verschließkopf 13 mm
719156	Verschließkopf 20 mm
719153	Öffnungskopf 11 mm
719155	Öffnungskopf 13 mm
719157	Öffnungskopf 20mm

* Bitte Größe des Verschließ- ggf. Öffnungskopfes angeben!

Akku-Verschließgerät



- elektronisches Verschließgerät mit 6,4 Volt Lithium-Ionen-Akku mit Ladezu-standsanzeige, mit Ladegerät
- Arbeiten auch während des Ladevorgangs möglich
- für 8 – 20 mm Aluminium- und 20 mm Ring-Bördelkappen
- elektronisch geregelte Verschließkraft- und höhe schneller Verschließzyklus
- als Standgerät durch Stativ- und Montageeinheit möglich

Art.-Nr.	Bezeichnung
715136	Komplettset: Elektronische Verschließzange* mit Stativ- und Montageeinheit
719149	Stativ- und Montageeinheit
715119	Lithium Ionen Ersatzakku 6,4 Volt
7159008	Verschließzange, elektronisch 8 mm
7159011	Verschließzange, elektronisch 11 mm
7159013	Verschließzange, elektronisch 13 mm
7159020	Verschließzange, elektronisch 20 mm
7159018	Öffnungszange, elektronisch 8 mm
7159022	Öffnungszange, elektronisch 11 mm
7159023	Öffnungszange, elektronisch 13 mm
7159024	Öffnungszange, elektronisch 20 mm

* Bitte Größe der Verschließ- ggf. Öffnungszange angeben!