

LABCoating

Goldbeschichtete Filter

Art.-Nr.	Beschreibung
71730437-1X	1 x beschichtet mit Gold, Quarzglasfaserfilter, Ø37 mm
71730437-2X	2 x beschichtet mit Gold, Quarzglasfaserfilter, Ø37 mm
71730437	Goldbedampfte Kernporenfilter, Goldschichtdicke 40/20 nm, Ø 37mm Porenweite: 0,4µm
71730450	Goldbedampfte Kernporenfilter, Goldschichtdicke 40/20 nm, Ø 50mm Porenweite: 0,4µm

LABC-Auslagepapier, beschichtet mit Polyethylen



Saugfähiges, einseitig mit Polyethylen beschichtetes Papier zum Auslegen von Arbeitstischen, Schrankfächern oder Regalen - saugt alles auf und lässt nichts durch.

Art.-Nr.	Maße Rolle (Länge x Breite)
1.601.400050	50 m x 40 cm
1.601.600050	50 m x 60 cm