


## LABC - Sicherheitsbox - empfohlene Sicherheit -



Die LABC-Sicherheitsbox besteht aus drei leicht transportablen Einzelteilen, die mit Magnetschnäpper verbunden und mit zusätzlichen Ketten gesichert werden. Alle Teile sind aus Polycarbonat gefertigt und ermöglichen freie Sicht von allen Seiten. Die verriegelbaren Eingriffsöffnungen ermöglichen sichere Bedienungen einer Apparatur während des Betriebes. Die Sicherheitsbox ist standfest, schnell auf- und abgebaut, benötigt nur geringe Lagerfläche.

Art.-Nr.	Beschreibung
8001	Sicherheitsbox aus Polycarbonat, Maße: H1200 x B850 x T500 mm, Wandstärke 4 mm

### Sondermaße (auch ohne Deckel) auf Anfrage!

Wir danken dem Chemotechniker Heinz Theo Wasser, Bayer AG Leverkusen, für die Idee und Entwicklung der Sicherheitsbox.