

PP- Mikroflasche 0,3 ml

Mit Kurzgewindeschraub-, Schnapping- oder Aluminiumverschlüssen



713513

Art.-Nr.	Beschreibung / VPE = 100 Stk.
713513	0,3 ml PP-Schnapping-/Rollrand-Mikroflasche, transparent, 32 x 11,6 mm
713514	11 mm Schnapping-Kappe, transparent, Naturkautschuk/TEF rot-orange, mit Loch 6,3 mm, 52°shore A, 1,0 mm
713515	11 mm Schnapping-Kappe, transparent, mit Loch, Silicon weiß/PTFE rot, ultra clean / 45°shore A, 1,0 mm
713516	11 mm Schnapping-Kappe, transparent, mit Loch, Silicon weiß/PTFE blau, kreuzgeschlitzt, 55°shore A, 1,0 mm
713517	11 mm Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch, Naturkautschuk/TEF rot-orange, 60°shore A, 1,0 mm
713518	11 mm Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch, Silicon weiß/PTFE rot / ultra clean , 45°shore A, 1,3 mm
713519	11 mm Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch, Silicon weiß/PTFE blau, kreuzgeschlitzt, 55°shore A, 1,5 mm



713520

Art.-Nr.	Beschreibung / VPE = 100 Stk.
713520	0,3 ml PP-Kurzgewinde-Mikroflasche, dunkel, 32 x 11,6 mm
713521 (713522)	9 mm Kurzgewinde-Schraubkappe, transparent mit Loch, incl. Naturkautschuk/TEF rot-orange, 60°shore A, 1,0 mm
713523 (713524)	9 mm Kurzgewinde-Schraubkappe, transparent mit Loch, incl. PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot, 45°shore A, 1,0 mm
713525 (713526)	9 mm Kurzgewinde-Schraubkappe, transparent mit Loch, incl. Silicon weiß/PTFE rot, 55°shore A, 1,0 mm
713527 (713528)	9 mm Kurzgewinde-Schraubkappe, transparent mit Loch, incl. Silicon weiß/PTFE blau, geschlitzt, 55°shore A, 1,0 mm

Alle oben genannte Kombinationsverschlüsse können auch in einer blauen 9 mm Kurzgewindeschraubkappe geliefert werden. (Vgl. Artikel-Nr. in Klammern)!