

Rollrandflaschen N20



- 20ml Rollrandflasche N20
- Außenhöhe: 75,5 mm
- Außendurchmesser: 22,5 mm
- Klarglas 1. hydrol. Klasse nach DIN ISO 719
- langer Hals
- Bördelrand Ø x Höhe: 20x3,6 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
713859	flacher Boden	100 Stk
713860	HS-Boden (für CTC-Sampler)	100 Stk
713861	Alukappe 20 mm walzblank mit Loch, Formscheibe Butyl/PTFE grau, 50° shore A, 3,0 mm	100 Stk
	weitere Bördelkappen auf Anfrage!	

Ihr Jahresbedarf auf Abruf? Bitte fragen Sie an!