

## Vorgereinigte Schraubvials - TOC zertifiziert -

Die vorgereinigten 40mL Probenglasflaschen aus Borosilikatglas mit Loch-Schraubkappe und 1,5mm starkem Silikon/PTFE-Septum werden nach einem Waschprotokoll gewaschen, gespült und getrocknet um u.a. die lipophilen Reste aus den Flaschen zu entfernen. (<10ppb C)

Eingesetzt werden sie vielfach in der Umweltanalytik, dort gibt es gesetzlich festgelegte TOC Grenzwerte, die die Prüfung z.B. der Oberflächenwasser auf den TOC-Gehalt erforderlich machen.

Nicht vorgereinigte Vials können zum TOC-Wert beitragen und fehlerhaft hohe TOC-Werte verursachen.

Die Schraubkappen und Septen sind zum besseren Halt des Septums verschweißt, es kann also kein durchstoßen des Septums in das Vial auftreten.



Lieferumfang:  
Vials, Etiketten, Zertifikat



Art.-Nr.	Volumen [mL]	Abmessung [mm]	TOC [ppb]	Glas (Borosilikat)	VPE
<b>8S74-40-H/TOC10-15</b>	40	27x95	<10	klar	72 Stk
<b>8S74-40-D/TOC10-15</b>	40	27x95	<10	braun	72 Stk

Weitere Flaschengrößen und -typen auf Anfrage!