

## Mikroliterflasche mit flachem Boden



### Garantiert eine maximale Probenausnutzung für GC und HPLC/UHPLC Proben mit einem Totvolumen <1µL

Die Total Mikroliter Flaschen verfügen über einen präzise ausgeformten Innenkonus, welcher eine maximale Probenausnutzung ermöglicht, unabhängig vom verwendeten Sprizentyp und ohne Mikroeinsatz. Flaschen mit ultra flexiblem Volumen von 1,6 ml (max. mögliches Volumen) bis zu 25µL (min. empfohlenes Arbeitsvolumen für reproduzierbare Ergebnisse, unabhängig vom verwendeten Spritzen-/Nadeltyp).

- Minimalstes Tot-/Restvolumen von <1µL für wertvolle Proben.
- Ideale Flaschen für die Aufkonzentrierung von Proben, da der solide Glasboden einen exzellenten Wärmetransfer und eine hohe mechanische Stabilität gewährleistet.
- Universelle Autosampler Kompatibilität aufgrund des flachen Glasbodens und des Außendesigns einer Standard-Probeflasche (keine Notwendigkeit für einen Adapter).
- Erhältlich als Kurzgewinde-ND9 oder Schnapping-/Rollrandflasche ND11.

Art.-Nr.	Beschreibung / VPE = 100 Stk.
713845	0,9 ml Total Mikroliter Kurzgewindeflasche ND9, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, Restvolumen <1µL
713846	9 mm UltraBond-Verschluss PP-Kurzgewindeschraubkappe blau, 6 mm Loch, Silikon beige/PTFE weiß, geschlitzt, 45°shore A, Dicke 1,3 mm
713847	9 mm UltraBond-Verschluss PP-Kurzgewindeschraubkappe blau, 6 mm Loch, Silikon beige/PTFE weiß, 45°shore A, Dicke 1,3 mm
713848	9 mm PP-Kurzgewindekappe blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, Pre-cut-angeschlitzt (Y), 55°shore A, Dicke 1,0 mm

Art.-Nr.	Beschreibung / VPE = 100 Stk.
713542	0,9 ml Total Mikroliter Schnapping-/Rollrandflasche ND11, 32 x 11,6 mm, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, Restvolumen <1µL
713543	11 mm PE-Schnappingkappe, blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/PTFE blau, 55°shore A, Dicke 1,0 mm, kreuzgeschlitzt, harte Version
713544	11 mm PE-Schnappingkappe blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/PTFE blau, 55°shore A, Dicke 1,0 mm, kreuzgeschlitzt, weiche Version
713545	11 mm UltraClean-Verschluss, PE-Schnappingkappe blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 45°shore A, Dicke 1,3 mm, harte Version
713546	11 mm UltraClean-Verschluss PE-Schnappingkappe, blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, 45°shore A, Dicke 1,3 mm, weiche Version
713547	11 mm PP-Schnappingkappe blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, angeschlitzt (Y) Pre-cut Septen, 45°shore A, Dicke 1,3 mm, harte Version
713548	11 mm PP-Schnappingkappe blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot, angeschlitzt (Y) Pre-cut Septen, 45°shore A, Dicke 1,3 mm, weiche Version