

## Flaschen mit Barcode-Etiketten



Bei großem Probendurchsatz und für eine korrekte Identifikation Ihrer Proben können wir Ihnen Probenflaschen mit Barcode-Etiketten zur Verfügung stellen. Mittels Barcode kann die Probe von der Probenvorbereitung durch den gesamten Analysenprozess hindurch verfolgt werden. Probenverwechslungen können so vermieden und die Verwaltung der Analysendaten auf ein Minimum reduziert werden. Die Etiketten wurden für den Gebrauch im Labor entwickelt, d.h. sie sind temperaturbeständig und weisen eine gute chemische Resistenz auf.

Die Barcode-Label können individuell nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Größen, Formen, Farben und Darstellungen können gemäß Ihrer Vorgabe angefertigt werden.

*Mögliche Materialeigenschaften: (abhängig vom Einsatzfall!)*

Dauerhaftes, leistungsfähiges Etikettenmaterial für Anwendungen unter schwierigen Bedingungen. Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Hitze, Lösungsmittel, Lötbäder, Autoklavierung, Desinfektion, Reinigungsmittel, Lagerung im Gefrierfach uvm.  
Temperaturbeständigkeit: ca.  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $120^{\circ}\text{C}$

### **Folgende Fragen sollten vorab geklärt werden:**

- Art des Barcodes (z.B. EAN-Code)
- welche Informationen sollen verschlüsselt werden
- gewünschte Etikettengröße
- Anforderung an die Beständigkeit der Etiketten: hitzebeständig, kratzfest etc.
- horizontale oder vertikale Ausrichtung
- maximal fünf Zeichen können hinterlegt werden – Buchstaben und/oder Zahlen
- Mindestabnahmemenge 20.000 Stück