



Objektträger- Ständer aus Metall

Metallständer zur Aufbewahrung von 45 Objektträgern mit den Maßen (b x h) 130 x 90mm oder von scheibenförmigem Werkstoffproben mit einer maximalen Breite von 130mm (minimale Breite =120mm!) und einer maximalen Stärke von 3mm. Der Metallständer wird produziert als Einzelanfertigung aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301). Auf Anfrage können wir den Metallständer auch für andere Objektträger-Maße produzieren.



Art.Nr.: 788851 Metallständer