

Bechergläser aus Borosilikatglas 3.3 niedere Form, mit seitlichem Henkel



Bechergläser mit Henkel aus SIMAX-Borosilikatglas 3.3 werden im Chemielabor oder Chemieunterricht als Messbecher oder als Kochgläser verwendet. Der seitlich angebrachte, stabile Handgriff aus massivem Glas dient als Hitzeschutz und ermöglicht ein sicheres Ausgießen.

Lieferbare Varianten und Größen der Bechergläser aus Borosilikatglas 3.3 niedere Form mit seitlichem Henkel:

Art.-Nr.	Volumen	Durchmesser	Höhe
777950	250 ml	70 mm	95 mm
777951	400 ml	80 mm	110 mm
777952	600 ml	90 mm	125 mm
777953	1.000 ml	105 mm	145 mm

