

QUICKSAFE-Probenbeutel aus Polyethylen

ohne Schriftfeld



PE-Beutel mit praktischem Schnellverschluss. Nur Verschluss zusammendrücken und der Beutel ist dicht.

Art.-Nr.	Maße	VPE	
PZ 40	40 x 60 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 60/K	60 x 80 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 60/G	60 x 130 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 70	70 x 100 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 80	80 x 120 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 100	100 x 150 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 120	120 x 170 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 150	150 x 220 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 160	160 x 220 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 180	180 x 250 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 200	200 x 300 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 220	220 x 310 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 250	250 x 350 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 280	280 x 400 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 300	300 x 400 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	

QUICKSAFE-Probenbeutel aus Polyethylen mit Schriftfeld

Art.-Nr.	Maße	VPE	
PZ 40/S	40 x 60 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 60/S	60 x 80 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 70/S	70 x 100 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 80/S	80 x 120 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 100/S	100 x 150 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 120/S	120 x 170 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 160/S	160 x 220 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	
PZ 200/S	200 x 300 x 0,05 mm	10 x 100 Stück	



PE-Beutel mit praktischem Schnellverschluss und weißem Schriftfeld.



Druckverschlussbeutel opak

undurchsichtig in verschiedenen Farben auf Anfrage.
Ideal geeignet für lichtempfindliche Produkte: z. B.: PE-Beutel, schwarz, mit weißem Schriftfeld, 102 x 152 x 0,05 mm, VPE = 10 x 100 Stück

Art.-Nr.: **5222000**



Laborstift Art.-Nr.: 711288

temperaturbeständig bis mindestens 1050°C, zur Beschriftung glasierter Keramik



Laborstifte und -marker

Für diese Filzstifte wurde eigens eine schnelltrocknende schwarze Tinte mit einer hohen Chemikalienbeständigkeit und Wasserfestigkeit speziell zum Beschriften von PolyPaper® entwickelt. Damit lassen sich dauerhafte Aufzeichnungen erzielen. Sie sind jedoch auch als Markierungsstifte auf Glas und Kunststoff ausgezeichnet. Selbst nach wiederholtem Autoklavieren ist diese Tinte noch einwandfrei lesbar. Kappe mit praktischem Clip. Labormarker identisch mit Laborstift, jedoch hat Marker breitere Filzspitze.

Art.-Nr.: **288763100** Laborstifte mit schmaler Filzspitze VPE = 4 Stück

Art.-Nr.: **288763110** Labormarker mit breiter Filzspitze VPE = 4 Stück