



Universalklemme

Im Laboralltag werden offene Gefäße eingesetzt, in denen verschiedene Instrumente plaziert werden müssen. Üblicherweise werden für jedes Instrument Stativstange, Muffe und Klemme benötigt. Hier wird seit langem eine Lösung gesucht, die

- mehrere Instrumente schnell und gleichzeitig fixiert
- Instrumente einfach am Gefäßrand anklammern kann
- eine sichere und schnelle Montage erlaubt
- leicht und handlich ist



Die **LABC-Universalklemme** erlaubt ein schnelles, problemloses und sicheres Fixieren von mehreren Laborinstrumenten wie Thermometern, Reagenzgläsern, Elektronen, Schläuchen etc. an offenen Gefäßen.



LABC- Universalklemme	Größe b	Höhe h	Best.-Nr.	
	mm	mm		
	47	45	30002	