

## LABC-Ausgießhahn (Auslaufhahn, Ablasshahn, Ausgießer mit Hahn) mit DIN 50 Gewintheadapter für Kautex-Kanister

Zur genauen und einfachen Dosierung auch durch enge Flaschenhäuse. Der Hahn ist am unteren Ende als Abtropfkante ausgebildet und hat ein Außen-Ø von 12,5mm. Damit ist ein Dosieren in Gefäßen z.B. mit NS14-Schliff problemlos möglich. Das patentrechtlich geschützte Belüftungssystem erlaubt ein leichtes, gleichmäßiges und gluckerfreies Umfüllen von Flüssigkeiten.



**Auslauf:**  
Ø22mm ohne  
Abtropfkante!



**NEU !**

**Auslauf:**  
Ø12,5mm mit  
Abtropfkante!

Der

**LABC -Ausgießhahn Nr.: 711608 mit DIN 50 Gewintheadapter** passt auf alle 5L und 10L-Behälter der Industrie-Kanister-Serie 353 PE-HD von Kautex mit 50mm Gewinde. Hier eine Artikelnummerübersicht von Herstellern und Vertriebsfirmen der Kanister:



Hersteller/Vertrieb	5L Kanister Serie 353PE-HD	10L Kanister Serie 353PE-HD
Kautex	353-95815	353-90643
VWR	216-5304	216-5306
Quadrolab	9.140025	9.140030
Fisher Scientific	3405035	3542605
VGKL	225295815	225290643

Der **LABC -Ausgießhahn Nr.: 711608 mit DIN 50 Gewintheadapter** ist eine Alternative zu den bisher üblichen Hähnen mit breitem (22mm!) Auslauf und ohne Tropfkante! (z.B. der Kautex - Hahn Nr.: 805-90386)

**Art.-Nr.: 711608**