

Laborstifte und - marker für das Labor



Laborstift – temperaturbeständig bis mindestens 1050 °C zur Beschriftung glasierter Keramik.

Art.-Nr.: 711288



Für diese Filzstifte wurde eigens eine schnelltrocknende schwarze Tinte mit einer hohen Chemikalienbeständigkeit und Wasserfestigkeit speziell zum Beschriften von PolyPaper® entwickelt. Damit lassen sich dauerhafte Aufzeichnungen erzielen. Sie sind jedoch auch als Markierungsstifte auf Glas und Kunststoff ausgezeichnet. Selbst nach wiederholtem Auoklavieren ist diese Tinte noch einwandfrei lesbar. Kappe mit praktischem Clip. Labormarker identisch mit Laborstift, jedoch hat Marker breitere Filzspitze.

Art.-Nr.: 713539 Laborstifte mit schmaler Filzspitze, VPE = 4 Stk.

Art.-Nr.: 713540 Labormarker mit breiter Filzspitze, VPE = 4 Stk.

Zur korrosionsfreien Beschriftung: edding 8030



NLS-Marker mit Rundspitze, permanente, geruchsarme Tusche, halogen- und chlorarm, in den Farben: rot und blau (entspricht Luftfahrtnorm LN 9051)

Art.-Nr.: 7118030,003

Zum wasch- und kochfesten Kennzeichnen von fast allen Textilien: edding 8040



Wäschemarker mit Rundspitze, permanente, geruchsarme Tusche, Farbe: schwarz

Art.-Nr.: 7118040,001

Zur Markierung und Beschriftung von Reifen und anderen Gummioberflächen: edding 8050



Reifenmarker mit Rundspitze, permanente, lackartig deckende, geruchsarme Tusche, Farbe: weiß

Art.-Nr.: 7118050,049

Zur Schimmelpilz-Reduzierung in Sanitärfugen: edding 8200


Fugenmarker mit Rundspitze, permanente, wasserfeste, lackartig deckende, geruchsarme Tusche, Farbe: weiß Zur farblichen Ausbesserung von Sanitärfugen, z. B. in Bad und Küche. Enthält ein Fungizid, das die Schimmelpilzbildung reduziert. Nur in Einzelverpackung erhältlich.

Art.-Nr.: 7118200,049

Für Beschriftungen, die auf fast allen Materialien ausschließlich unter UV-Licht sichtbar sind: edding 8280


Securitas-UV-Marker mit Rundspitze, Spezialtusche

Art.-Nr.: 7118280,100

Zur Beschriftung von leicht öligen und staubigen Oberflächen: edding 8300


Industry Permanent-Marker mit Rundspitze, permanente Tusche, Farben: schwarz, rot und blau

Art.-Nr.: 7118300,002

Zur korrosionsarmen Beschriftung. Beständig gegen viele Lösungsmittel und Lacke: edding 8404


Aerospace-Marker mit Rundspitze, permanente, geruchsneutrale, wassergelöste Pigmenttusche, lichtbeständig, wisch- und wasserfest nach dem Trocknen, Farbe: schwarz; geprüft von British Aerospace Airbus Ltd. gemäß Norm ABP 9-3323 standard, Class A

Art.-Nr.: 7118404,001

Zur Beschriftung von leicht öligen und staubigen Oberflächen: edding 8750


Industry-Paintmarker mit Rundspitze, permanente, lackartig deckende Tusche Farben: schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa, weiß

Art.-Nr.: 7118750,002

Zur Beschriftung von rauen Oberflächen, verschmutzten Materialien, rostigen Metallen: edding 950


Industry Painter - Pastenmarker mit stark deckender hochpermanenter Farbpaste, lichtbeständig, wisch- und wasserfest nach dem Trocknen, Farben: schwarz, rot, blau, gelb, weiß; Schachtel à 10 Stück sortiert, je 2 Stück per Farbe

Art.-Nr.: 711950,005