

Verschließzangen

Handgerät für Alu- und Stahlbördelkappen. Verstellbar auf unterschiedliche Rollrandstärken, Bördelkappenhöhe oder Dichtscheibenstärke mit beiliegendem Inbusschlüssel.

Beschreibung	Artikel-Nr.:	
Verschließzange 8mm	7157108	
Verschließzange 11mm	7157111	
Verschließzange 13mm	7157113	
Verschließzange 20mm	7157120	



Öffnungszangen

Handgerät für Alu- und Stahlbördelkappen.

Beschreibung	Artikel-Nr.:	
Öffnungszange 8mm	7157208	
Öffnungszange 11mm	7157211	
Öffnungszange 13mm	7157213	
Öffnungszange 20mm	7157220	




Mechanisches Verschließ - und Öffnungsgerät

für Bördelkappen aus Aluminium und Stahl

Die Verschleißköpfe sind auf unterschiedliche Bördelrandausführungen justierbar!

Beschreibung	Artikel-Nr.:	
Stativ	715605	
Halterung (für auswechselbare Köpfe)	715610	
Verschleißkopf 8mm	715620	
Verschleißkopf 11mm	715625	
Verschleißkopf 13mm	715630	
Verschleißkopf 20mm	715635	
Öffnungskopf 8mm	715640	
Öffnungskopf 11mm	715645	
Öffnungskopf 13mm	715650	
Öffnungskopf 20mm	715655	
Flaschenführung 8mm	715660	
Flaschenführung 11mm	715665	
Flaschenführung 13mm	715670	
Flaschenführung 20mm	715675	



Elektronische Verschließ- und Öffnungsgerät

- einfach Handhabung und gleichmäßiger Verschluß
- Akkubetrieben; für hunderte Verschließ- oder Öffnungsvorgänge
- elektronisch geregelte Verschließkraft
- einstellbare Hubhöhe
- ergonomische Bauweise und nur 600g Gewicht
- kein Verdrehen keine Belastung des Handgelenkes
- Einsatz auch bei Flaschen in üblichen Flaschenhaltern und Autosamplertablets

Bezeichnung	Artikel-Nr.:	
Elektronische Verschließzange 11mm	715900	
Elektronische Verschließzange 20mm	715902	
Elektronische Öffnungszange 11mm	715903	
Elektronische Öffnungszange 20mm	715904	
Ersatz-akku VersaPak®-Gold	715901	

Lieferumfang incl. Akku VersaPak®-Gold und Ladegerät

