

Kurzwindflaschen 1,5 ml

mit Universal-Schraubverschlüssen und Mikroeinsätzen

Kurzwindflasche mit Schraubverschluß im Bördelkappen-Design

Vorteile:

- Universell einsetzbar in allen bekannten Autosamplern mit 12 x 32 mm Rollrand-und/oder Gewindflaschen.
- Aufgrund des Bördelkappen-Designs auch geeignet für Roboterbetrieb. Anwenderfreundliche Handhabung - zeitaufwendiges Ver- und Entbördeln entfällt.
- Die weite Öffnung des Flaschenhalses erleichtert die Befüllung mit viskosen Stoffen.
- Sortiment an Kurzwindflaschen in Klar- und Braunglas, mit und ohne Schriftfeld.
- Auswahl an Schraubverschlüssen mit verschiedenen Septen für unterschiedliche Anwendung.
- Große Auswahl an passenden Mikroeinsätzen, einschließlich solcher mit flachem Boden bzw. mit Polymerfuß.

| Art.-Nr | Artikel-Bezeichnung |
|----------------------------|--|
| 11 09 0500 | 1,5 ml Kurzwindflasche, 32 x 11,6mm, Klarglas, 1. Klasse |
| 11 09 0519 | 1,5 ml Kurzwindflasche, 32 x 11,6mm, Klarglas, 1. Klasse, mit Beschriftungsfeld |
| 11 09 0520 | 1,5 ml Kurzwindflasche, 32 x 11,6mm, Braunglas, 1. Klasse, mit Beschriftungsfeld |
| 09 15 0478 (09 15 0867) | 9 mm KG-Schraubkappe, transp. mit Loch incl. NK/TEF rot-orange, 52° shore A, 1,0 mm |
| 09 15 0480 (09 15 0868) | 9 mm KG-Schraubkappe, transp. mit Loch incl. PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot, 52° shore A, 1,0 mm |
| 09 15 0481 (09 15 0838) | 9 mm KG-Schraubkappe, transp. mit Loch incl. Silicon weiß/PTFE rot, 52° shore A, 1,0 mm |
| 09 15 0852 (09 15 0869) | 9 mm KG-Schraubkappe, transp. mit Loch incl. Silicon weiß/PTFE blau, geschlitzt, 60° shore A, 1,0 mm |
| 06 09 0357 | 0,1 ml Mikroeinsatz, 31 x 6mm Klarglas, 15 mm Spitze |
| 06 09 0669 | 0,1 ml Mikroeinsatz, 31 x 6mm Klarglas, 12 mm Spitze |
| 06 09 0865 | 0,1 ml Mikroeinsatz, 28,6 x 5,6 mm NEU! Klarglas, mit Polymerfuß |
| 06 09 0866 | 0,2 ml Mikroeinsatz, 31 x 6 mm NEU! Klarglas, mit flachem Boden |


*Alle o.g. Kombinations-Verschlüsse sind auch mit einer **blauen** 9 mm KG-Schraubkappe erhältlich (Vgl. Artikel-Nr. in Klammern)!*

HINWEIS

Unsere Kurzwindflasche ist zusammen mit einer 9 mm KG-Schraubkappe, blau, mit einer der nebenstehenden Dichtscheiben auch geeignet für den Einsatz auf dem Autosampler.

WATERS ALLIANCE

Fordern Sie ein Musterkit an!
Artikel-Nr.: 10-7.0A



**Ihr Jahresbedarf auf
Abruf? Bitte fragen Sie
an!**