

**LABC**

LABORTECHNIK

Herstellerunabhängiges  
**AAS-Zubehör**

Graphitrohre



# LABC

## LABORTECHNIK

### Inhaltsverzeichnis

GBC.....	5
HITACHI.....	6
Perkin Elmer.....	7-8
Shimadzu.....	9-11
Thermo Electron.....	12
VARIAN.....	13-14

## So einfach geht's mit **LABC**

### Sie bestellen

- ▶ **schriftlich** wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

**LABC-Labortechnik Zillger GbR**  
**Josef-Dietzgen-Str. 1**  
**D-53773 Hennef**

- ▶ **per Fax: 02242-96946-20**  
Unsere FAX-Nummer ist rund um die Uhr erreichbar
- ▶ **per e-mail:** [info@LABC.de](mailto:info@LABC.de)
- ▶ **telefonisch** unter der Rufnummer **02242-96946-0** erreichen Sie uns montags bis donnerstags von 7:30 bis 16:30 Uhr und freitags von 7:30 bis 16:00 Uhr

### Wir liefern

- ▶ Die meisten Artikel können wir bei Auftragseingang sofort ab Lager auf den Weg bringen.
- ▶ Wir liefern mit UPS und TNT Express.

### Unsere Garantie

#### Sie bestellen ohne Risiko!

- ▶ Denn zur Prüfung jeder **LABC**-Lieferung haben Sie 14 Tage Zeit. So lange gilt unsere Umtausch- und Rückgabegarantie.
- ▶ Sie haben die Möglichkeit, Geräte für 14 Tage zur Ansicht oder Testzwecken zu erhalten, um Ihre Kaufentscheidung in Ruhe zu treffen.
- ▶ Bitte verwenden Sie für Ihre Rücksendung die Originalverpackung und fügen eine Kopie unseres Lieferscheines bei.







### Unser Service

#### Sie werden gut beraten







- ▶ Für telefonische Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
- ▶ Ihre schriftlichen Angebotsaufträge werden umgehend bearbeitet.
- ▶ Unsere aktuellen Informationen und Kataloge erhalten Sie kostenlos jeweils nach Erscheinen.
- ▶ Weitere Exemplare schicken wir Ihnen gern auf Anforderung zu.
- ▶ Beachten Sie bitte die beim Umgang mit Laborartikel erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen.
- ▶ Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtum vorbehalten.

Stand 2015






## GBC Graphitrohre und -kontakte

Bild	Beschreibung	OEM-Nr.	LABC-Nr.	VPE
	Platform, pyrolytic graphite 7,4x3,3x1,5mm, GBC Passend für Geräte z.B.SYS- 2000, SYS-3000	99-0060-00	105638-10 105638-20 105638-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Electrode D19/5,5x21mm GBC SYS-2000 SYS-3000	45-0006-00	105639	2 Stück
	Shroud D25/9x30mm GBC SYS-2000 SYS-3000	45-0004-00	105640	1 Stück
	Standardtube, coated D7/3,7x24,2mm GBC Passend für Geräte z.B. SYS-2000 SYS-3000	99-0059-00 45-0005-00	105641-10 105641-20 105641-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Standardtube, coated (longlife) D7/3,7x24,2mm GBC	n/a	105642-10 105642-20 105642-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Standardtube, uncoated (longlife) D7/3,7x24,2mm GBC	99-0059-01	105644-10 105644-20 105644-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück





## HITACHI Graphitrohre und -kontakte

Bild	Beschreibung	OEM-Nr.	LABC-Nr.	VPE
	Standardtube, uncoated D7,8/4,7x30mm HITACHI	180-7400	105305-10 105305-20 105305-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Standardtube, coated D7,8/4,7x30mm HITACHI	180-7444	105310-10 105310-20 105310-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Tube for extended injection volume, coated D7,8/4x30mm HITACHI	190-6003	105320-10 105320-20 105320-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Standardplattform, pyrolytic graphite 18x3,8x1,2mm HITACHI	180-7404	105613-10 105613-20 105613-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Contacts D20/4x21,5mm HITACHI	180-7401	105614	1 Stück
	Zeeman Contact HITACHI	172-8805	105615-2 105615-4	2 Stück 4 Stück






### Perkin Elmer Graphitrohre und -kontakte

Bild	Beschreibung	OEM-Nr.	LABC-Nr.	VPE
	Standardtube, uncoated D8,2/5,7x28,1mm PERKIN-ELMER	B0137113 (5pc) B3001253 (20pc) B070699 (50pc)	105600-10 105600-20 105600-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Standardtube, coated D8,2/5,7x28,1mm PERKIN-ELMER	B0105197 (5pc) B0135653 (10pc) B3000342 (20pc) B0091504 (50pc)	105601-10 105601-20 105601-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Tube for L'vov Platform, uncoated D8,2/5,7x28,1 PERKIN-ELMER	B0121093 n/a B0109321	105602-10 105602-20 105602-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	L'vov Platform, pyrolytic graphite 15x4,1x1mm PERKIN-ELMER	B0137112 (5pc) B0121091 (10pc) B3001256 (20pc) B0109324 (50pc)	105605-10 105605-20 105605-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Tube for L'vov Platform, coated D8,2/5,7x28,1 PERKIN-ELMER	B0137112 (5pc) B0121092 (10pc) B3001254 (20pc) B0109322 (50pc)	105606-10 105606-20 105606-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück

## Perkin Elmer Graphitrohre und -kontakte





Bild	Beschreibung	OEM-Nr.	LABC-Nr.	VPE
	Coated tube with preinserted pyrolytic graphite platform D8,2/5,7x28,1mm PERKIN-ELMER	B0112660 (10pc) B3000343 (20pc)	105607-10 105607-20 105607-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	HGA contactset with sensorhole PERKIN-ELMER	B0093993 (Set) B0180363 (Set of 5)	105610	Set
	HGA contactset without sensorhole PERKIN-ELMER	B0128495 (Set) B3130086 (Set of 5)	105611	Set
	Zeeman contactset PERKIN-ELMER	B0116823 (Set) B0180361 (Set of 5)	105612	Set

## SHIMADZU Graphitrohre und -kontakte





Bild	Beschreibung	OEM-Nr.	LABC-Nr.	VPE
	Standardtube, coated D6,1/4,2x30mm with 60° contact cone SHIMADZU	200-54525RI	105620-10 105620-20 105620-50 105620-100	10 Stück 20 Stück 50 Stück 100 Stück
	Standardtube with 5 holes, coated D6,1/4,2x30mm with 60° contact cone SHIMADZU	200-54525RI (old)	105621-10 105621-20 105621-50 105621-100	10 Stück 20 Stück 50 Stück 100 Stück
	Standardtube with 5 holes, uncoated D6,1/4,2x30mm with 60° contact cone SHIMADZU	200-54520RI (old)	105622-10 105622-20 105622-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Standardtube, uncoated D6,1/4,2x30mm with 60° contact cone SHIMADZU	200-54520RI	105630-10 105630-20 105630-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Tube for extended injection volume, uncoated D7,2/4,2/x30mm with 60° contact cone SHIMADZU	206-50587	105631-10 105631-20 105631-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück









## SHIMADZU Graphitrohre und -kontakte

Bild	Beschreibung	OEM-Nr.	LABC-Nr.	VPE
	Left electrode with housing (90° cone) SHIMADZU	206-50602	105617	1 Stück
	Right electrode (90° cone) SHIMADZU	206-50603	105618	1 Stück
	Standardtube coated with 90° contact cone SHIMADZU	206-50588	105619-10 105619-20 105619-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Tube for extended injection volume, coated D7,2/4,2x30mm with 60° contact cone SHIMADZU	206-50588	105632-10 105632-20 105632-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück







## SHIMADZU Graphitrohre und -kontakte

Bild	Beschreibung	OEM-Nr.	LABC-Nr.	VPE
	Standardtube uncoated with 90° contact cone SHIMADZU	206-50587	105623-10 105623-20 105623-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Right electrode (60° cone) SHIMADZU	206-80164	105624	1 Stück
	Left electrode (60° cone) SHIMADZU	206-80165	105626	1 Stück
	Tube with built-in Platform, coated with 90° contact cone SHIMADZU	206-50887	105627-10 105627-20 105627-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück






## THERMO ELECTRON (TJA-UNICAM) Graphitrohre und -kontakte

Bild	Beschreibung	OEM-Nr.	LABC-Nr.	VPE
	Partridge tube, coated D6,8/3,6x28mm THERMO ELECTRON (TJA-UNICAM)	9423-393-95071	105430-10 105430-20 105430-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Partridge tube, uncoated D6,8/3,6x28mm THERMO ELECTRON (TJA-UNICAM)	9423-393-95031	105628-10 105628-20 105628-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Standardtube plain, coated D6,8/5x28mm THERMO ELECTRON (TJA-UNICAM)	9423-393-95091	105629-10 105629-20 105629-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Zeeman electrode D18/4,4x20mm THERMO ELECTRON (TJA-UNICAM)	9423-393-95161	105633	2 Stück
	Standard electrode D20/5x24,4 THERMO ELECTRON (TJA- UNICAM)	9423-393-95011	105634	2 Stück
	Partridge tube, extended lifetime, coated (ELC) D6,8/3,6x28mm THERMO ELECTRON (TJA-UNICAM)	9423-393-95041	105643-10 105643-20 105643-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück

## VARIAN Graphitrohre und -kontakte

Bild	Beschreibung	OEM-Nr.	LABC-Nr.	VPE
	Plateau tube, coated D6,9/4,9x24,9mm VARIAN	63-100011-00	105505-10 105505-20 105505-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Plateau tube, uncoated D6,9/4,9x24,9mm VARIAN	63-100014-00	105506-10 105506-20 105506-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Partition tube, coated (high purity) D6,9/3,9x24,9mm VARIAN	63-100012-HP	105507-10 105507-20 105507-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Partition tube, coated (extended lifetime) D6,9/3,9x24,9mm VARIAN	63-100012-EL	105508-10 105508-20 105508-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Partition tube, uncoated D6,9/3,9x24,9mm VARIAN	63-100015-00	105509-10 105509-20 105509-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Partition tube, coated D6,9/3,9x24,9mm VARIAN	63-100012-00	105510-10 105510-20 105510-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück

### VARIAN Graphitrohre und -kontakte

Bild	Beschreibung	OEM-Nr.	LABC-Nr.	VPE
	Bone platform, pyrolytic graphite, (for use in plateau tubes) 12x4,6x1mm VARIAN	63-100013-00	105520-10 105520-20 105520-50	10 Stück 20 Stück 50 Stück
	Shroud D25/9x30mm VARIAN	63-100018-00	105570	1 Stück
	Electrode D20/5,5x22,3mm VARIAN	63-100016-00	105635	2 Stück
	Zeeman shroud D25,4/4x33mm VARIAN	63-100019-00	105636	1 Stück
	Zeeman electrode D20/4x22,1mm VARIAN	63-100017-00	105637	2 Stück

***Fordern Sie bitte auch unsere Sonderkataloge an:***

**KATALOG**

- 50 LaborGeneralkatalog Geräte & Laborverbrauchsgüter (VGKL)
- 100 Problemlösung für die Labortechnik
- 110 Laborchemikalien
- 120 Feinchemikalien
- 130 AAS-Zubehör und Geräte
- 140 ICP-Zubehör
- 151 Vials & Caps für die instrumentelle Analytik - GTGVials
- 160 Yeti Spritzenfilter
- 170 Yeti Membranfilter
- 180 Yeti Pumpenschläuche
- 190 NMR-Röhrchen und Zubehör von Deutero
- 200 Dosierungssysteme für Flüssigkeiten und drucklose Gase in Labor, Analytik, Technikum und Prozess

**KATALOG**

- 210 Spektrallampen
- 300 Agilent- herstellerspezifische Ersatzteile + Verbrauchsmaterial
- 310 CTC-herstellerspezifische Ersatzteile + Verbrauchsmaterial
- 320 Perkin Elmer- herstellerspezifische Ersatzteile + Verbrauchsmaterialien
- 330 Verbrauchsmaterial für Shimadzu
- 335 Verbrauchsmaterial für Varian
- 340 Verbrauchsmaterial für Waters
- 350 Verbrauchsmaterial für Thermo Finnigan
- 355 DIONEX – Verbrauchsmaterialien
- 360 Migrationszelle „Sieg-Mi-Flex“
- 370 Industrie- und Laborwaagen, Feuchtebestimmer, Pipettentester, Viskosimeter
- 400 LABC- Vials & Caps



Wir bitten um Rückruf

Herr/Frau.....

Firma .....

Telefon .....

Abteilung .....

Fax .....

Geb./Str. ....

E-Mail .....

PLZ/Ort .....

Datum .....

**Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen!**