



LABC

LABORTECHNIK

Yeti

Pumpenschläuche

- die preiswerte Alternative



So einfach geht´s mit **LABC**

Sie bestellen:

schriftlich unter

LABC-Labortechnik
Josef-Dietzgen-Straße 1
D-53773 Hennef

per Fax:

0 22 42/9 69 46-20 rund um die Uhr

e-mail:

info@LABC.de

telefonisch:

0 22 42/9 69 46-0 erreichen Sie uns
montags bis donnerstags von 7:30 bis 16:30 Uhr und
freitags von 7:30 bis 16.00 Uhr

Wir liefern

Die meisten Artikel können wir bei Auftragseingang sofort ab Lager auf den Weg bringen.

Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt **ausschließlich an gewerbliche Kunden**. Wir bitten Sie hierfür um Verständnis.

Unsere Garantie

Sie bestellen ohne Risiko

Denn zur Prüfung jeder **LABC**-Lieferung haben Sie 14 Tage Zeit. So lange gilt unsere Umtausch- und Rückgabegarantie.

Sie haben die Möglichkeit, Geräte für 14 Tage zur Ansicht oder zu Testzwecken zu erhalten, um Ihre Kaufentscheidung in Ruhe zu treffen.

Bitte verwenden Sie für Ihre Rücksendung die Originalverpackung und fügen eine Kopie unseres Lieferscheines bei.

Unser Service

Sie werden gut beraten

Für telefonische Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre schriftlichen Angebotsaufträge werden umgehend bearbeitet.

Unsere aktuellen Informationen und Kataloge erhalten Sie kostenlos jeweils nach Erscheinen.

Weitere Exemplare schicken wir Ihnen gern auf Anforderung zu.

Beachten Sie bitte die beim Umgang mit Laborartikel erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen.

Stand 2015

Inhaltsverzeichnis

Pumpenschläuche aus:

	Seite
PVCFM.....	3 – 5
PVC.....	6 – 10
PVC-AF.....	11 – 12
SILIKON.....	12 – 16
SANTOPRENE.....	17 – 18
VITON.....	19 – 20
SOLVA.....	21 – 23
FLPVCFM.....	23 – 26
FLPVC.....	26 – 30
FLPVC-AF.....	30 – 31
FLSILIKON.....	31 – 33
FLSANTOPRENE.....	33 – 34
FLVITON.....	35
FLSOLVA.....	36 – 38

Yeti Pumpenschlauch: PVCFM

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT1-0,13TY1	PVCFM, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz	GE: 0.13-OBLK	0,13	455	2	151	12 Stk.
YT2-0,19TY1	PVCFM, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot	PE: N0695476 GE: 0.19-OR	0,19	455	2	151	12 Stk.
YT3-0,25TY1	PVCFM, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau	HP: 5064-8015 PE: N0773117 GE: 0.25-OB	0,25	455	2	151	12 Stk.
YT4-0,31TY1	PVCFM, 2T, 0.31mm (ID), rot/blau	GE: 0,31-RB	0,31	455	2	151	12 Stk.
YT5-0,38TY1	PVCFM, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün	PE: N0777110 GE: 0.38-OG	0,38	455	2	151	12 Stk.
YT6-0,44TY1	PVCFM, 2T, 0.44mm (ID), grün/gelb	GE: 0.44-GY	0,44	455	2	151	12 Stk.
YT7-0,51TY1	PVCFM, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb	Thermo: 1200211 GE: 0.51-OY	0,51	455	2	151	12 Stk.
YT8-0,57TY1	PVCFM, 2T, 0.57mm (ID), weiß/gelb	GE: 0.57-WY	0,57	455	2	151	12 Stk.
YT9-0,64TY1	PVCFM, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß	HP: 3710046900 Varian/Bruker: 37-100469-00 GE: 0.64-OW	0,64	455	2	151	12 Stk.
YT10-0,76TY1	PVCFM, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz	HP: 371002720 Verian/Bruker: 37-100272-00 PE: 09908587 Leeman: 309-3552 GE: 0.76-BLK	0,76	455	2	151	12 Stk
YT11-0,89TY1	PVCFM, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange ,	Spectro: 47101003 Leeman: 309-3551 0.89-ORG	0,89	455	2	151	12 Stk
YT12-0,95TY1	PVCFM, 2T, 0.95mm (ID), weiß/schwarz	Thermo: 1200212 Spectro: 47101004 GE: 0.95-WBLK	0,95	455	2	151	12 Stk
YT13-1,02TY1	PVCFM, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	HP: 5064-8028, 3710034400 Varian/Bruker: 37-100344-00 GE: 1.02-WHT	1,02	455	2	151	12 Stk
YT14-1,09TY1	PVCFM, 2T, 1.09mm (ID), weiß/rot	GE: 1.09-WR	1,09	455	2	151	12 Stk
YT15-1,14TY1	PVCFM, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot	PE: N0680375 Leeman: 309-3538 GE: 1.14-RED	1,14	455	2	151	12 Stk.
YT16-1,22TY1	PVCFM, 2T, 1.22mm (ID), rot/grau	GE: 1.22-RGRY	1,22	455	2	151	12 Stk.
YT17-1,30TY1	PVCFM, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau	HP: 3710034500 GE: 1.30-GRY	1,30	455	2	151	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: PVCFM

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT18-1,42TY1	PVCFM, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb	PE: N0777521 GE: 1.42-YLW	1,42	455	2	151	12 Stk.
YT19-1,52TY1	PVCFM, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau	PE: 09923536 GE: 1.52-YB	1,52	455	2	151	12 Stk.
YT20-1,65TY1	PVCFM, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau	HP: 3710034600 Varian/Bruker: 37-100346-00 GE: 1.65-BLU	1,65	455	2	151	12 Stk.
YT21-1,75TY1	PVCFM, 2T, 1.75mm (ID) blau/grün	GE: 1.75-BG	1,75	455	2	151	12 Stk.
YT22-1,85TY1	PVCFM, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün	GE: 1.85-GRN	1,85	455	2	151	12 Stk.
YT23-2,06TY1	PVCFM, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila	GE: 2.06-PUR	2,06	455	2	151	12 Stk.
YT24-2,29TY1	PVCFM, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz	HP: 5043-0010, 3710027300 Varian/Bruker: 37-100273-00 GE: 2.29-PBLK	2,29	455	2	151	12 Stk.
YT25-2,54TY1	PVCFM, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange	GE: 2.54-PO	2,54	455	2	151	12 Stk.
YT26-2,79TY1	PVCFM, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß	GE: 2.79-PW	2,79	455	2	151	12 Stk.
YT27-3,18TY1	PVCFM, 2T, 3.18mm (ID), schwarz/weiß	PE: N8122012 GE: 3.17-BLKW	3,18	455	2	151	12 Stk.
YT47-0,13TY1	PVCFM, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz		0,13	900	2	151	12 Stk.
YT48-0,19TY1	PVCFM, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot		0,19	900	2	151	12 Stk.
YT49-0,25TY1	PVCFM, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25	900	2	151	12 Stk.
YT50-0,31TY1	PVCFM, 2T, 0.31mm (ID), rot/blau		0,31	900	2	151	12 Stk.
YT51-0,38TY1	PVCFM, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38	900	2	151	12 Stk.
YT52-0,51TY1	PVCFM, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51	900	2	151	12 Stk.
YT53-0,64TY1	PVCFM, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64	900	2	151	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: PVCFM

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT54-0,76TY1	PVCFM, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76	900	2	151	12 Stk.
YT55-0,89TY1	PVCFM, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89	900	2	151	12 Stk.
YT56-1,02TY1	PVCFM, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02	900	2	151	12 Stk.
YT57-1,14TY1	PVCFM, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14	900	2	151	12 Stk.
YT58-1,30TY1	PVCFM, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30	900	2	151	12 Stk.
YT59-1,42TY1	PVCFM, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42	900	2	151	12 Stk.
YT60-1,52TY1	PVCFM, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52	900	2	151	12 Stk.
YT61-1,65TY1	PVCFM, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65	900	2	151	12 Stk.
YT62-1,85TY1	PVCFM, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85	900	2	151	12 Stk.
YT63-2,06TY1	PVCFM, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06	900	2	151	12 Stk.
YT64-2,29TY1	PVCFM, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29	900	2	151	12 Stk.
YT65-2,54TY1	PVCFM, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54	900	2	151	12 Stk.
YT66-2,79TY1	PVCFM, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79	900	2	151	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: PVC

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT28-0,13TY	PVC, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz	GE: 0.13-OBLK	0,13	455	2	151	12 Stk.
YT29-0,19TY	PVC, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot	PE: N0695476 GE: 0.19-OR	0,19	455	2	151	12 Stk.
YT30-0,25TY	PVC, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau	HP: 5064-8015 PE: N0773117 GE: 0.25-OB	0,25	455	2	151	12 Stk.
YT31-0,38TY	PVC, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün	PE: N0777110 GE: 0.38-OG	0,38	455	2	151	12 Stk.
YT32-0,51TY	PVC, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb	Thermo: 1200211 GE: 0.51-OY	0,51	455	2	151	12 Stk.
YT33-0,64TY	PVC, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß	HP: 3710046900 GE: 0.64-OW	0,64	455	2	151	12 Stk.
YT34-0,76TY	PVC, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz	HP: 3710027200 Varian/Bruker: 37-100272-00 PE: 09908587 Leeman: 309-3552 GE: 0.76-BLK	0,76	455	2	151	12 Stk.
YT35-0,89TY	PVC, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange	Spectro: 47101003 Leeman: 309-3551 GE: 0.89-ORG	0,89	455	2	151	12 Stk.
YT36-1,02TY	PVC, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	HP: 5064-8028, 3710034400 Varian/Bruker: 37-100344-00 GE: 1.02-WHT	1,02	455	2	151	12 Stk.
YT37-1,14TY	PVC, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot	PE: N0680375, Leeman: 309-3538 GE: 1.14-RED	1,14	455	2	151	12 Stk.
YT38-1,30TY	PVC, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau	HP: 3710034500 GE: 1.30-GRY	1,30	455	2	151	12 Stk.
YT39-1,42TY	PVC, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb	PE: N0777521 GE: 1.42-YLW	1,42	455	2	151	12 Stk.
YT40-1,52TY	PVC, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau	PE: 09923536 GE: 1.52-YB	1,52	455	2	151	12 Stk.
YT41-1,65TY	PVC, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau	HP: 3710034600 Varian/Bruker: 37-100346-00 GE: 1.65-BLU	1,65	455	2	151	12 Stk.
YT42-1,85TY	PVC, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün	GE: 1.85-GRN	1,85	455	2	151	12 Stk.
YT43-2,06TY	PVC, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila	GE: 2.06-PUR	2,06	455	2	151	12 Stk.
YT44-2,29TY	PVC, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz	HP: 5043-0010, 3710027300 Varian/Bruker: 37-100273-00 GE: 2.29-PUR	2,29	455	2	151	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: PVC

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT45-2,54TY	PVC, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange	GE: 2.54-PO	2,54	455	2	151	12 Stk.
YT46-2,79TY	PVC, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß	GE: 2.79-PW	2,79	455	2	151	12 Stk.
YT67-0,13TY	PVC, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz		0,13	610	2	65	12 Stk.
YT68-0,19TY	PVC, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot		0,19	610	2	65	12 Stk.
YT69-0,25TY	PVC, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25	610	2	65	12 Stk.
YT70-0,31TY	PVC, 2T, 0.31mm (ID), rot/blau		0,31	610	2	65	12 Stk.
YT71-0,38TY	PVC, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38	610	2	65	12 Stk.
YT72-0,51TY	PVC, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51	610	2	65	12 Stk.
YT73-0,64TY	PVC, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64	610	2	65	12 Stk.
YT74-0,76TY	PVC, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76	610	2	65	12 Stk.
YT75-0,89TY	PVC, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89	610	2	65	12 Stk.
YT76-1,02TY	PVC, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02	610	2	65	12 Stk.
YT77-1,14TY	PVC, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot.		1,14	610	2	65	12 Stk.
YT78-1,30TY	PVC, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30	610	2	65	12 Stk.
YT79-1,42TY	PVC, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42	610	2	65	12 Stk.
YT80-1,52TY	PVC, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52	610	2	65	12 Stk.
YT81-1,65TY	PVC, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65	610	2	65	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: PVC

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT82-1,85TY	PVC, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85	610	2	65	12 Stk.
YT83-2,06TY	PVC, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06	610	2	65	12 Stk.
YT84-2,29TY	PVC, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29	610	2	65	12 Stk.
YT85-2,54TY	PVC, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54	610	2	65	12 Stk.
YT86-2,79TY	PVC, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79	610	2	65	12 Stk.
YT87-0,13TY	PVC, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz		0,13	455	2	44	12 Stk.
YT88-0,19TY	PVC, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot		0,19	455	2	44	12 Stk.
YT89-0,25TY	PVC, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25	455	2	44	12 Stk.
YT90-0,38TY	PVC, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38	455	2	44	12 Stk.
YT91-0,51TY	PVC, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51	455	2	44	12 Stk.
YT92-0,64TY	PVC, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64	455	2	44	12 Stk.
YT93-0,76TY	PVC, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76	455	2	44	12 Stk.
YT94-0,89TY	PVC, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89	455	2	44	12 Stk.
YT95-1,02TY	PVC, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02	455	2	44	12 Stk.
YT96-1,14TY	PVC, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14	455	2	44	12 Stk.
YT97-1,30TY	PVC, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30	455	2	44	12 Stk.
YT98-1,42TY	PVC, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42	455	2	44	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: PVC

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT99-1,52TY	PVC, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52	455	2	44	12 Stk.
YT100-1,65TY	PVC, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65	455	2	44	12 Stk.
YT101-1,85TY	PVC, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85	455	2	44	12 Stk.
YT102-2,06TY	PVC, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06	455	2	44	12 Stk.
YT103-2,29TY	PVC, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29	455	2	44	12 Stk.
YT104-2,54TY	PVC, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54	455	2	44	12 Stk.
YT105-2,79TY	PVC, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79	455	2	44	12 Stk.
YT240-0,13TY	PVC, 3T, 0.13mm (ID), orange/schwarz	GE: 0.13-OBLK3B	0,13	455	3	72	12 Stk.
YT241-0,19TY	PVC, 3T, 0.19mm (ID), orange/rot	HP: G1833-65571 HP: G1820-65220 GE: 0.19-OR3B	0,19	455	3	72	12 Stk.
YT242-0,25TY	PVC, 3T, 0.25mm (ID), orange/blau	HP: 5064-8034 GE: 0.25-OB3B	0,25	455	3	72	12 Stk.
YT243-0,38TY	PVC, 3T, 0.38mm (ID), orange/grün	Thermo: 130177-06 GE: 0.38-OG3B	0,38	455	3	72	12 Stk.
YT244-0,44TY	PVC, 3T, 0.44mm (ID), grün/gelb	GE: 0.44-GY3B	0,44	455	3	72	12 Stk.
YT245-0,51TY	PVC, 3T, 0.51mm (ID), orange/gelb	GE: 0.51-OY3B	0,51	455	3	72	12 Stk.
YT246-0,57TY	PVC, 3T, 0.57mm (ID), weiß/gelb	GE: 0.57-WY3B	0,57	455	3	72	12 Stk.
YT247-0,64TY	PVC, 3T, 0.64mm (ID), orange/weiß	GE: 0.64-OW3B	0,64	455	3	72	12 Stk.
YT248-0,76TY	PVC, 3T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz	PE: B0506058 GE: 0.76-BLK3B	0,76	455	3	72	12 Stk.
YT249-0,89TY	PVC, 3T, 0.89mm (ID), orange/orange	HP: 5064-8014 Thermo: 130177-00 GE: 0.89-OC3B	0,89	455	3	72	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: PVC

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT250-0,95TY	PVC, 3T, 0.95mm (ID), weiß/schwarz	GE: 0.95-WBLK3B	0,95	455	3	72	12 Stk
YT251-1,02TY	PVC, 3T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	HP: G1833-65569 PE: B0506742 GE: 1.02-WHT3B	1,02	455	3	72	12 Stk
YT252-1,09TY	PVC, 3T, 1.09mm (ID), weiß/rot	GE: 1.09-WR3B	1,09	455	3	72	12 Stk
YT253-1,14TY	PVC, 3T, 1.14mm (ID), rot/rot	Thermo: 130177-01 PE: B0193160 GE: 1.14-RED3B	1,14	455	3	72	12 Stk
YT254-1,22TY	PVC, 3T, 1.22mm (ID), rot/grau	GE: 1.22-RGRY3B	1,22	455	3	72	12 Stk.
YT255-1,30TY	PVC, 3T, 1.30mm (ID), grau/grau	GE: 1.30-GRY3B	1,30	455	3	72	12 Stk.
YT256-1,42TY	PVC, 3T, 1.42mm (ID), gelb/gelb	GE: 1.42-YLW3B	1,42	455	3	72	12 Stk.
YT257-1,52TY	PVC, 3T, 1.52mm (ID), gelb/blau	PE: B0193161 GE: 1.52-YB3B	1,52	455	3	72	12 Stk.
YT258-1,65TY	PVC, 3T, 1.65mm (ID), blau/blau	GE: 1.65-BLU3B	1,65	455	3	72	12 Stk.
YT259-1,75TY	PVC, 3T, 1.75mm (ID), blau/grün		1,75	455	3	72	12 Stk.
YT260-1,85TY	PVC, 3T, 1.85mm (ID), grün/grün	GE: 1.85-GRN3B	1,85	455	3	72	12 Stk.
YT261-2,06TY	PVC, 3T, 2.06mm (ID), lila/lila	PE: B0199034 GE: 2.06-PUR3B	2,06	455	3	72	12 Stk.
YT262-2,29TY	PVC, 3T, 2.29mm (ID), lila/schwarz	GE: 2.29-PBLK3B	2,29	455	3	72	12 Stk.
YT263-2,54TY	PVC, 3T, 2.54mm (ID), lila/orange	GE: 2.54-PO3B	2,54	455	3	72	12 Stk.
YT264-2,79TY	PVC, 3T, 2.79mm (ID), lila/weiß	GE: 2.79-PW3B	2,79	455	3	72	12 Stk.
YT265-3,18TY	PVC, 3T, 3.18mm (ID), schwarz/weiß	PE: B0508310 GE: 3.17-BLKW3B	3,18	455	3	72	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: PVC-AF

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT106-0,13TYAF	PVC-AF, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz		0,13	455	2	75	12 Stk.
YT107-0,19TYAF	PVC-AF, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot		0,19	455	2	75	12 Stk.
YT108-0,25TYAF	PVC-AF, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25	455	2	75	12 Stk.
YT109-0,31TYAF	PVC-AF, 2T, 0.31mm (ID), rot/blau		0,31	455	2	75	12 Stk.
YT110-0,38TYAF	PVC-AF, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38	455	2	75	12 Stk.
YT111-0,51TYAF	PVC-AF, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51	455	2	75	12 Stk.
YT112-0,64TYAF	PVC-AF, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64	455	2	75	12 Stk.
YT113-0,76TYAF	PVC-AF, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76	455	2	75	12 Stk.
YT114-0,89TYAF	PVC-AF, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89	455	2	75	12 Stk.
YT115-1,02TYAF	PVC-AF, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02	455	2	75	12 Stk.
YT116-1,14TYAF	PVC-AF, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14	455	2	75	12 Stk.
YT117-1,30TYAF	PVC-AF, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30	455	2	75	12 Stk.
YT118-1,42TYAF	PVC-AF, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42	455	2	75	12 Stk.
YT119-1,52TYAF	PVC-AF, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52	455	2	75	12 Stk.
YT120-1,65TYAF	PVC-AF, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65	455	2	75	12 Stk.
YT121-1,85TYAF	PVC-AF, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85	455	2	75	12 Stk.
YT122-2,06TYAF	PVC-AF, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06	455	2	75	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: PVC-AF

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT123-2,29TYAF	PVC-AF, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29	455	2	75	12 Stk.
YT124-2,54TYAF	PVC-AF, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54	455	2	75	12 Stk.
YT125-2,79TYAF	PVC-AF, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79	455	2	75	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: SILIKON

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT126-0,13SI	Silikon, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz		0,13	430	2	140	6 Stk.
YT127-0,25SI	Silikon, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25	430	2	140	6 Stk.
YT128-0,51SI	Silikon, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51	430	2	140	6 Stk.
YT129-0,64SI	Silikon, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64	430	2	140	6 Stk.
YT130-0,76SI	Silikon, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz	PE: 00473552	0,76	430	2	140	6 Stk.
YT131-0,89SI	Silikon, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89	430	2	140	6 Stk.
YT132-1,02SI	Silikon, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	PE: N0777441	1,02	430	2	140	6 Stk.
YT133-1,14SI	Silikon, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot	PE: N0691595	1,14	430	2	140	6 Stk.
YT134-1,30SI	Silikon, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau	PE: N0777443	1,30	430	2	140	6 Stk.
YT135-1,42SI	Silikon, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42	430	2	140	6 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: SILIKON

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT136-1,52SI	Silikon, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52	430	2	140	6 Stk.
YT137-1,65SI	Silikon, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65	430	2	140	6 Stk.
YT138-1,85SI	Silikon, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85	430	2	140	6 Stk.
YT139-2,06SI	Silikon, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06	430	2	140	6 Stk.
YT140-2,29SI	Silikon, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29	430	2	140	6 Stk.
YT141-2,54SI	Silikon, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54	430	2	140	6 Stk.
YT142-2,79SI	Silikon, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß	PE: 09923448	2,79	430	2	140	6 Stk.
YT143-3,18SI	Silikon, 2T, 3.18mm (ID), schwarz/weiß		3,18	430	2	140	6 Stk.
YT144-0,51SI	Silikon, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51	355	2	106	6 Stk.
YT145-0,76SI	Silikon, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76	355	2	106	6 Stk.
YT146-0,89SI	Silikon, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89	355	2	106	6 Stk.
YT147-1,02SI	Silikon, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02	355	2	106	6 Stk.
YT148-1,14SI	Silikon, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14	355	2	106	6 Stk.
YT149-1,30SI	Silikon, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30	355	2	106	6 Stk.
YT150-1,42SI	Silikon, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42	355	2	106	6 Stk.
YT151-1,52SI	Silikon, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52	355	2	106	6 Stk.
YT152-1,65SI	Silikon, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65	355	2	106	6 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: SILIKON

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT153-1,85SI	Silikon, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85	355	2	106	6 Stk.
YT154-2,06SI	Silikon, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06	355	2	106	6 Stk.
YT155-2,29SI	Silikon, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29	355	2	106	6 Stk.
YT156-2,54SI	Silikon, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54	355	2	106	6 Stk.
YT157-0,38SI	Silikon, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38	380	2	105	6 Stk.
YT158-0,51SI	Silikon, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51	380	2	105	6 Stk.
YT159-0,64SI	Silikon, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64	380	2	105	6 Stk.
YT160-0,76SI	Silikon, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76	380	2	105	6 Stk.
YT161-0,89SI	Silikon, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89	380	2	105	6 Stk.
YT162-1,14SI	Silikon, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14	380	2	105	6 Stk.
YT163-1,30SI	Silikon, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30	380	2	105	6 Stk.
YT164-1,42SI	Silikon, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb.		1,42	380	2	105	6 Stk.
YT165-1,65SI	Silikon, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65	380	2	105	6 Stk.
YT166-1,85SI	Silikon, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85	380	2	105	6 Stk.
YT167-2,54SI	Silikon, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54	380	2	105	6 Stk.
YT168-2,79SI	Silikon, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79	380	2	105	6 Stk.
YT169-0,25SI	Silikon, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25	380	2	65	6 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: SILIKON

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT170-0,28SI	Silikon, 2T, 0.28mm (ID), weiß/blau		0,28	380	2	65	6 Stk.
YT171-0,33SI	Silikon, 2T, 0.33mm (ID), Brown/blau		0,33	380	2	65	6 Stk.
YT172-0,36SI	Silikon, 2T, 0.36mm (ID), Brown/schwarz		0,36	380	2	65	6 Stk.
YT173-0,51SI	Silikon, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51	380	2	65	6 Stk.
YT174-2,79SI	Silikon, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79	380	2	65	6 Stk.
YT175-0,19SI	Silikon, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot		0,19	610	2	64	12 Stk.
YT176-0,28SI	Silikon, 2T, 0.28mm (ID), weiß/blau		0,28	610	2	64	12 Stk.
YT177-0,64SI	Silikon, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64	610	2	64	12 Stk.
YT178-0,76SI	Silikon, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76	610	2	64	12 Stk.
YT179-0,89SI	Silikon, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89	610	2	64	12 Stk.
YT180-1,02SI	Silikon, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02	610	2	64	12 Stk.
YT181-1,14SI	Silikon, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14	610	2	64	12 Stk.
YT182-1,30SI	Silikon, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30	610	2	64	12 Stk.
YT183-1,52SI	Silikon, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52	610	2	64	12 Stk.
YT184-1,65SI	Silikon, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65	610	2	64	12 Stk.
YT185-1,85SI	Silikon, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85	610	2	64	12 Stk.
YT186-2,06SI	Silikon, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06	610	2	64	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: SILIKON

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT187-2,29SI	Silikon, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29	610	2	64	12 Stk.
YT266-0,64SI	Silikon, 3T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64	400	3	67	6 Stk.
YT267-0,76SI	Silikon, 3T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76	400	3	67	6 Stk.
YT268-0,89SI	Silikon, 3T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89	400	3	67	6 Stk.
YT269-1,02SI	Silikon, 3T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	HP: G1820-65217	1,02	400	3	67	6 Stk.
YT270-1,14SI	Silikon, 3T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14	400	3	67	6 Stk.
YT271-1,30SI	Silikon, 3T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30	400	3	67	6 Stk.
YT272-1,42SI	Silikon, 3T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42	400	3	67	6 Stk.
YT273-1,52SI	Silikon, 3T, 1.52mm (ID), gelb/blau	HP: G1833-65570 GE: 1.52-PH-3	1,52	400	3	67	6 Stk.
YT274-1,65SI	Silikon, 3T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65	400	3	67	6 Stk.
YT275-1,85SI	Silikon, 3T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85	400	3	67	6 Stk.
YT276-2,06SI	Silikon, 3T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06	400	3	67	6 Stk.
YT277-2,29SI	Silikon, 3T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29	400	3	67	6 Stk.
YT278-2,54SI	Silikon, 3T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54	400	3	67	6 Stk.
YT279-2,79SI	Silikon, 3T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79	400	3	67	6 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: SANTOPRENE

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT188-0,25IP	Santoprene, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25	400	2	150	12 Stk.
YT189-0,38IP	Santoprene, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38	400	2	150	12 Stk.
YT190-0,51IP	Santoprene, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb	HP: 3710044000	0,51	400	2	150	12 Stk.
YT191-0,64IP	Santoprene, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64	400	2	150	12 Stk.
YT192-0,76IP	Santoprene, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz	HP: 3710044100	0,76	400	2	150	12 Stk.
YT193-0,89IP	Santoprene, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange	HP: 9910075900, 9910076100	0,89	400	2	150	12 Stk.
YT194-1,02IP	Santoprene, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	HP: 3710044200, 9910060900	1,02	400	2	150	12 Stk.
YT195-1,14IP	Santop, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot	PE: N0773119	1,14	400	2	150	12 Stk.
YT196-1,30IP	Santoprene, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau	HP: 3710044300, 9910061000 PE: N0777444	1,30	400	2	150	12 Stk.
YT197-1,42IP	Santoprene, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42	400	2	150	12 Stk.
YT198-1,52IP	Santoprene, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52	400	2	150	12 Stk.
YT199-1,65IP	Santoprene, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau	HP: 3710044400	1,65	400	2	150	12 Stk.
YT200-1,85IP	Santoprene, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün	PE: N0773116	1,85	400	2	150	12 Stk.
YT201-2,06IP	Santoprene, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06	400	2	150	12 Stk.
YT202-2,29IP	Santoprene, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29	400	2	150	12 Stk.
YT203-2,54IP	Santoprene, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange	HP: G3138-65128	2,54	400	2	150	12 Stk.
YT204-2,79IP	Santoprene, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß	PE: N8122252	2,79	400	2	150	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: SANTOPRENE

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT280-0,25IP	Santoprene, 3T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25	400	3	72	12 Stk.
YT281-0,38IP	Santoprene, 3T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38	400	3	72	12 Stk.
YT282-0,51IP	Santoprene, 3T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51	400	3	72	12 Stk.
YT283-0,64IP	Santoprene, 3T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64	400	3	72	12 Stk.
YT284-0,76IP	Santoprene, 3T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76	400	3	72	12 Stk.
YT285-0,89IP	Santoprene, 3T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89	400	3	72	12 Stk.
YT286-1,02IP	Santoprene, 3T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02	400	3	72	12 Stk.
YT287-1,14IP	Santoprene, 3T, 1.14mm (ID), rot/rot	PE: B3140730	1,14	400	3	72	12 Stk.
YT288-1,30IP	Santoprene, 3T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30	400	3	72	12 Stk.
YT289-1,42IP	Santoprene, 3T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42	400	3	72	12 Stk.
YT290-1,52IP	Santoprene, 3T, 1.52mm (ID), gelb/blau	HP: G1820-65216	1,52	400	3	72	12 Stk.
YT291-1,65IP	Santoprene, 3T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65	400	3	72	12 Stk.
YT292-1,85IP	Santoprene, 3T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85	400	3	72	12 Stk.
YT293-2,06IP	Santoprene, 3T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06	400	3	72	12 Stk.
YT294-2,29IP	Santoprene, 3T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29	400	3	72	12 Stk.
YT295-2,54IP	Santoprene, 3T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54	400	3	72	12 Stk.
YT296-2,79IP	Santoprene, 3T, 2.79mm (ID), lila/weiß	PE: B3140721	2,79	400	3	72	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: VITON

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT205-0,51VI	Viton, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb	HP: 3710043500 Thermo: 1200211 PE: N0777446 GE: VS0.51-OY	0,51	175	2	127	12 Stk.
YT206-0,64VI	Viton, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß	GE: VS0.64-OW	0,64	175	2	127	12 Stk.
YT207-0,76VI	Viton, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz	HP: 3710043600 PE: N0773118 Leeman: 3093552 GE: VS0.76-BLK	0,76	175	2	127	12 Stk.
YT208-0,89VI	Viton, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange	GE: VS0.89-ORG	0,89	175	2	127	12 Stk.
YT209-1,02VI	Viton, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	HP: 3710043700 PE: N0777442 GE: VS1.02-WHT	1,02	175	2	127	12 Stk.
YT210-1,14VI	Viton, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot	PE: N0773115 GE: VS1.14-RED	1,14	175	2	127	12 Stk.
YT211-1,30VI	Viton, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau	HP: 3710043800 PE: N0777445 GE: VS1.30-GRY	1,30	175	2	127	12 Stk.
YT212-1,42VI	Viton, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb	GE: VS1.42-YLW	1,42	175	2	127	12 Stk.
YT213-1,52VI	Viton, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau	GE: VS1.52-YB	1,52	175	2	127	12 Stk.
YT214-1,65VI	Viton, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau	HP: 3710043900 PE: N0777447 GE: VS1.65-BLU	1,65	175	2	127	12 Stk.
YT215-1,85VI	Viton, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün	GE: VS1.85-GRN	1,85	175	2	127	12 Stk.
YT216-2,06VI	Viton, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila	GE: VS2.06-PUR	2,06	175	2	127	12 Stk.
YT217-2,29VI	Viton, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz	GE: VS2.29-PBLK	2,29	175	2	127	12 Stk.
YT218-2,54VI	Viton, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange	GE: VS2.54-PO	2,54	175	2	127	12 Stk.
YT219-2,79VI	Viton, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß	GE: VS2.79-PW	2,79	175	2	127	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: VITON

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT297-0,51VI	Viton, 3T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51	400	3	82	12 Stk.
YT298-0,64VI	Viton, 3T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64	400	3	82	12 Stk.
YT299-0,76VI	Viton, 3T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76	400	3	82	12 Stk.
YT300-0,89VI	Viton, 3T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89	400	3	82	12 Stk.
YT301-1,02VI	Viton, 3T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02	400	3	82	12 Stk.
YT302-1,14VI	Viton, 3T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14	400	3	82	12 Stk.
YT303-1,30VI	Viton, 3T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30	400	3	82	12 Stk.
YT304-1,42VI	Viton, 3T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42	400	3	82	12 Stk.
YT305-1,52VI	Viton, 3T, 1.52mm (ID), gelb/blau	HP: 5042-4799	1,52	400	3	82	12 Stk.
YT306-1,65VI	Viton, 3T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65	400	3	82	12 Stk.
YT307-1,85VI	Viton, 3T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85	400	3	82	12 Stk.
YT308-2,06VI	Viton, 3T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06	400	3	82	12 Stk.
YT309-2,29VI	Viton, 3T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29	400	3	82	12 Stk.
YT310-2,54VI	Viton, 3T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54	400	3	82	12 Stk.
YT311-2,79VI	Viton, 3T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79	400	3	82	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: SOLVA

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT220-0,13SO	Solva, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz		0,13	455	2	140	12 Stk.
YT221-0,19SO	Solva, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot		0,19	455	2	140	12 Stk.
YT222-0,25SO	Solva, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau	GE: 0.25-OB-SF	0,25	455	2	140	12 Stk.
YT223-0,38SO	Solva, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün	GE: 0.38-OG-SF	0,38	455	2	140	12 Stk.
YT224-0,51SO	Solva, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb	GE: 0.51-OY-SF	0,51	455	2	140	12 Stk.
YT225-0,64SO	Solva, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß	GE: 0.64-OW-SF	0,64	455	2	140	12 Stk.
YT226-0,76SO	Solva, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz	HP: 3710034800 Varian/Bruker: 37-100348-00 PE: 00473550 GE: 0.76-BLK-SF	0,76	455	2	140	12 Stk.
YT227-0,89SO	Solva, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange	GE: 0.89-ORG-SF	0,89	455	2	140	12 Stk.
YT228-1,02SO	Solva, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	HP: 3710035000 Varian/Bruker: 37-100350-00 PE: B0507692 GE: 1.02-WHT-SF	1,02	455	2	140	12 Stk.
YT229-1,14SO	Solva, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot	PE: N0680376 GE: 1.14-RED-SF	1,14	455	2	140	12 Stk.
YT230-1,30SO	Solva, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau	HP: 3710035200 Varian/Bruker: 37-100352-00 GE: 1.30-GRY-SF	1,30	455	2	140	12 Stk.
YT231-1,42SO	Solva, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb	GE: 1.42-YLW-SF	1,42	455	2	140	12 Stk.
YT232-1,52SO	Solva, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau	GE: 1.52-YB-SF	1,52	455	2	140	12 Stk.
YT233-1,65SO	Solva, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau	GE: 1.65-BLU-SF	1,65	455	2	140	12 Stk.
YT234-1,85SO	Solva, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün	GE: 1.85-GRN-SF	1,85	455	2	140	12 Stk.
YT235-2,06SO	Solva, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila	GE: 2.06-PUR-SF	2,06	455	2	140	12 Stk.
YT236-2,29SO	Solva, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz	HP: 3710047000 GE: 2.29-PBLK-SF	2,29	455	2	140	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: SOLVA

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT237-2,54SO	Solva, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange	GE: 2.54-PO-SF	2,54	455	2	140	12 Stk.
YT238-2,79SO	Solva, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß	PE: 0250-8080 GE: 2.79-PW-SF	2,79	455	2	140	12 Stk.
YT239-3,18SO	Solva, 2T, 3.18mm (ID), schwarz/weiß		3,18	455	2	140	12 Stk.
YT312-0,25SO	Solva, 3T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25	400	3	82	12 Stk.
YT313-0,38SO	Solva, 3T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38	400	3	82	12 Stk.
YT314-0,51SO	Solva, 3T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51	400	3	82	12 Stk.
YT315-0,64SO	Solva, 3T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64	400	3	82	12 Stk.
YT316-0,76SO	Solva, 3T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76	400	3	82	12 Stk.
YT317-0,89SO	Solva, 3T, 0.89mm (ID), orange/orange.		0,89	400	3	82	12 Stk.
YT318-1,02SO	Solva, 3T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02	400	3	82	12 Stk.
YT319-1,14SO	Solva, 3T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14	400	3	82	12 Stk.
YT320-1,30SO	Solva, 3T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30	400	3	82	12 Stk.
YT321-1,42SO	Solva, 3T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42	400	3	82	12 Stk.
YT322-1,52SO	Solva, 3T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52	400	3	82	12 Stk.
YT323-1,65SO	Solva, 3T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65	400	3	82	12 Stk.
YT324-1,85SO	Solva, 3T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85	400	3	82	12 Stk.
YT325-2,06SO	Solva, 3T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06	400	3	82	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: SOLVA

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YT326-2,29SO	Solva, 3T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29	400	3	82	12 Stk.
YT327-2,54SO	Solva, 3T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54	400	3	82	12 Stk.
YT328-2,79SO	Solva, 3T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79	400	3	82	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLPVCFM

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF329-0,13TY1	FLPVCFM, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz	GE: 0.13-OBLK-F	0,13 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF330-0,19TY1	FLPVCFM, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot	PE: N0773111 GE: 0.19-OR-F	0,19 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF331-0,25TY1	FLPVCFM, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau	PE: N0773112 GE: 0.25-OB-F	0,25 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF332-0,31TY1	FLPVCFM, 2T, 0.31mm (ID), rot/blau		0,31 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF333-0,38TY1	FLPVCFM, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün	GE: 0.38-OG-F	0,38 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF334-0,44TY1	FLPVCFM, 2T, 0.44mm (ID), grün/gelb	PE: N0773113 GE: 0.44-GY-F	0,44 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF335-0,51TY1	FLPVCFM, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb	GE: 0.51-OY-F	0,51 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF336-0,57TY1	FLPVCFM, 2T, 0.57mm (ID), weiß/gelb	GE: 0.57-WY-F	0,57 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF337-0,64TY1	FLPVCFM, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß	Thermo: 842312051511 GE: 0.64-OW-F	0,64 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF338-0,76TY1	FLPVCFM, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz	GE: 0.76-BLK-F	0,76 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF339-0,89TY1	FLPVCFM, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange	GE: 0.89-ORG-F	0,89 flared ends	455	2	151	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLPVCFM

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF340-0,95TY1	FLPVCFM, 2T, 0.95mm (ID), weiß/schwarz	GE: 0.95-WBLK-F	0,95 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF341-1,02TY1	FLPVCFM, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	Thermo: 842312051521 GE: 1.02-WHT-F	1,02 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF342-1,09TY1	FLPVCFM, 2T, 1.09mm (ID), weiß/rot	GE: 1.09-WR-F	1,09 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF343-1,14TY1	FLPVCFM, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot	GE: 1.14-RED-F	1,14 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF344-1,22TY1	FLPVCFM, 2T, 1.22mm (ID), rot/grau	GE: 1.22-RGRY-F	1,22 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF345-1,30TY1	FLPVCFM, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau	GE: 1.30-GRY-F	1,30 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF346-1,42TY1	FLPVCFM, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb	GE: 1.42-YLW-F	1,42 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF347-1,52TY1	FLPVCFM, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau	GE: 1.52-YB-F	1,52 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF348-1,65TY1	FLPVCFM, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau	GE: 1.65-BLU-F	1,65 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF349-1,75TY1	FLPVCFM, 2T, 1.75mm (ID), blau/grün	GE: 1.75-BG-F	1,75 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF350-1,85TY1	FLPVCFM, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün	GE: 1.85-GRN-F	1,85 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF351-2,06TY1	FLPVCFM, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila	GE: 2.06-PUR-F	2,06 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF352-2,29TY1	FLPVCFM, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz	GE: 2.29-PBLK-F	2,29 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF353-2,54TY1	FLPVCFM, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange	GE: 2.54-PO-F	2,54 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF354-2,79TY1	FLPVCFM, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß	GE: 2.79-PW-F	2,79 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF355-3,18TY1	FLPVCFM, 2T, 3.18mm (ID), schwarz/weiß	GE: 3.17-BLKW-F	3,18 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF375-0,13TY1	FLPVCFM, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz		0,13 flared ends	900	2	151	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLPVCFM

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF376-0,19TY1	FLPVCFM, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot		0,19 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF377-0,25TY1	FLPVCFM, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF378-0,31TY1	FLPVCFM, 2T, 0.31mm (ID), rot/blau		0,31 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF379-0,38TY1	FLPVCFM, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF380-0,51TY1	FLPVCFM, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF381-0,64TY1	FLPVCFM, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF382-0,76TY1	FLPVCFM, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF383-0,89TY1	FLPVCFM, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF384-1,02TY1	FLPVCFM, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF385-1,14TY1	FLPVCFM, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF386-1,30TY1	FLPVCFM, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF387-1,42TY1	FLPVCFM, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF388-1,52TY1	FLPVCFM, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF389-1,65TY1	FLPVCFM, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF390-1,85TY1	FLPVCFM, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF391-2,06TY1	FLPVCFM, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF392-2,29TY1	FLPVCFM, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29 flared ends	900	2	151	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLPVCFM

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF393-2,54TY1	FLPVCFM, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54 flared ends	900	2	151	12 Stk.
YTF394-2,79TY1	FLPVCFM, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79 flared ends	900	2	151	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLPVC

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF356-0,13TY	FLPVC, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz		0,13 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF357-0,19TY	FLPVC, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot	PE: N0773111	0,19 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF358-0,25TY	FLPVC, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau	PE: N0773112	0,25 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF359-0,38TY	FLPVC, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün	PE: N0777042	0,38 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF360-0,51TY	FLPVC, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb	PE: N0777476	0,51 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF361-0,64TY	FLPVC, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß	Thermo: 842312051511	0,64 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF362-0,76TY	FLPVC, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz	PE: N0777043	0,76 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF363-0,89TY	FLPVC, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF364-1,02TY	FLPVC, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	Thermo: 842312051521	1,02 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF365-1,14TY	FLPVC, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF366-1,30TY	FLPVC, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF367-1,42TY	FLPVC, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42 flared ends	455	2	151	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLPVC

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF368-1,52TY	FLPVC, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF369-1,65TY	FLPVC, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF370-1,85TY	FLPVC, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF371-2,06TY	FLPVC, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF372-2,29TY	FLPVC, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF373-2,54TY	FLPVC, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF374-2,79TY	FLPVC, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79 flared ends	455	2	151	12 Stk.
YTF395-0,13TY	FLPVC, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz		0,13 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF396-0,19TY	FLPVC, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot		0,19 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF397-0,25TY	FLPVC, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau	PE: N0774068	0,25 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF398-0,31TY	FLPVC, 2T, 0.31mm (ID), rot/blau		0,31 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF399-0,38TY	FLPVC, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF400-0,51TY	FLPVC, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF401-0,64TY	FLPVC, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF402-0,76TY	FLPVC, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF403-0,89TY	FLPVC, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF404-1,02TY	FLPVC, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02 flared ends	610	2	65	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLPVC

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF405-1,14TY	FLPVC, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF406-1,30TY	FLPVC, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF407-1,42TY	FLPVC, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF408-1,52TY	FLPVC, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF409-1,65TY	FLPVC, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF410-1,85TY	FLPVC, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF411-2,06TY	FLPVC, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF412-2,29TY	FLPVC, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF413-2,54TY	FLPVC, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF414-2,79TY	FLPVC, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79 flared ends	610	2	65	12 Stk.
YTF568-0,13TY	FLPVC, 3T, 0.13mm (ID), orange/schwarz	GE: 0.13-OBLK3B-F	0,13 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF569-0,19TY	FLPVC, 3T, 0.19mm (ID), orange/rot	GE: 0.19-OR3B-F	0,19 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF570-0,25TY	FLPVC, 3T, 0.25mm (ID), orange/blau	GE: 0.25-OB3B-F	0,25 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF571-0,38TY	FLPVC, 3T, 0.38mm (ID), orange/grün	GE: 0.38-OG3B-F	0,38 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF572-0,44TY	FLPVC, 3T, 0.44mm (ID), grün/gelb	GE: 0.44-GY3B-F	0,44 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF573-0,51TY	FLPVC, 3T, 0.51mm (ID), orange/gelb	GE: 0.51-OY3B-F	0,51 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF574-0,57TY	FLPVC, 3T, 0.57mm (ID), weiß/gelb	GE: 0.57-WY3B-F	0,57 flared ends	455	3	72	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLPVC

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF575-0,64TY	FLPVC, 3T, 0.64mm (ID), orange/weiß	GE: 0.64-OW3B-F	0,64 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF576-0,76TY	FLPVC, 3T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz	GE: 0.76-BLK3B-F	0,76 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF577-0,89TY	FLPVC, 3T, 0.89mm (ID), orange/orange	GE: 0.89-ORG3B-F	0,89 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF578-0,95TY	FLPVC, 3T, 0.95mm (ID), weiß/schwarz	GE: 0.95-WBLK3B-F	0,95 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF579-1,02TY	FLPVC, 3T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	GE: 1.02-WHT3B-F	1,02 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF580-1,09TY	FLPVC, 3T, 1.09mm (ID), weiß/rot	GE: 1.09-WR3B-F	1,09 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF581-1,14TY	FLPVC, 3T, 1.14mm (ID), rot/rot	GE: 1.14-RED3B-F	1,14 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF582-1,22TY	FLPVC, 3T, 1.22mm (ID), rot/grau	GE: 1.22-RGRY3B-F	1,22 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF583-1,30TY	FLPVC, 3T, 1.30mm (ID), grau/grau	GE: 1.30-GRY3B-F	1,30 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF584-1,42TY	FLPVC, 3T, 1.42mm (ID), gelb/gelb	GE: 1.42-YLW3B-F	1,42 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF585-1,52TY	FLPVC, 3T, 1.52mm (ID), gelb/blau	GE: 1.52-YB3B-F	1,52 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF586-1,65TY	FLPVC, 3T, 1.65mm (ID), blau/blau	GE: 1.65-BLU3B-F	1,65 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF587-1,75TY	FLPVC, 3T, 1.75mm (ID), blau/grün		1,75 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF588-1,85TY	FLPVC, 3T, 1.85mm (ID), grün/grün	GE: 1.85-GRN3B-F	1,85 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF589-2,06TY	FLPVC, 3T, 2.06mm (ID), lila/lila	GE: 2.06-PUR3B-F	2,06 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF590-2,29TY	FLPVC, 3T, 2.29mm (ID), lila/schwarz	GE: 2.29-PBLK3B-F	2,29 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF591-2,54TY	FLPVC, 3T, 2.54mm (ID), lila/orange	GE: 2.54-PO3B-F	2,54 flared ends	455	3	72	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLPVC

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF592-2,79TY	FLPVC, 3T, 2.79mm (ID), lila/weiß	GE: 2.79-PW3B-F	2,79 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF593-3,18TY	FLPVC, 3T, 3.18mm (ID), schwarz/weiß	GE: 3.17-BLKW3B-F	3,18 flared ends	455	3	72	12 Stk.
YTF658-0,19TY	FLPVC, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot	HP: G3280-67008 GE: 0.19-OR-F-S	0,19 flared ends	190	2	72	12 Stk.
YTF657-0,25TY	FLPVC, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau	HP: G3280-67047 GE: 0.25-OB-F-S	0,25 flared ends	190	2	72	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLPVC-AF

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF434-0,13TYAF	FLPVC-AF, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz		0,13 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF435-0,19TYAF	FLPVC-AF, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot		0,19 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF436-0,25TYAF	FLPVC-AF, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF437-0,31TYAF	FLPVC-AF, 2T, 0.31mm (ID), rot/blau		0,31 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF438-0,38TYAF	FLPVC-AF, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF439-0,51TYAF	FLPVC-AF, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF440-0,64TYAF	FLPVC-AF, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF441-0,76TYAF	FLPVC-AF, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF442-0,89TYAF	FLPVC-AF, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF443-1,02TYAF	FLPVC-AF, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02 flared ends	455	2	75	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLPVC-AF

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF444-1,14TYAF	FLPVC-AF, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF445-1,30TYAF	FLPVC-AF, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF446-1,42TYAF	FLPVC-AF, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF447-1,52TYAF	FLPVC-AF, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF448-1,65TYAF	FLPVC-AF, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF449-1,85TYAF	FLPVC-AF, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF450-2,06TYAF	FLPVC-AF, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila.		2,06 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF451-2,29TYAF	FLPVC-AF, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF452-2,54TYAF	FLPVC-AF, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54 flared ends	455	2	75	12 Stk.
YTF453-2,79TYAF	FLPVC-AF, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79 flared ends	455	2	75	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLSILIKON

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF454-0,13SI	FLSilikon, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz		0,13 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF455-0,25SI	FLSilikon, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF456-0,51SI	FLSilikon, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF457-0,64SI	FLSilikon, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64 flared ends	430	2	140	6 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLSILIKON

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF458-0,76SI	FLSilikon, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF459-0,89SI	FLSilikon, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF460-1,02SI	FLSilikon, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF461-1,14SI	FLSilikon, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF462-1,30SI	FLSilikon, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF463-1,42SI	FLSilikon, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF464-1,52SI	FLSilikon, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF465-1,65SI	FLSilikon, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF466-1,85SI	FLSilikon, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF467-2,06SI	FLSilikon, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF468-2,29SI	FLSilikon, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF469-2,54SI	FLSilikon, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF470-2,79SI	FLSilikon, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF471-3,18SI	FLSilikon, 2T, 3.18mm (ID), schwarz/weiß		3,18 flared ends	430	2	140	6 Stk.
YTF503-0,19SI	FLSilikon, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot		0,19 flared ends	610	2	64	12 Stk.
YTF504-0,28SI	FLSilikon, 2T, 0.28mm (ID), weiß/blau		0,28 flared ends	610	2	64	12 Stk.
YTF505-0,64SI	FLSilikon, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64 flared ends	610	2	64	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLSILIKON

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF506-0,76SI	FLSilikon, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76 flared ends	610	2	64	12 Stk.
YTF507-0,89SI	FLSilikon, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89 flared ends	610	2	64	12 Stk.
YTF508-1,02SI	FLSilikon, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02 flared ends	610	2	64	12 Stk.
YTF509-1,14SI	FLSilikon, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14 flared ends	610	2	64	12 Stk.
YTF510-1,30SI	FLSilikon, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30 flared ends	610	2	64	12 Stk.
YTF511-1,52SI	FLSilikon, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52 flared ends	610	2	64	12 Stk.
YTF512-1,65SI	FLSilikon, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65 flared ends	610	2	64	12 Stk.
YTF513-1,85SI	FLSilikon, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85 flared ends	610	2	64	12 Stk.
YTF514-2,06SI	FLSilikon, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06 flared ends	610	2	64	12 Stk.
YTF515-2,29SI	FLSilikon, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29 flared ends	610	2	64	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLSANTOPRENE

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF516-0,25IP	FLSantoprene, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF517-0,38IP	FLSantoprene, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF518-0,51IP	FLSantoprene, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF519-0,64IP	FLSantoprene, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64 flared ends	400	2	150	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLSANTOPRENE

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF520-0,76IP	FLSantoprene, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF521-0,89IP	FLSantoprene, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF522-1,02IP	FLSantoprene, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF523-1,14IP	FLSantoprene, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF524-1,30IP	FLSantoprene, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF525-1,42IP	FLSantoprene, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF526-1,52IP	FLSantoprene, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF527-1,65IP	FLSantoprene, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF528-1,85IP	FLSantoprene, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF529-2,06IP	FLSantoprene, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF530-2,29IP	FLSantoprene, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF531-2,54IP	FLSantoprene, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54 flared ends	400	2	150	12 Stk.
YTF532-2,79IP	FLSantoprene, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79 flared ends	400	2	150	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLVITON

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF533-0,51VI	FLViton, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb	GE: VS0.51-OY-F	0,51 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF534-0,64VI	FLViton, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß	GE: VS0.64-OW-F	0,64 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF535-0,76VI	FLViton, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz	GE: VS0.76-BLK-F	0,76 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF536-0,89VI	FLViton, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange	GE: VS0.89-ORG-F	0,89 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF537-1,02VI	FLViton, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	GE: VS1.02-WHT-F	1,02 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF538-1,14VI	FLViton, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot	GE: VS1.14-RED-F	1,14 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF539-1,30VI	FLViton, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau	GE: VS1.30-GRY-F	1,30 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF540-1,42VI	FLViton, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb	GE: VS1.42-YLW-F	1,42 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF541-1,52VI	FLViton, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau	GE: VS1.52-YB-F	1,52 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF542-1,65VI	FLViton, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau	GE: VS1.65-BLU-F	1,65 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF543-1,85VI	FLViton, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün	GE: VS1.85-GRN-F	1,85 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF544-2,06VI	FLViton, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila	GE: VS2.06-PUR-F	2,06 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF545-2,29VI	FLViton, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz	GE: VS2.29-PBLK-F	2,29 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF546-2,54VI	FLViton, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange	GE: VS2.54-PO-F	2,54 flared ends	175	2	127	12 Stk.
YTF547-2,79VI	FLViton, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß	GE: VS2.79-PW-F	2,79 flared ends	175	2	127	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLSOLVA

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF548-0,13SO	FLSolva, 2T, 0.13mm (ID), orange/schwarz		0,13 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF549-0,19SO	FLSolva, 2T, 0.19mm (ID), orange/rot		0,19 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF550-0,25SO	FLSolva, 2T, 0.25mm (ID), orange/blau	GE: 0.25-OB-SF-F	0,25 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF551-0,38SO	FLSolva, 2T, 0.38mm (ID), orange/grün	GE: 0.38-OG-SF-F	0,38 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF552-0,51SO	FLSolva, 2T, 0.51mm (ID), orange/gelb	GE: 0.51-OY-SF-F	0,51 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF553-0,64SO	FLSolva, 2T, 0.64mm (ID), orange/weiß	Thermo: 842312051531 GE: 0.64-OW-SF-F	0,64 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF554-0,76SO	FLSolva, 2T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz	GE: 0.76-BLK-SF-F	0,76 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF555-0,89SO	FLSolva, 2T, 0.89mm (ID), orange/orange	GE: 0.89-ORG-SF-F	0,89 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF556-1,02SO	FLSolva, 2T, 1.02mm (ID), weiß/weiß	Thermo: 842312051541 GE: 1.02-WHT-SF-F	1,02 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF557-1,14SO	FLSolva, 2T, 1.14mm (ID), rot/rot	GE: 1.14-RED-SF-F	1,14 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF558-1,30SO	FLSolva, 2T, 1.30mm (ID), grau/grau	GE: 1.30-GRY-SF-F	1,30 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF559-1,42SO	FLSolva, 2T, 1.42mm (ID), gelb/gelb.	GE: 1.42-YLW-SF-F	1,42 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF560-1,52SO	FLSolva, 2T, 1.52mm (ID), gelb/blau	GE: 1.52-YB-SF-F	1,52 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF561-1,65SO	FLSolva, 2T, 1.65mm (ID), blau/blau	GE: 1.65-BLU-SF-F	1,65 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF562-1,85SO	FLSolva, 2T, 1.85mm (ID), grün/grün	GE: 1.85-GRN-SF-F	1,85 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF563-2,06SO	FLSolva, 2T, 2.06mm (ID), lila/lila	GE: 2.06-PUR-SF-F	2,06 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF564-2,29SO	FLSolva, 2T, 2.29mm (ID), lila/schwarz	GE: 2.29-PBLK-SF-F	2,29 flared ends	455	2	140	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLSOLVA

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF565-2,54SO	FLSolva, 2T, 2.54mm (ID), lila/orange	GE: 2.54-PO-SF-F	2,54 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF566-2,79SO	FLSolva, 2T, 2.79mm (ID), lila/weiß	GE: 2.79-PW-SF-F	2,79 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF567-3,18SO	FLSolva, 2T, 3.18mm (ID), schwarz/weiß		3,18 flared ends	455	2	140	12 Stk.
YTF640-0,25SO	FLSolva, 3T, 0.25mm (ID), orange/blau		0,25 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF641-0,38SO	FLSolva, 3T, 0.38mm (ID), orange/grün		0,38 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF642-0,51SO	FLSolva, 3T, 0.51mm (ID), orange/gelb		0,51 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF643-0,64SO	FLSolva, 3T, 0.64mm (ID), orange/weiß		0,64 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF644-0,76SO	FLSolva, 3T, 0.76mm (ID), schwarz/schwarz		0,76 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF645-0,89SO	FLSolva, 3T, 0.89mm (ID), orange/orange		0,89 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF646-1,02SO	FLSolva, 3T, 1.02mm (ID), weiß/weiß		1,02 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF647-1,14SO	FLSolva, 3T, 1.14mm (ID), rot/rot		1,14 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF648-1,30SO	FLSolva, 3T, 1.30mm (ID), grau/grau		1,30 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF649-1,42SO	FLSolva, 3T, 1.42mm (ID), gelb/gelb		1,42 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF650-1,52SO	FLSolva, 3T, 1.52mm (ID), gelb/blau		1,52 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF651-1,65SO	FLSolva, 3T, 1.65mm (ID), blau/blau		1,65 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF652-1,85SO	FLSolva, 3T, 1.85mm (ID), grün/grün		1,85 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF653-2,06SO	FLSolva, 3T, 2.06mm (ID), lila/lila		2,06 flared ends	400	3	82	12 Stk.

Yeti Pumpenschlauch: FLSOLVA

Art.-Nr.	Beschreibung	OEM-NR	ø in mm	Länge in mm	Anzahl Stege	Steg-Distanz in mm	VPE
YTF654-2,29SO	FLSolva, 3T, 2.29mm (ID), lila/schwarz		2,29 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF655-2,54SO	FLSolva, 3T, 2.54mm (ID), lila/orange		2,54 flared ends	400	3	82	12 Stk.
YTF656-2,79SO	FLSolva, 3T, 2.79mm (ID), lila/weiß		2,79 flared ends	400	3	82	12 Stk.

Fordern Sie bitte auch unsere Sonderkataloge an:

KATALOG

- 50 LaborGeneralkatalog Geräte & Laborverbrauchsgüter (VGKL)
- 100 Problemlösung für die Labortechnik
- 110 Laborchemikalien
- 120 Feinchemikalien
- 130 AAS-Zubehör und Geräte
- 140 ICP-Zubehör
- 151 Vials & Caps für die instrumentelle Analytik - GTGVials
- 160 Yeti Spritzenfilter
- 170 Yeti Membranfilter
- 180 Yeti Pumpenschläuche
- 190 NMR-Röhrchen und Zubehör von Deutero
- 200 Dosierungssysteme für Flüssigkeiten und drucklose Gase in Labor, Analytik, Technikum und Prozess

KATALOG

- 210 Spektrallampen
- 300 Agilent- herstellerspezifische Ersatzteile + Verbrauchsmaterial
- 310 CTC-herstellerspezifische Ersatzteile + Verbrauchsmaterial
- 320 Perkin Elmer- herstellerspezifische Ersatzteile + Verbrauchsmaterialien
- 330 Verbrauchsmaterial für Shimadzu
- 335 Verbrauchsmaterial für Varian
- 340 Verbrauchsmaterial für Waters
- 350 Verbrauchsmaterial für Thermo Finnigan
- 355 DIONEX – Verbrauchsmaterialien
- 360 Migrationszelle „Sieg-Mi-Flex“
- 370 Industrie- und Laborwaagen, Feuchtebestimmer, Pipettentester, Viskosimeter
- 400 LABC- Vials & Caps



Wir bitten um Rückruf

Herr/Frau.....

Firma

Telefon

Abteilung

Fax

Geb./Str.

E-Mail

PLZ/Ort

Datum

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen!