

Absaughaube für die Lüfter der Vakuumpumpe an einer Survyeor ICP-MS Anlage von Thermo für saubere Laborluft.

Positive Effekte:

- Abfuhr gasförmiger Emissionen aus Pumpenölrückständen am heißen Pumpengehäuse
- Schalldämmung
- Wärmeabfuhr (Zwangselüftung)

Aus klarem Acrylglas inklusiv selbstklebendes Klettband zur Montage und Befestigung am Pumpengehäuse (1 m x 50 mm breit).

Maße Absaughaube:

ca. 320 x 156 x 20 x 3 mm mit schräg aufgesetzten Absaugstutzen für Abluftschlauch (Rohr: AØ 90 mm, Länge: 100/200 mm)

Art.-Nr.: 777817

