


## LABC-Gleitring-Rührverschluss



LABC-Gleitring-Rührverschluss mit Gleitringdichtungen aus Keramik und gekapselten Kugellagern aus Edelstahl gewährleistet ein problemloses und sicheres Arbeiten bei hohen Ansprüchen.

Zum Beispiel:

- hohe Gasdichtigkeit
- kein Dichtungsabrieb
- ohne Schmiermittel einsetzbar bis 200 U/min
- mit Schmiermittel einsetzbar bis 800 U/min
- hohe chemische und thermische Beständigkeit
- zentrierter und ruhiger Wellenlauf
- **lange Einsatzzeiten ohne Wechsel von Verschleißteilen**
- Verwenden von handelsüblichen Rührer aus allen Materialien
- Lieferbar für Wellen-Ø 10 und 16 mm

Art.-Nr.	Anschluss	Wellen-Ø
08510029	DN 29	10 mm
08510045	DN 45	10 mm
08510125	DN 25	10 mm
08516029	DN 29	16 mm
08516045	DN 45	16 mm
08516150	DN 50	16 mm

## LABC-Rührverschluss



Rührverschluss mit austauschbarer PTFE-Führungshülse und Schliffkern für einfache Rühraufgaben, gut abdichtend

Art.-Nr.	Schliffkern	Wellen-Ø
4480029	NS 29	10 mm
7A480045	NS 45	10 mm