





LABC-Kupplung

Verabschieden Sie sich von Ihrer Vakuumschlauchkupplung bei der Verbindung von Glaslaborrührern mit der Welle des Antriebmotors!

Die **LABC-Kupplung** erlaubt endlich ein problemloses und sicheres Arbeiten bei der Rührermontage im Labor - auch bei viskosen Medien und hohen Drehzahlen. Schnittverletzungen können nicht mehr vorkommen.

DBGM



LABC-Kupplung komplett		Wellen- \varnothing in mm	Gesamtlänge in mm	Art.-Nr.
		5 - 8	170	10001
		5 - 8	520	10001/500
		12 - 14	170	10008
LABC-Ersatzteil		Wellen- \varnothing in mm	Gesamtlänge in mm	Art.-Nr.
Wellenteil - Polyamid 6.6 -		5 - 8	150	10003
		5 - 8	500	10003/500
		12 - 14	150	10010
Gummieinsatz (VPE = 10 Stk.)		5 - 8	10	10004
		12 - 14	10	10011
Druckschraube - PTFE 25% GF -		5 - 8	35	10002
		12 - 14	35	10009