

Mehrstellen-Magnetrührer-10



- robuste Bauform (IP 42)
- stufenlose Drehzahlregulierung
- silikonbeschichtete Oberfläche
- Modell mit oder ohne Heizung erhältlich
- gleichmäßige Temperaturverteilung beim beheizbaren Modell
 - 2 Jahre Garantie

Art.-Nr.	712711 (ohne Heizung)	712712 (mit Heizung)
Spannung (V)	200 - 240	200 - 240
Leistungsaufnahme (W)	20	490
Zahl der Rührstellen	10	10
max. Rührmenge (l H ₂ O)	4	4
Rührstäbchen (max. in mm)	80	80
Rührplatte (Ø mm)	135	135
Material Rührplatte	Edelstahl mit Silikonbeschichtung	Edelstahl mit Silikonbeschichtung
Drehzahl	0 - 1100	0 - 1100
Einstellung der Drehzahl	analog	analog
Temperaturbereich (°C)	RT	RT-60
Abmessungen (B x T x H in mm)	182 x 552 x 65	182 x 552 x 65
Schutzklasse	IP 42	IP 42
Gewicht (kg)	3,2	3,2