

LABC

LABORTECHNIK

Verbrauchsmaterial für Varian



LABC

LABORTECHNIK


Inhaltsverzeichnis

<i>LC+LC/MS.....</i>	<i>3</i>
<i>GC+GC/MS.....</i>	<i>13</i>
<i>HS.....</i>	<i>20</i>
<i>TOC.....</i>	<i>23</i>
<i>Numerischer Index.....</i>	<i>24</i>

Verbrauchsmaterialien für **Varian**



**ProStar 400, 410,
420, 430
Marathon Basic
Varian LC 9100/9095/9090**



Rollrand ND11

Photo								
LABC Art.-Nr.	11 09 0356 11 09 0476	11 09 0477	11 09 0831	11 06 0619	11 14 1190 11 14 1266	11 14 1656 11 14 1695	11 09 0921 11 09 1956	11 09 0415
Vgl. Varian Nr.	392611634 (100) 392620517 (1000) CP10525 / CP10601	392611635 (100) alt. 392620519 (1000) alt. CP10701			392620525 (alt.) / 100		392620525 / 100	R05411CTVG
Volumen	1,5ml	1,5ml	2,5ml	1,1ml	0,2ml	0,2ml	0,2ml	1,1ml
Typ	Rollrand, weite Öffnung	Rollrand, weite Öffnung	Rollrand	Rollrand	Rollrand/Schnapp- ring TPX Flasche mit integr. Glaseinsatz (TopSert)	Rollrand/Schnapp- ring TPX Flasche mit integr. Glaseinsatz (TopSert)	Rollrandflasche mit integriertem Mikroeinsatz	Rollrand
Abmessungen	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	41 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	TPX / Klarglas, 1. Kl.	TPX / Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl. bzw. Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.
Merkmale	bzw. <i>Schriftfeld</i> + <i>Füllmarkierungen</i>	<i>Schriftfeld</i> + <i>Füllmarkierungen</i>		15µl Innenkonus im Boden	Silanisierte Version	Silanisierte Version	<i>Schriftfeld</i> + <i>Füllmarkierungen</i>	konisch
VE pro PP-Box	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

LC + LC/MS

11mm Alu. Bördelkappen, Farbe wie angegeben, 5,5mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
11 03 0300 11 03 0304 11 03 0302 11 03 0301	392611632 / 100 392620524 / 1000 CP10210 CP911378 CP911376	Naturkautschuk rot- orange/Butyl rot/PTFE transparent	45° shore A	1,0mm		
11 03 1875	392611632 / 100 (alt.) 392620524 / 1000 (alt.)	RedRubber/PTFE beige	45° shore A	1,0mm	11 02 1876	
11 03 0247	392611631 / 100 392620523 / 1000 392620521 / 100 392620522 / 1000 CP959268	Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,3mm	11 02 0104	CP10276
11 03 0362	392611631 / 100 392620523 / 1000 392620521 / 100 392620522 / 1000	Silicon creme/ PTFE rot	55° shore A	1,5mm	11 02 0140	R00548ST14 (alt.)
11 03 0196		PTFE rot/Silicon weiß/ PTFE rot	45° shore A	1,0mm	11 02 0115	
11 08 1676		11mm Push-On Kappe, blau, mit verdünnter Durchstichstelle			Ohne Septum	

11mm Bördelwerkzeuge

11 06 0006 11 07 0002	AL666011 / CP10231 AL98711 / CP10236	11mm Verschließzange 11mm Öffnungszange				
--------------------------	---	--	--	--	--	--

Verbrauchsmaterialien für **Varian**



**ProStar 400, 410,
420, 430
Marathon Basic
Varian LC 9100/9095/9090**



Kurzgewinde ND9

Photo								
LABC Art.-Nr.	11 09 0500 11 09 1241	11 09 0519	11 09 0520 11 09 1242	11 09 0620	11 14 1189 11 14 1265	11 14 1655 11 14 1694	11 09 0999	11 09 1957
Vgl. Varian Nr.	392611653 / 100 392620500 / 1000 CP10290 392611655 / 100 392620501 / 1000	CP10291	392611654 / 100 (alt.) 392620502 / 1000 (alt.) CP10292 392611879 / 100 (alt.) 392620503 / 1000 (alt.)	CP959946	392620514 / 100 (alt.)	5188-6594 (alt.)	392620514 / 100	
Volumen	1,5ml	1,5ml	1,5ml	1,1ml	0,2ml	0,2ml	0,2ml	0,2ml
Typ	Kurzgewinde, Weite Öffnung	Kurzgewinde, Weite Öffnung	Kurzgewinde, Weite Öffnung	Kurzgewinde	Kurzgewinde TPX Flasche mit integr. Glaseinsatz (TopSert)	Kurzgewinde TPX Flasche mit integr. Glaseinsatz (TopSert)	Kurzgewindeflasche mit integr. Mikroeinsatz	Kurzgewindeflasche mit integr. Mikroeinsatz
Abmessungen	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	TPX / Klarglas, 1. Kl.	TPX / Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.
Merkmale	Silanisierte Version	Schriftfeld + Füllmarkierungen	Schriftfeld + Füllmarkierungen Silanisierte Version	15µl Innenkonus im Boden	Silanisierte Version	Silanisierte Version	Schriftfeld + Füllmarkierungen	Schriftfeld + Füllmarkierungen
VE pro PP-Box	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

Kunststoffflaschen mit Kurzgewinde ND9 / Schnapping ND11

Photo						
LABC Art.-Nr.	11 19 1205	11 19 1516	11 19 0932 11 19 0933	11 19 1216 11 19 1217	11 19 1021 11 19 1022	11 19 1706 11 19 1707
Vgl. Varian Nr.	CP914959		392611666			392611667
Volumen	1,5ml	1,5ml	0,3ml	0,3ml	0,3ml	0,7ml
Typ	Kurzgewinde	Kurzgewinde	Kurzgewinde Schnapping	Kurzgewinde Schnapping	Kurzgewinde Schnapping	Kurzgewinde Schnapping
Abmessungen	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm
Kunststoff	PP, transparent	PP, braun	PP, transparent	PP, braun	TPX, hochtransparent	PP, transparent
Merkmale	Füllmarkierungen, leicht konkaver Innenboden	Füllmarkierungen, leicht konkaver Innenboden	Konischer Einsatz	Konischer Einsatz	Konischer Einsatz	Zylindrischer Einsatz
VE pro PE-Beutel	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

LC + LC/MS

Verbrauchsmaterialien für **Varian**



**ProStar 400, 410,
420, 430
Marathon Basic
Varian LC 9100/9095/9090**



9mm PP Kurzgewindeverschlüsse, Farbe wie angegeben, 6mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
09 15 0478 09 15 0867 09 15 1176 09 15 1570 09 15 1356 09 15 1542 09 15 1887	CP10030 CP597274 392611661 (alt.) / 100 392620507 (alt.) / 1000 392611657 (alt.)	Naturkautschuk rot-orange/ PTFE transparent Geschlossene Kappe	60° shore A	1,0mm	09 02 1779	392620512 / 100 (alt.) 392620513 / 1000 (alt.)
09 15 2011 09 15 1819 09 15 2012 09 15 2013 09 15 1911 09 15 2014	CP10030 CP597274/CP914610 392611661 (alt.) / 100 392620507 (alt.) / 1000	RedRubber/PTFE beige	45° shore A	1,0mm	09 02 1818	392620512 / 100 (alt.) 392620513 / 1000 (alt.)
09 15 0481 09 15 0838 09 15 1178 09 15 1572 09 15 1332 09 15 1527 09 15 1799	CP10032 CP958914 392611659 100 392620506 / 1000 392620504 / 100 392620505 / 1000	Silicon weiß/PTFE rot Geschlossene Kappe	55° shore A	1,0mm	09 02 1780	392620508 / 100 392620509 / 1000 (alt.) 392620510 / 100 392620511 / 1000 (alt.)
09 15 0480 09 15 0868 09 15 1177 09 15 1571 09 15 1485 09 15 1486	CP10031 392611658	PTFE rot/Silicon weiß/ PTFE rot	45° shore A	1,0mm	09 02 1781	
09 15 2021 09 15 2016		Silicon weiß/PTFE rot, Pre-cut in Y-Form (Silicon geschlitzt/PTFE intakt)	55° shore A	1,0mm		
09 15 0852 09 15 0869 09 15 1179 09 15 1669 09 15 1746 09 15 1745	CP10020 392611660	Silicon weiß/PTFE blau, geschlitzt	55° shore A	1,0mm	09 02 1942	

LC + LC/MS









Verbrauchsmaterialien für **Varian**



**ProStar 400, 410,
420, 430
Marathon Basic
Varian LC 9100/9095/9090**



Gewinde ND8 und Mikroeinsätze

Photo								
LABC Art.-Nr.	11 09 0210	11 09 0419	11 09 0259	11 09 0382	11 09 0417	05 09 0129	05 09 0269	05 09 0968
Vgl. Varian Nr.	392611639 / 100 392620550 / 1000 CP10271		392611640 / 100 392620552 / 1000	CP959895		392611593 / 100 392620546 / 1000 R005402MTV CP10381	392611593 / 100 (alt.) 392620546 / 1000 (alt.) R005402MTV (alt.) CP913258	392611591 / 100 392620548 / 1000
Volumen	1,5ml	1,5ml	1,5ml	1,5ml	1,1ml	0,1ml	0,1ml	0,1ml
Typ	Gewinde ND8, enge Öffnung	Gewinde ND8, enge Öffnung	Gewinde ND8, enge Öffnung	Gewinde ND8, enge Öffnung	Gewinde ND8, enge Öffnung	konisch, 15mm Spitze	konisch, 9mm Spitze	mit Polymerfuß
Abmessungen	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	31 x 5mm	31 x 5mm	29 x 5mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.
Merkmale		Schriftfeld + Füllmarkierungen		Schriftfeld + Füllmarkierungen				
VE pro PP-Box	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

8mm PP Schraubverschlüsse, schwarz, 5,5mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.	
08 15 0460	392611645 / 100 392620559 / 1000	Naturkautschuk rot-orange/ PTFE transparent	60° shore A	1,3mm	08 02 0355		
08 15 1965	392611645 / 100 (alt.) 392620559 / 1000 (alt.)	RedRubber/PTFE beige	45° shore A	1,0mm	08 02 1966		
08 15 0293	392611641 / 100 392620558 / 1000 392612023 / 100 392620557 / 1000 99778800 / 144 CP959894	Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,3mm	08 02 0103	6900016900 / 144 392612024 / 100 (alt.) 392620555 / 1000 (alt.)	
08 15 0427	392611641 / 100 (alt.) 392620558 / 1000 (alt.) 392612023 / 100 (alt.) 392620557 / 1000 (alt.) CP957170	Silicon creme/PTFE rot	55° shore A	1,5mm	08 02 0009	6900016900 / 144 CP10273 392612024 / 100 (alt.) 392620555 / 1000 (alt.)	
08 15 0294	392611644	PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,0mm	08 02 0005		
08 08 0027	1600069800 / 144 CP10272	8mm PP Schraubkappe schwarz, 5,5mm Loch, ohne Septum					
08 08 0420		8mm PP Schraubkappe schwarz, geschlossen, ohne Septum					



**ProStar 400, 410,
420, 430
Marathon Basic
Varian LC 9100/9095/9090**



Schnapping ND11/Mikroeinsätze f. alle Flaschen ND9 + ND11, weite Öffnung

Photo								
LABC Art.-Nr.	11 09 0627	11 09 0644	11 09 0645	11 14 1190 11 14 1266	11 14 1656 11 14 1695	06 09 0357 06 09 1240	06 09 0865 06 09 1343	06 09 0866
Vgl. Varian Nr.	CP10390	CP10391	CP10392	392620525 (alt.) / 100		392611596 / 100 392620536 / 1000 CP10580 392611855 / 100 392620537 / 1000	392611594 / 100 392620538 / 1000 392611595 / 100 392620539 / 1000	CP912322
Volumen	1,5ml	1,5ml	1,5ml	0,2ml	0,2ml	0,1ml (FV: 0,3ml)	0,1ml (FV: 0,2ml)	0,2ml (FV: 0,35ml)
Typ	Schnapping, weite Öffnung	Schnapping, weite Öffnung	Schnapping, weite Öffnung	Rollrand-/ Schnapping TPX Flasche mit integr. Glaseinsatz (TopSert)	Rollrand-/ Schnapping TPX Flasche mit integr. Glaseinsatz (TopSert)	Konisch, 15mm Spitze	Mit Polymerfuß	Flacher Boden
Abmessungen	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	31 x 6mm	29 x 5,7mm	31 x 6mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.	TPX / Klarglas, 1. Kl.	TPX / Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.
Merkmale		Schriftfeld + Füllmarkierungen	Schriftfeld + Füllmarkierungen	Silanisierte Version	Silanisierte Version	Silanisierte Version	Silanisierte Version	
VE pro PP-Box	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	10 x 100 Stück	10 x 100 Stück	10 x 100 Stück

LC + LC/MS

11mm PE Schnappingverschlüsse, Farbe wie angegeben, 6mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr. mit weicher PE Kappe	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. mit harter PE Kappe	Vgl. Varian Nr.
11 15 1850 11 15 1856	392611871 (alt.) 392611875 (alt.)	Naturkautschuk rot-orange/ PTFE transparent	60° shore A	1,0mm	11 15 0635 11 15 1267	392611871 (alt.) 392611875 (alt.) CP10131
11 15 1933 11 15 1817		RedRubber/PTFE beige	45° shore A	1,0mm	11 15 2106 11 15 2107	
11 15 1852 11 15 1854	392611873 (alt.)	Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,3mm	11 15 0637 11 15 1151	392611873 CP10132
11 15 1851 11 15 1857	392611872 (alt.)	PTFE rot/Silicon weiß/ PTFE rot	45° shore A	1,0mm	11 15 0636 11 15 1268	392611872
11 15 2046 11 15 2048		Silicon weiß/PTFE rot, Pre-cut in Y-Form (Silicon geschlitzt/PTFE intakt)	45° shore A	1,3mm	11 15 2045 11 15 2047	
11 15 1853 11 15 1858	392611874 (alt.)	Silicon weiß/PTFE blau, kreuzgeschlitzt	55° shore A	1,0mm	11 15 0650 11 15 1269	392611874 CP10130






Verbrauchsmaterialien für **Varian**



**ProStar 400, 410,
420, 430
Marathon Basic
Varian LC 9100/9095/9090**



Rollrand ND8 / Gewinde ND10

Photo							
	Für Prostar 420, LSV 72 Pos. Tray	Für Prostar 420, LSV 72 Pos. Tray	Für Prostar 420, Micro 160 Pos. Tray	Für Prostar 420, Micro 160 Pos. Tray			
LABC Art.-Nr.	08 09 0276	08 09 0606	08 09 0405 08 09 0406	08 09 0305 08 09 0258	10 09 0743	10 09 1196	10 09 1197
Vgl. Varian Nr.	R005403CVG CP958690	R05402CTVG CP959485	CP10370		190010201		
Volumen	0,3ml	0,2ml	0,7ml	0,6ml	1,5ml	1,5ml	1,5ml
Typ	Rollrand ND8	Rollrand ND8	Rollrand ND8	Rollrand ND8	Gewinde ND10, weite Öffnung	Gewinde ND10, weite Öffnung	Gewinde ND10, weite Öffnung
Abmessungen	31,5 x 5,5mm	31,5 x 5,5mm	40 x 7mm	40 x 7mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl. bzw. Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl. bzw. Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.
Merkmale	runder Boden	konisch	flacher Boden	konisch		Schriftfeld + Füllmarkierungen	Schriftfeld + Füllmarkierungen
VE pro PP-Box	10 x 100 Stück	10 x 100 Stück	10 x 100 Stück	10 x 100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

8mm Alu. Bördelkappen, farblos lackiert, 4mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke
08 03 0451	R000548AC6 CP10219	Naturkautschuk rot-orange/ PTFE transparent	60° shore A	1,0mm
08 03 2042		RedRubber/PTFE beige	45° shore A	1,0mm
08 03 0249	CP959183	Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,3mm
08 03 0185	CP959184	Silicon creme/PTFE rot	55° shore A	1,5mm
08 03 0113		PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,0mm
8mm Bördelwerkzeuge				
08 06 0005	AL666008 CP10234	8mm Verschleißzange		
08 07 0001	AL98709	8mm Öffnungszange		


10mm PP Schraubverschlüsse, schwarz, 7mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
10 15 1256	392611651 (alt.)	Naturkautschuk rot-orange/ PTFE transparent	60° shore A	1,3mm	09 02 1259	
10 15 2111	392611651 (alt.)	RedRubber/PTFE beige	45° shore A	1,0mm	09 02 2113	
10 15 1257	392611650 (alt.)	Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,3mm	09 02 1260	
10 15 0744	392611650 (alt.)	Silicon weiß/PTFE beige	45° shore A	1,5mm	09 02 0723	190010202
10 15 1258	392611652	PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,0mm	09 02 1261	

Verbrauchsmaterialien für **Varian**



**ProStar 400, 410,
420, 430
Marathon Basic
Varian LC 9100/9095/9090**



2in1 Kits (100 Flaschen und 100 Verschlüsse unmontiert in einer blauen Box)

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung	Im Kit enthaltene Flasche	Im Kit enthaltener Verschluss
Kurzgewindeflaschen ND9 und Verschlüsse				
11 24 1607	392611546	Klarglasflasche; rote Kappe mit PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0500	09 15 1177
11 24 1608	392611547	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; rote Kappe mit PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0520	09 15 1177
11 24 1610	392611553	Silanisierte Klarglasflasche; rote Kappe mit Silicon weiß/PTFE blau, geschlitzt	11 09 1241	09 15 1179
11 24 1611	392611836	Silanisierte Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; rote Kappe mit Silicon weiß/PTFE blau, geschlitzt	11 09 1242	09 15 1179
11 24 1605	392611542 (alt.) 392620534 (alt.) / 1000 392611633 (alt.) / 100	Klarglasflasche; rote Kappe mit Naturkautschuk/TEF	11 09 0500	09 15 1176
11 24 1436	392611549 / 100 392611979 / 100 392620530 / 1000 392620532 / 1000 CP912494	Klarglasflasche; rote Kappe mit Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0500	09 15 1178
11 24 1609	392611550 / 100 392612016 / 100 392620531 / 1000 392620533 / 1000	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; rote Kappe mit Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0520	09 15 1178
11 24 1141	CP914196	Klarglasflasche; transparente Kappe mit Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0500	09 15 0481
11 24 1606	392611834 (alt.) / 100 392620535 (alt.) / 1000	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; rote Kappe mit Naturkautschuk/TEF	11 09 0520	09 15 1176
Rollrandflaschen ND11 und Verschlüsse				
11 25 1055	392620540 / 1000 392620515 / 100 392610542 / 1000 392611525 / 100	Klarglasflasche; Silicon weiß/PTFE rot Bördekkappe	11 09 0356	11 03 0247
11 25 1056	392620540 (alt.) / 1000 392620515 (alt.) / 100 392611525 (alt.) / 100 392611542 (alt.) / 1000	Klarglasflasche; Silicon creme/PTFE rot Bördekkappe	11 09 0356	11 03 0362
11 25 1289	392620541 / 1000 392620543 / 1000 392620516 / 100 392611526 / 100	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; Silicon weiß/PTFE rot Bördekkappe	11 09 0477	11 03 0247
11 25 1054	392620544 / 1000 392611518 / 100	Klarglasflasche; Naturkautschuk/Butyl/TEF Bördekkappe	11 09 0356	11 03 0300
11 25 1287	392620545 (alt.) / 1000 392611819 (alt.) / 100	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; Naturkautschuk/Butyl/TEF Bördekkappe	11 09 0477	11 03 0300
Schnappingflaschen ND11 und Verschlüsse				
11 26 1059	392611839 (alt.) 392611566 (alt.)	Klarglasflasche; transparente harte Kappe mit Naturkautschuk/TEF	11 09 0627	11 15 0635
11 26 1444	392611840 (alt.) 392611566 (alt.)	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; transparente harte Kappe mit Naturkautschuk/TEF	11 09 0645	11 15 0635
11 26 1062	392611570	Klarglasflasche; transparente harte Kappe mit PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0627	11 15 0636
11 26 1613	392611571	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; transparente harte Kappe mit PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0645	11 15 0636
11 26 1060	392611573	Klarglasflasche; transparente harte Kappe mit Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0627	11 15 0637
11 26 1274	392611574	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; transparente harte Kappe mit Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0645	11 15 06357
11 26 1061	392611579	Klarglasflasche; transparente harte Kappe mit Silicon weiß/PTFE blau, kreuzgeschlitzt	11 09 0627	11 15 0650

LC + LC/MS

Verbrauchsmaterialien für **Varian**



**ProStar 400, 410,
420, 430
Marathon Basic
Varian LC 9100/9095/9090**



2in1 Kits (100 Flaschen und 100 Verschlüsse unmontiert in einer blauen Box)

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung	Im Kit enthaltene Flasche	Im Kit enthaltener Verschluss
Gewindeflaschen ND8 und Verschlüsse				
11 23 1046	392612022 / 100 392611530 / 100 394983500 / 144 392611987 / 1440 394983501 / 1728 CP913075	Klarglasflasche; schwarze Kappe mit Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0210	08 15 0293
11 23 1045	392611826 / 100	Klarglasflasche; schwarze Kappe mit Naturkautschuk/TEF	11 09 0210	08 15 0460
11 23 2146	392611826 (alt.) / 100	Klarglasflasche; schwarze Kappe mit Butyl rot/PTFE grau	11 09 0210	08 15 1637
11 23 1614	392611827 / 100	Braunglasflasche; schwarze Kappe mit Naturkautschuk/TEF	11 09 0259	08 15 0460
11 23 1048	392611537	Klarglasfl.; schwarze Kappe mit PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0210	08 15 0294
11 23 1098	392611531 / 100	Braunglasflasche; schwarze Kappe mit Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0259	08 15 0293

LC + LC/MS

Gewinde ND13 + Mikroinsert

Photo					
LABC Art.-Nr.	13 09 0222	13 09 1335	13 09 0280	13 09 1336	40 09 0146 + 50 13 0147
Vgl. Varian Nr.	CP10277 / 100		CP956991 / 100		392611876 + CP10279 / 100
Volumen	4ml	4ml	4ml	4ml	0,3ml
Typ	Gewinde ND13	Gewinde ND13	Gewinde ND13	Gewinde ND13	Mikroinsert, 15mm Spitze, Metallfeder notwendig
Abmessungen	45 x 14,7mm	45 x 14,7mm	45 x 14,7mm	45 x 14,7mm	40 x 6mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.
Merkmale		Schriftfeld + Füllmarkierungen		Schriftfeld + Füllmarkierungen	zu verwenden mit Metallfeder 50 x 7,5mm
VE pro PP-Box	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	10 x100 Stück 100 Stück pro PE-Beutel


13mm PP Schraubverschlüsse, schwarz, 8,5mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
13 15 0456		Naturkautschuk rot-orange/ PTFE transparent	60° shore A	1,3mm	12 02 0223	
13 15 2100		RedRubber/PTFE beige	45° shore A	1,0mm	12 02 2099	
13 15 1293		Silicon weiß/PTFE blau, kreuzgeschlitzt	55° shore A	1,5mm	12 02 0322	
13 15 0815		Silicone creme/PTFE rot	55° shore A	1,5mm	12 02 0143	CP913103 / 100
13 15 0292		PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,0mm	12 02 0463	

Verbrauchsmaterialien für **Varian**








**ProStar 400, 410,
420, 430
Marathon Basic
Varian LC 9100/9095/9090**



2in1 Kits (100 Flaschen und 100 Verschlüsse unmontiert in einer blauen Box)

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung	Im Kit enthaltene Flasche	Im Kit enthaltener Verschluss
Gewindeflaschen ND13 und Verschlüsse				
13 28 1067	392611852 (alt.) / 100	Klarglasflasche; schwarze Kappe mit Naturkautschuk/TEF	13 09 0222	13 15 0456
13 28 1071	392611853 (alt.) / 100 392611604 / 100	Klarglasflasche; schwarze Lochkappe; Septum PTFE virginal	13 09 0222	13 08 0166 + 12 02 0168 (unmont.)
13 28 1069	392611601 / 100	Klarglasflasche; schwarze Kappe mit Silicon creme/PTFE rot	13 09 0222	13 15 0815
13 28 1074	392611602 / 100	Braunglasflasche; schwarze Kappe mit Silicon creme/PTFE rot	13 09 0280	13 15 0815
13 28 1076	392611605 / 100	Braunglasflasche; schwarze Lochkappe; Septum PTFE virginal	13 09 0280	13 08 0166 + 12 02 0168 (unmont.)

Sonstige HPLC Flaschen


Photo					
	Für Prostar 410, Std. 84 Pos. + LV 24 Pos. Tray Prostar 420, LSV 32 Pos. Tray	Für Prostar 410, Std. 84 Pos. + LV 24 Pos. Tray Prostar 420, LSV 32 Pos. Tray	Für Prostar 410, King Size 48 Pos. Tray, Prostar 420, LSV 32 Pos. Tray, Marathon Basic, King Size 48 Pos. Tray	Für Prostar 420, Std. 96 Pos. Tray	Für Prostar 420, Std. 96 Pos. Tray
LABC Art.-Nr.	20 09 1405	20 09 1691	20 09 0342	11 14 0544	11 14 0545
Vgl. Varian Nr.	392612020 / 100 RK60827510 / 125 MLA201000 CP738200	392620526 / 100 (alt.) 392620527 / 1000 (alt.)	392611857 / 100 CP959486 / 100	392611580 (alt.)	
Volumen	10ml	10ml	5ml	2ml	2ml
Typ	Rollrand ND20 m. flachem DIN-Rollrand	Rollrand ND20 m. flachem DIN-Rollrand	Rollrand ND20 m. abgeschrägtem Rand	Flachbodengläser ND12	Flachbodengläser ND12
Abmessungen	46 x 22,5mm	46 x 22,5mm	38,2 x 22mm	31,5 x 11,6mm	31,5 x 11,6mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.
Merkmale	gerundeter Boden	gerundeter Boden	gerundeter Boden		
VE pro PP-Box VE pro PE-Beutel	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück (Flaschen) 100 Stück (Stopfen)	100 Stück (Flaschen) 100 Stück (Stopfen)

LC + LC/MS

Verbrauchsmaterialien für **Varian**



**ProStar 400, 410,
420, 430
Marathon Basic
Varian LC 9100/9095/9090**



20mm Aluminium Bördelkappen, walzblank, 10mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
20 03 0059	392611632 / 100 392620524 / 1000 CP10210	Butyl/PTFE, grau	50° shore A	3,0mm	20 02 0057	
20 03 0030	392611859 CP10213	Pharma-Fix-Spetum, Butyl/PTFE	50° shore A	3,0mm	20 02 0035	
20 03 0142	392611858 (alt.) CP10475	Silicon blau transparent/ PTFE weiß	45° shore A	3,0mm	20 02 0141	CP956764
20 03 0901	392611858	Silicon weiß/ PTFE beige	45° shore A	3,2mm	20 02 0638	R00548ST14 (alt.)
20mm Bördelwerkzeuge						
20 06 0008 20 07 0004	392612019 / CP10233 AL98719 / CP10238	20mm Verschleißzange 20mm Öffnungszange				

25mm Spritzenfilter, farbkodiertes Gehäuse, kein Vorfilter (Standard)

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Membran	Porengröße	Gehäuse / Ring	Glasfaser Vorfilter, 1,2µm	Druck der Membrantype
25 16 0346	A4107 / 100	PTFE	0,2µm	grün	Nein	Nein
25 16 0347	A4106 / 100 A4134 / 500	PTFE	0,45µm	natur	Nein	Nein
25 16 0348	A4106 / 100 A4134 / 500	Regenerierte Cellulose (RC)	0,2µm	blau	Nein	Nein
25 16 0349	A4144 / 100	Regenerierte Cellulose (RC)	0,45µm	gelb	Nein	Nein
25 16 0350	A4105 / 100	Nylon (PA)	0,2µm	hellblau	Nein	Nein
25 16 0351	A4104 / 100 A4132 / 500	Nylon (PA)	0,45µm	hellgrün	Nein	Nein

25mm Spritzenfilter, farbkodierte Randumspritzung, mit Vorfilter

25 16 1546	CP201950 / 100	PTFE	0,2µm	grün	Ja	Ja
25 16 1547	CP201951 / 100	PTFE	0,45µm	natur	Ja	Ja
25 16 1548		Regenerierte Cellulose (RC)	0,2µm	blau	Ja	Ja
25 16 1549		Regenerierte Cellulose (RC)	0,45µm	gelb	Ja	Ja
25 16 1550	CP201939 / 100	Nylon (PA)	0,2µm	hellblau	Ja	Ja
25 16 1551	CP201940 / 100	Nylon (PA)	0,45µm	hellgrün	Ja	Ja
25 16 1552		PVDF (hydrphil)	0,2µm	orange	Ja	Ja
25 16 1553	CP201955 / 100	PVDF (hydrphil)	0,45µm	rot	Ja	Ja

Flaschenständer für Rollrand ND8 / alle 1,5ml und 4ml Flaschentypen

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Typ	Kavitäten / Ø	Abmessungen
08 21 1000	AL94839 (alt.)	Für Rollrandflaschen ND8	50 / 8,5/3mm	173 x 95 x 20mm
12 21 1001	392611516 / 392611517 (alt.) AL94875 (alt.)	Für alle 1,5ml Flaschen	50 / 12mm	173 x 95 x 20mm
15 21 1664	AL94878 (alt.)	Für alle 4ml Flaschen	40 / 15,1mm	175,8 x 115,5 x 20mm

LC + LC/MS

Verbrauchsmaterialien für **Varian**



8400 / 8410,
8000 / 8035 / 8100 / 8200
CP-9010, CP-910, 911 912
Varian Vista, CTC GC/Combi PAL



Rollrand ND11

Photo								
LABC Art.-Nr.	11 09 0356	11 09 0476	11 09 0477	11 06 0619	11 14 1190 11 14 1266	11 14 1656 11 14 1695	11 09 0921	11 09 1956
Vgl. Varian Nr.	392611634 (100) 392620517 (1000) CP10525	CP10601	392611635 (100) alt. 392620519 (1000) alt. CP10701		392620525 (alt.) / 100		392620525 / 100	
Volumen	1,5ml	1,5ml	1,5ml	1,1ml	0,2ml	0,2ml	0,2ml	0,2ml
Typ	Rollrand, weite Öffnung	Rollrand, weite Öffnung	Rollrand, weite Öffnung	Rollrand	Rollrand/Schnapp- ring TPX Flasche mit integr. Glas- einsatz (TopSert)	Rollrand/Schnapp- ring TPX Flasche mit integr. Glas- einsatz (TopSert)	Rollrandflasche mit integriertem Mikroeinsatz	Rollrandflasche mit integriertem Mikroeinsatz
Abmessungen	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	TPX / Klarglas, 1. Kl.	TPX / Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.
Merkmale		Schriftfeld + Füllmarkierungen	Schriftfeld + Füllmarkierungen	15µl Innenkonus im Boden	Silanisierte Version	Silanisierte Version	Schriftfeld + Füllmarkierungen	Schriftfeld + Füllmarkierungen
VE pro PP-Box	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

GC + GC/MS

11mm Alu. Bördelkappen, Farbe wie angegeben, 5,5mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
11 03 0300	392611632 / 100 392620524 / 1000 CP10210	Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot / PTFE transparent	45° shore A	1,0mm		
11 03 1875	392611632 / 100 (alt.) 392620524 / 1000 (alt.)	RedRubber / PTFE beige	45° shore A	1,0mm	11 02 1876	
11 03 0247	392611631 / 100 392620523 / 1000 392620521 / 100 392620522 / 1000 CP959268	Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,3mm	11 02 0104	CP10276
11 03 0362	392611631 / 100 392620523 / 1000 392620521 / 100 392620522 / 1000	Silicon creme/PTFE rot	55° shore A	1,5mm	11 02 0140	R00548ST14 (alt.)
11 03 0196		PTFE rot/Silicon weiß / PTFE rot	45° shore A	1,0mm	11 02 0115	

11mm Magnetische Bördelkappen (für CTC), gold, 5mm Loch, montiert mit

11 03 0318	MLA110040M	Silicon weiß / PTFE rot	45° shore A	1,3mm	11 02 0104	CP10276
11 03 0332	CP958507	PTFE rot/Silicon weiß / PTFE rot	45° shore A	1,0mm	11 02 0115	

11mm Bördelwerkzeuge

11 06 0006 11 07 0002	AL666011 / CP10231 AL987111 / CP10236	11mm Verschleißzange 11mm Öffnungszange				
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Verbrauchsmaterialien für **Varian**



8400 / 8410,
8000 / 8035 / 8100 / 8200
CP-9010, CP-910, 911 912
Varian Vista, CTC GC/Combi PAL



Kurzgewinde ND9

Photo								
LABC Art.-Nr.	11 09 0500 11 09 1241	11 09 0519	11 09 0520 11 09 1242	11 09 0620	11 14 1189 11 14 1265	11 14 1655 11 14 1694	11 09 0999	11 09 1957
Vgl. Varian Nr.	392611653 / 100 392620500 / 1000 CP10290 392611655 / 100 392620501 / 1000	CP10291	392611654 / 100 (alt.) 392620502 / 1000 (alt.) CP10292 392611879 / 100 (alt.) 392620503 / 1000 (alt.)	CP959946	392620514 / 100 (alt.)	5188-6594 (alt.)	392620514 / 100	
Volumen	1,5ml	1,5ml	1,5ml	1,1ml	0,2ml	0,2ml	0,2ml	0,2ml
Typ	Kurzgewinde, Weite Öffnung	Kurzgewinde, Weite Öffnung	Kurzgewinde, Weite Öffnung	Kurzgewinde	Kurzgewinde TPX Flasche mit integr. Glaseinsatz (TopSert)	Kurzgewinde TPX Flasche mit integr. Glaseinsatz (TopSert)	Kurzgewinde- flasche mit integriertem Mikroeinsatz	Kurzgewinde- flasche mit integriertem Mikroeinsatz
Abmessungen	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	TPX / Klarglas, 1. Kl.	TPX / Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.
Merkmale	Silanisierte Version	Schriftfeld + Füllmarkierungen	Schriftfeld + Füllmarkierungen Silanisierte Version	15µl Innenkonus im Boden	Silanisierte Version	Silanisierte Version	Schriftfeld + Füllmarkierungen	Schriftfeld + Füllmarkierungen
VE pro PP-Box	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

GC + GC/MS


Kunststoffflaschen mit Kurzgewinde ND9 / Schnapping ND11

Photo								
LABC Art.-Nr.	11 19 1205	11 19 1516	11 19 0932 11 19 0933	11 19 1216 11 19 1217	11 19 1021 11 19 1022		11 19 1706 11 19 1707	
Vgl. Varian Nr.	CP914959		392611666				392611667	
Volumen	1,5ml	1,5ml	0,3ml	0,3ml	0,3ml		0,7ml	
Typ	Kurzgewinde	Kurzgewinde	Kurzgewinde <i>Schnapping</i>	Kurzgewinde <i>Schnapping</i>	Kurzgewinde <i>Schnapping</i>		Kurzgewinde <i>Schnapping</i>	Kurzgewinde <i>Schnapping</i>
Abmessungen	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm		32 x 11,6mm	32 x 11,6mm
Kunststoff	PP, transparent	PP, braun	PP, transparent	PP, braun	TPX, hochtransparent		PP, transparent	PP, transparent
Merkmale	Füllmarkierungen, leicht konkaver Innenboden	Füllmarkierungen, leicht konkaver Innenboden	Konischer Einsatz	Konischer Einsatz	Konischer Einsatz		Zylindrischer Einsatz	
VE pro PE-Beutel	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück		100 Stück	100 Stück

Verbrauchsmaterialien für **Varian**



**8400 / 8410,
8000 / 8035 / 8100 / 8200
CP-9010, CP-910, 911 912
Varian Vista, CTC GC/Combi PAL**



Flaschenständer für Rollrand ND8 + ND20/ alle Arten von 1,5ml Flaschen

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Typ	Kavitäten / Ø	Abmessungen
08 21 1000	AL94839 (alt.)	Für Rollrandflaschen ND8	50 / 8,5/3mm	173 x 95 x 20mm
11 21 1001	392611516 / 392611517 (alt.) AL94875 (alt.)	Für alle 1,5ml Flaschen	50 / 12mm	173 x 95 x 20mm
24 21 1002		Für Rollrandflaschen ND20	25 / 24mm	160 x 160 x 20mm

9mm PP Kurzgewindeverschlüsse, Farbe wie angegeben, 6mm Loch, montiert mit


LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
09 15 0473 09 15 0867 09 15 1176 09 15 1570 09 15 1356 09 15 1542 09 15 1887	CP10030 CP597274 392611661 (alt.) / 100 392620507 (alt.) / 1000 392611657 (alt.)	Naturkautschuk rot-orange/ PTFE transparent Geschlossene Kappe	60° shore A	1,0mm	09 02 1779	392620512 / 100 (alt.) 392620513 / 1000 (alt.)
09 15 2011 09 15 1819 09 15 2012 09 15 2013 09 15 1911 09 15 2014	CP10030 CP597274/CP914610 392611661 (alt.) / 100 392620507 (alt.) / 1000	RedRubber/PTFE beige	45° shore A	1,0mm	09 02 1818	392620512 / 100 (alt.) 392620513 / 1000 (alt.)
09 15 0431 09 15 0838 09 15 1178 09 15 1572 09 15 1332 09 15 1527 09 15 1799	CP10032 CP958914 392611659 100 392620506 / 1000 392620504 / 100 392620505 / 1000	Silicon weiß/PTFE rot Geschlossene Kappe	55° shore A	1,0mm	09 02 1780	392620508 / 100 392620509 / 1000 (alt.) 392620510 / 100 392620511 / 1000 (alt.)
09 15 0490 09 15 0868 09 15 1177 09 15 1571 09 15 1485 09 15 1486	CP10031 392611658	PTFE rot/Silicon weiß/ PTFE rot	45° shore A	1,0mm	09 02 1781	

9mm Magnetische Kurzgewindeverschlüsse (für CTC), fest aufmontierte magnetische Kappe, gold, 6mm Loch

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
09 15 1907		Silicon weiß/PTFE rot	55° shore A	1,0mm	09 02 1780	392620508 / 100 392620509 / 1000 (alt.) 392620510 / 100 392620511 / 1000 (alt.)

GC + GC/MS

Verbrauchsmaterialien für **Varian**



8400 / 8410,
8000 / 8035 / 8100 / 8200
CP-9010, CP-910, 911 912
Varian Vista



Gewinde ND8 und Mikroeinsätze

Photo								
LABC Art.-Nr.	11 09 0210	11 09 0419	11 09 0259	11 09 0382	11 09 0417	05 09 0129	05 09 0269	05 09 0968
Vgl. Varian Nr.	392611639 / 100 392620550 / 1000 CP10271		392611640 / 100 392620552 / 1000	CP959895		392611593 / 100 392620546 / 1000 R005402MTV CP10381	392611593 / 100 (alt.) 392620546 / 1000 (alt.) R005402MTV (alt.) CP913258	392611591 / 100 392620548 / 1000
Volumen	1,5ml	1,5ml	1,5ml	1,5ml	1,1ml	0,1ml	0,1ml	0,1ml
Typ	Gewinde ND8, enge Öffnung	Gewinde ND8, enge Öffnung	Gewinde ND8, enge Öffnung	Gewinde ND8, enge Öffnung	Gewinde ND8, enge Öffnung	konisch, 15mm Spitze	konisch, 9mm Spitze	mit Polymerfuß
Abmessungen	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	31 x 5mm	31 x 5mm	29 x 5mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.
Merkmale		Schriftfeld + Füllmarkierungen		Schriftfeld + Füllmarkierungen				
VE pro PP-Box	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

8mm PP Schraubverschlüsse, schwarz, 5,5mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
08 15 0460	392611645 / 100 392620559 / 1000	Naturkautschuk rot-orange/PTFE transparent	60° shore A	1,3mm	08 02 0355	
08 15 1965	392611645 / 100 (alt.) 392620559 / 1000 (alt.)	RedRubber/PTFE beige	45° shore A	1,0mm	08 02 1966	
08 15 0293	392611641 / 100 392620558 / 1000 392612023 / 100 392620557 / 1000 99778800 / 144 CP959894	Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,3mm	08 02 0103	6900016900 / 144 392612024 / 100 (alt.) 392620555 / 1000 (alt.)
08 15 0427	392611641 / 100 (alt.) 392620558 / 1000 (alt.) 392612023 / 100 (alt.) 392620557 / 1000 (alt.) CP957170	Silicon creme/PTFE rot	55° shore A	1,5mm	08 02 0009	6900016900 / 144 CP10273 392612024 / 100 (alt.) 392620555 / 1000 (alt.)
08 15 0294	392611644	PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,0mm	08 02 0005	
08 08 0027	1600069800 / 144 CP10272	8mm PP Schraubkappe schwarz, 5,5mm Loch, ohne Septum				
08 08 0420		8mm PP Schraubkappe schwarz, geschlossen, ohne Septum				

Verbrauchsmaterialien für **Varian**



8400 / 8410,
8000 / 8035 / 8100 / 8200
CP-9010, CP-910, 911 912
Varian Vista, CTC GC/Combi PAL



Rollrand ND8 / Gewinde ND10 / Mikroinserte für Flaschen mit w. Öffnung

Photo									
	Für CTC PAL	Für CTC PAL	Für CTC PAL	Für CTC PAL	Für 8200	Für 8200			
LABC Art.-Nr.	08 09 0276	08 09 0606	08 09 0405 08 09 0406	08 09 0305 08 09 0258	10 09 0743	10 09 1196 10 09 1197	06 09 0357 06 09 1240	06 09 0865 06 09 1343	06 09 0866
Vgl. Varian Nr.	R005403CVG CP958690	R05402CTVG CP959485	CP10370		190010201		392611596 / 100 392620536 / 1000 CP10580 392611855 / 100 392620537 / 1000	392611594 / 100 392620538 / 1000 392611595 / 100 392620539 / 1000	CP912322
Volumen	0,3ml	0,2ml	0,7ml	0,6ml	1,5ml	1,5ml	0,1ml (FV: 0,3ml)	0,1ml (FV: 0,2ml)	0,2ml (FV: 0,35ml)
Typ	Rollrand ND8	Rollrand ND8	Rollrand ND8	Rollrand ND8	Gewinde ND10, weite Öffnung	Gewinde ND10, weite Öffnung	Konisch, 15mm Spitze	Mit Polymerfuß	Flacher Boden
Abmessungen	31,5 x 5,5mm	31,5 x 5,5mm	40 x 7mm	40 x 7mm	32 x 11,6mm	32 x 11,6mm	31 x 6mm	29 x 5,7mm	31 x 6mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl. bzw. Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl. bzw. Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl. bzw. Braunglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.
Merkmale	runder Boden	konisch	flacher Boden	konisch		Schriftfeld + Füllmarkierungen	Silanisierte Version	Silanisierte Version	
VE pro PP-Box	10 x 100 Stück	10 x 100 Stück	10 x 100 Stück	10 x 100 Stück	100 Stück	100 Stück	10 x 100 Stück	10 x 100 Stück	10 x 100 Stück

GC + GC/MS

8mm Alu. Bördelkappen, farblos lackiert, 4mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke
08 03 0249	CP959183	Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,3mm
08 03 0165	CP959184	Silicon creme/PTFE rot	55° shore A	1,5mm
08 03 0113		PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,0mm
8mm Bördelwerkzeuge				
08 06 0005	AL666008	8mm Verschleißzange		
08 07 0001	CP10234 AL98709	8mm Öffnungszange		

10mm PP Schraubverschlüsse, schwarz, 7mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
10 15 1256	392611651 (alt.)	Naturkautschuk rot-orange/ PTFE transparent	60° shore A	1,3mm	09 02 1259	
10 15 2111	392611651 (alt.)	RedRubber/PTFE beige	45° shore A	1,0mm	09 02 2113	
10 15 1257	392611650 (alt.)	Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,3mm	09 02 1260	
10 15 0744	392611650 (alt.)	Silicon weiß/PTFE beige	45° shore A	1,5mm	09 02 0723	190010202
10 15 1258	392611652	PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,0mm	09 02 1261	

Verbrauchsmaterialien für **Varian**



**8400 / 8410,
8000 / 8035 / 8100 / 8200
CP-9010, CP-910, 911 912
Varian Vista, CTC GC/Combi PAL**



2in1 Kits (100 Flaschen und 100 Verschlüsse unmontiert in einer blauen Box)

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung	Im Kit enthaltene Flasche	Im Kit enthaltener Verschluss
Kurzgewindeflaschen ND9 und Verschlüsse				
11 24 1607	392611546	Klarglasflasche; rote Kappe mit PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0500	09 15 1177
11 24 1608	392611547	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; rote Kappe mit PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0520	09 15 1177
11 24 1605	392611542 (alt.) 392620534 (alt.) / 1000 392611633 (alt.) / 100	Klarglasflasche; rote Kappe mit Naturkautschuk/TEF	11 09 0500	09 15 1176
11 24 1436	392611549 / 100 392611979 / 100 392620530 / 1000 392620532 / 1000 CP912494	Klarglasflasche; rote Kappe mit Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0500	09 15 1178
11 24 1609	392611550 / 100 392612016 / 100 392620531 / 1000 392620533 / 1000	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; rote Kappe mit Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0520	09 15 1178
11 24 1141	CP914196	Klarglasflasche; transparente Kappe mit Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0500	09 15 0481
11 24 1606	392611834 (alt.) / 100 392620535 (alt.) / 1000	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; rote Kappe mit Naturkautschuk/TEF	11 09 0520	09 15 1176
Rollrandflaschen ND11 und Verschlüsse				
11 25 1055	392620540 / 1000 392620515 / 100 392610542 / 1000 392611525 / 100	Klarglasflasche; Silicon weiß/PTFE rot Bördelekappe	11 09 0356	11 03 0247
11 25 1056	392620540 (alt.) / 1000 392620515 (alt.) / 100 392611525 (alt.) / 100 392611542 (alt.) / 1000	Klarglasflasche; Silicon creme/PTFE rot Bördelekappe	11 09 0356	11 03 0362
11 25 1289	392620541 / 1000 392620543 / 1000 392620516 / 100 392611526 / 100	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; Silicon weiß/PTFE rot Bördelekappe	11 09 0477	11 03 0247
11 25 1054	392620544 / 1000 392611518 / 100	Klarglasflasche; Naturkautschuk/Butyl/TEF Bördelekappe	11 09 0356	11 03 0300
11 25 1287	392620545 (alt.) / 1000 392611819 (alt.) / 100	Braunglasflasche m. Schriftfeld + Füllmarkierungen; Naturkautschuk/Butyl/TEF Bördelekappe	11 09 0477	11 03 0300
11 25 1058		Klarglasflasche; Magnetische Bördelekappe mit PTFE rot/Silicone weiß/PTFE rot (für CTC PAL)	11 09 0356	11 03 0332
11 25 1526		Klarglasflasche; Magnetische Bördelekappe mit Silicone weiß/PTFE rot (für CTC PAL)	11 09 0356	11 03 0318
Gewindeflaschen ND8 und Verschlüsse				
11 23 1046	392612022 / 100 392611530 / 100 394983500 / 144 392611987 / 1440 394983501 / 1728 CP913075	Klarglasflasche; schwarze Kappe mit Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0210	08 15 0293
11 23 1045	392611826 / 100	Klarglasflasche; schwarze Kappe mit Naturkautschuk/TEF	11 09 0210	08 15 0460
11 23 2146	392611826 (alt.) / 100	Klarglasflasche; schwarze Kappe mit Butyl rot/PTFE grau	11 09 0210	08 15 1637
11 23 1614	392611827 / 100	Braunglasflasche; schwarze Kappe mit Naturkautschuk/TEF	11 09 0259	08 15 0460
11 23 1048	392611537	Klarglasflasche; schwarze Kappe mit PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0210	08 15 0294
11 23 1098	392611531 / 100	Braunglasflasche; schwarze Kappe mit Silicon weiß/PTFE rot	11 09 0259	08 15 0293

GC + GC/MS



8400 / 8410,
8000 / 8035 / 8100 / 8200
CP-9010, CP-910, 911 912
Varian Vista, CTC GC/Combi PAL



Sonstige Flaschen für den GC-Bereich

Photo					
	Waschflasche für CTC PAL	Waschflasche für 8400/8410 und Probenflasche für 8410	Probenflasche für 8410		
LABC Art.-Nr.	20 09 1405	20 09 0801	20 09 0802	02 17 0472	02 17 0473
Vgl. Varian Nr.	392612020 / 100 RK60827510 / 125 MLA201000 CP738200	392611975 CP10203	CP10204 / 100		
Volumen	10ml	5ml	10ml		
Typ	Rollrand ND20 m. flachem DIN-Rollrand	Rollrand ND20 m. flachem DIN-Rollrand	Rollrand ND20 m. flachem DIN-Rollrand	Universal Kapillarverbinder für 2 Säulen	Universal Y-Kapillarverbinder für 3 Säulen
Abmessungen	46 x 22,5mm	38 x 20mm	54,5 x 20mm	Verbindet alle GC Säulen mit einem ID von: 0,20 – 0,53mm + AD von: 0,30 – 0,75mm	Verbindet alle GC Säulen mit ID von: 0,20–0,53mm + AD von: 0,30 – 0,75mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.		
Merkmale	gerundeter Boden	flacher Boden	flacher Boden		
VE pro PP-Box	100 Stück	100 Stück	100 Stück	10 Stück	1 Stück

GC + GC/MS

22mm PE-Kappen-Verschlüsse für Rollrand ND 20

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
22 15 1334	392611984 / 50 (alt.) MLAL1000023	PE-Kappe, transp., 22x9,1mm, 4,3mm Loch; Silicon blau transparent/ PTFE weiß	45° shore A	1,3mm	19 02 0693	392611986 / 50
22 15 1369	Waschflaschenverschluss für CTC	PE-Kappe, transp., 22x9,1mm, 4,3mm Loch; Silicon blau transparent/ PTFE weiß, Y-Schlitz	45° shore A	1,3mm		
22 15 1324	Waschflaschenverschluss für CTC	PE-Kappe, transp., 22x9,1mm, 6mm Loch; Silicon blau transparent/ PTFE weiß, Y-Schlitz	45° shore A	3,0mm		
22 15 0321	CP10223 Verschluss f. 8400/8410	PE-Kappe, transp., 22x8,4mm, 4,3mm Loch; Naturkautschuk/TEF	60° shore A	1,3mm	19 02 0245	CP10225

Injection Port Septen für Einlasstemperaturen bis zu 340°C

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Typ	Geeignet für
09 18 0936	CR246124 (alt.)	9,5mm Universal HT Injection Port Septum, transparent	Für Varian Injector Type: Packed Columns; Varian (CP) alle Modelle
11 18 0938	CR246225 (alt.)	11mm Universal HT Injection Port Septum, transparent	Für Varian 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, Vista (Split/Splitless)



**CP9020/9025,
CP9060,
Genisis,
CTC Combi PAL**



Photo				
LABC Art.-Nr.	20 09 0795	20 09 0796	20 09 1405 20 09 1691	20 09 0873 20 09 1690
Vgl. Varian Nr.	392611677 (alt.) CP10090	392611675 (alt.) CP10070	392612020 / 100 RK60827510 / 125 MLA201000 CP738200 392620526 / 100 (alt.) 392620527 / 1000 (alt.)	MLA202100 CP910124 392612021 / 100 392620528 / 100 (alt.) 392620529 / 1000 (alt.)
Volumen	10ml	20ml	10ml	20ml
Typ	Headspace Flasche ND20 mit flachem DIN-Rollrand (lang)	Headspace Flasche ND20 mit flachem DIN-Rollrand (lang)	Headspace Flasche ND20 mit flachem DIN-Rollrand	Headspace Flasche ND20 mit flachem DIN-Rollrand (lang)
Abmessungen	46 x 22,5mm	75,5 x 22,5mm	46 x 22,5mm	75,5 x 22,5mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl.	Klarglas, 1. Kl. bzw. Braunglas, 1. Kl..	Klarglas, 1. Kl. bzw. Braunglas, 1. Kl..
Merkmale	Flacher Boden (nur für Genisis)	Flacher Boden (nur für Genisis)	Gerundeter Boden (nicht für Genisis)	Gerundeter Boden (nur für CTC Combi PAL)
VE pro PP-Box	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

HS

20mm Aluminium Bördelkappe, walzblank, 10mm Loch				20mm Magnetische Bördelkappe, gold, 8mm Loch (für CTC Combi PAL)			
LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums (inkl. Varian Nr.)	LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums (inkl. Varian Nr.)
20 03 0030	392611859 CP10213	Pharma-Fix-Septum, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3,0mm	20 02 0035	20 03 0975	MLA200051ML CP738201	Silicon blau transp./PTFE transp, 45° shore A, 3mm	20 02 2054
20 03 0059		Butyl/PTFE, grau, 50° shore A, 3,0mm	20 02 0057	20 03 1785	CP915133	Silicon weiß/PTFE beige, 45° shore A, 3,2mm	20 02 0638
20 03 0901	392611858	Silicon weiß/PTFE beige, 45° shore A, 3,2mm	20 02 0638	20mm Bi-Metall Bördelkappe, rot/silber, 8mm Loch (für CTC Combi PAL)			
20 03 0142	392611858 (alt.) CP10475	Silicon blau transparent/PTFE weiß, 45° shore A, 3,0mm	20 02 0141 CP956764	20 03 1536	392612017	Silicon blau transp./PTFE transp, 45° shore A, 3mm	20 02 2054
				20 03 1604		Silicon weiß/PTFE beige, 45° shore A, 3,2mm	20 02 0638



CTC Combi PAL



Photo				
LABC Art.-Nr.	18 09 1306	18 09 1310	18 09 1307	18 09 1311
Vgl. Varian Nr.	392620102	392620104	392620202 CP910346	392620204 CP911282
Volumen	10ml	10ml	20ml	20ml
Typ	Feingewinde Headspace Flaschen ND18 für magn. Schraubkappen	Feingewinde Headspace Flaschen ND18 für magn. Schraubkappen	Feingewinde Headspace Flaschen ND18 für magn. Schraubkappen	Feingewinde Headspace Flaschen ND18 für magn. Schraubkappen
Abmessungen	46 x 22,5mm	46 x 22,5mm	75,5 x 22,5mm	75,5 x 22,5mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl..	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl..
Merkmale	Gerundeter Boden (nur für CTC Combi PAL)	Gerundeter Boden (nur für CTC Combi PAL)	Gerundeter Boden (nur für CTC Combi PAL)	Gerundeter Boden (nur für CTC Combi PAL)
VE pro PP-Box	100 Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

HS

18mm Magnetische Schraubverschlüsse, silber, 8mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
18 03 1414	392620304 CP910347	Silicon weiß/PTFE blau	55° shore A	1,5mm	17 02 1318	CP914480
18 03 1309	392620302	Silicon blau transparent/ PTFE weiß	45° shore A	1,3mm	17 02 1417	CP913077
18 03 1416	392620306	Butyl rot/PTFE grau	55° shore A	1,6mm	17 02 1415	
18 03 1424	392620308	Viton schwarz	70° shore A	1,0mm	17 02 1423	
18 03 2063 (für SPME)		Silicon weiß/PTFE rot, pre-cut in Sternform	55° shore A	1,5mm		

18mm Magnetische Schraubverschlüsse, silber, geschlossen, montiert mit

18 03 1666		Silicon weiß/PTFE rot	55° shore A	1,3mm	17 02 1580	
------------	--	-----------------------	-------------	-------	------------	--



**CP9020/9025,
CP9060,
Genisis,
CTC Combi PAL**



2in1 Kits (100 Flaschen und 100 Verschlüsse unmontiert in einer blauen Box)

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung	Im Kit enthaltene Flasche	Im Kit enthaltener Verschluss
20 33 1288	392611608	20ml Rollrandflasche, Klarglas, flacher Boden; Alu. Bördelkappe, Loch, mit Pharma-Fix-Septum, Butyl/PTFE	20 09 0796	20 03 0030
20 33 1618	392611607	20ml Rollrandflasche, Klarglas, flacher Boden; Alu. Bördelkappe, Loch, mit Silicon weiß/PTFE beige	20 09 0796	20 03 0901
20 33 1619	392611607 (alt.)	20ml Rollrandflasche, Klarglas, flacher Boden; Alu. Bördelkappe, Loch, mit Silicon blau transparent/PTFE weiß	20 09 0796	20 03 0142
18 33 1426	392620403	20ml Feingewinde HS-Flasche, Klarglas; Magnetische Schraubkappe mit Silicon weiß/PTFE blau (für CTC Combi PAL)	18 09 1307	18 03 1414
18 33 1427	392620405	20ml Feingewinde HS-Flasche, Klarglas; Magnetische Schraubkappe mit Butyl rot/PTFE grau (für CTC Combi PAL)	18 09 1307	18 03 1416
18 33 1428	392620401	20ml 20ml Feingewinde HS-Flasche, Klarglas; Magnetische Schraubkappe mit Silicon blau transparent/PTFE weiß (für CTC Combi PAL)	18 09 1307	18 03 1309

HS

Flaschenständer für alle Headspace Flaschentypen

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Typ	Kavitäten / Ø	Abmessungen
24 21 1002		Für Headspace Flaschen ND18 + ND20	25 / 24mm	160 x 160 x 30mm

20mm Bördelwerkzeuge

20 06 0008	392612019	20mm Verschließzange			
20 07 0004	CP10233 AL98719 CP10238	20mm Öffnungszange			



Photo		
LABC Art.-Nr.	24 09 0402	24 09 0928
Vgl. Varian Nr.	DY50409900 CP10267	
Volumen	40ml	40ml
Typ	Gewinde ND24	Gewinde ND24
Abmessungen	95 x 27,5mm	95 x 27,5mm
Glas / Klasse	Klarglas, 1. Kl.	Braunglas, 1. Kl.
Merkmale	Auf Wunsch auch mit Reinheitszertifikat	Auf Wunsch auch mit Reinheitszertifikat
VE pro PP-Box	100 Stück	100 Stück

TOC

24mm PP Schraubverschlüsse, weiß, 12,5mm Loch, montiert mit

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
24 15 1163 24 15 1540 (geschlossen)		Silicone weiß/PTFE beige	45° shore A	3,2mm	22 02 1108	CP10266
		Schraubkappe weiß, einzeln (12,5mm Loch)			24 08 0403 24 08 0592 (geschlossen)	CP10268 CP95688

24mm UltraBond Verschlüsse, weiß, mit fest verbundenem Septum

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung Septum	Härte	Dicke	LABC Art.-Nr. des Ersatzseptums	Vgl. Varian Nr.
24 04 0842 24 04 0841 (geschlossen)		Silicon natur/PTFE beige	45° shore A	3,2mm		

Vorverschlossene Gewindeflaschen ND24 in einer transparenten Box

LABC Art.-Nr.	Vgl. Varian Nr.	Beschreibung	Vorverschlossene Flasche	Aufmontierter Verschluss
24 14 0976	CP10265	40ml Gewindeflasche ND24 Klarglas, vorverschlossen mit weißer Lochkappe, Silicon weiß/PTFE beige	24 09 0402	24 15 1163

Numerischer Index / Cross Referenzen Varian - LABC

Varian Artikel-Nr.	LABC Artikel-Nr.
190010201	10 09 0743
190010202	09 02 0723
392611516	12 21 1001
392611537	11 23 1048
392611546	11 24 1607
392611547	11 24 1608
392611553	11 24 1610
392611570	11 26 1062
392611571	11 26 1613
392611573	11 26 1060
392611574	11 26 1274
392611579	11 26 1061
392611580	11 27 1063
392611597	08 14 0513
392611601	13 28 1069
392611602	13 28 1074
392611604	13 28 1071
392611605	13 28 1076
392611607	20 33 1618
392611608	20 33 1288
392611626	11 09 0184
392611627	11 03 0209
392611632	11 03 1641
392611644	08 15 0294
392611652	10 15 1258
392611658	09 15 1177
392611660	09 15 1179
392611662	11 09 0537
392611663	12 08 0546
392611666	11 19 0933
392611667	11 19 1707
392611668	08 05 0894
392611669	08 09 0909
392611670	09 15 0763
392611671	08 05 0890
392611672	08 09 0888
392611673	08 05 0944
392611674	08 09 0875
392611836	11 24 1611
392611857	20 09 0342
392611858	20 03 0901
392611859	20 03 0030
392611860	20 03 0665
392611872	11 15 0636
392611873	11 15 0637
392611632 / 100	11 03 0300
392611632 / 100 (alt.)	11 03 0209
392611632 / 100 (alt.)	11 03 1875
392611633 (alt.) / 100	11 24 1605
392611634 / 100	11 09 0356

Varian Artikel-Nr.	LABC Artikel-Nr.
392611874	11 15 0650
392611975	20 09 0801
392612017	20 03 1536
392612019	20 06 0008
392620102	18 09 1306
392620104	18 09 1310
392620202	18 09 1307
392620204	18 09 1311
392620302	18 03 1309
392620304	18 03 1414
392620306	18 03 1416
392620308	18 03 1424
392620401	18 33 1428
392620403	18 33 1426
392620405	18 33 1427
1600069800 / 144	08 08 0027
190010205 (alt.)	10 32 1282
390614901 / 144	08 02 0881
391887501 (alt., 36)	20 03 1435
391887502 (alt., 288)	20 03 1435
392610542 / 1000	11 25 1055
392611517 (alt.)	12 21 1001
392611518 (alt.) / 100	11 25 1053
392611518 / 100	11 25 1054
392611525 / 100	11 25 1055
392611525 / 100 (alt.)	11 25 1056
392611526 / 100	11 25 1289
392611530 / 100	11 23 1046
392611531 / 100	11 23 1098
392611542 (alt.)	11 24 1605
392611542 / 1000 (alt.)	11 25 1056
392611549 / 100	11 24 1436
392611550 / 100	11 24 1609
392611566 (alt.)	11 26 1059
392611567 (alt.)	11 26 1444
392611591 / 100	05 09 0968
392611593 (alt.) / 100	05 09 0269
392611593 / 100	05 09 0129
392611594 / 100	06 09 0865
392611595 / 100	06 09 1343
392611596 (alt.)	06 09 0669
392611596 / 100	06 09 0357
392611607 (alt.)	20 33 1619
392611631 / 100	11 03 0247
392611631 / 100 (alt.)	11 03 0362
392612021 / 100	20 09 0873
392612022 / 100	11 23 1046
392612023 / 100	08 15 0293
392612023 / 100 (alt.)	08 15 0427
392612024 / 100	08 02 0103

Numerischer Index / Cross Referenzen Varian - LABC

Varian Artikel-Nr.	LABC Artikel-Nr.
392611635 / 100 (alt.)	11 09 0477
392611639 / 100	11 09 0210
392611640 / 100	11 09 0259
392611641 / 100	08 15 0293
392611641 / 100 (alt.)	08 15 0427
392611645 / 100	08 15 0460
392611645 / 100 (alt.)	08 15 1637
392611645 / 100 (alt.)	08 15 1965
392611650 (alt.)	10 15 0744
392611650 (alt.)	10 15 1257
392611651 (alt.)	10 15 1256
392611653 / 100	11 09 0500
392611655 / 100	11 09 1241
392611657 (alt.)	09 15 1176
392611659 100	09 15 1178
392611661 (alt.) / 100	09 15 2012
392611661 (alt.) / 100	09 15 1176
392611675 (alt.)	20 09 0796
392611677 (alt.)	20 09 0795
392611819 (alt.) / 100	11 25 1287
392611826 / 100	11 23 1045
392611826 / 100 (alt.)	11 23 2146
392611827 / 100	11 23 1614
392611834 (alt.) / 100	11 24 1606
392611839 (alt.)	11 26 1059
392611840 (alt.)	11 26 1444
392611852 (alt.)	13 28 1067
392611853 (alt.)	13 28 1072
392611855 / 100	06 09 1240
392611858 (alt.)	20 03 0142
392611871 (alt.)	11 15 0635
392611875 (alt.)	11 15 0635
392611876 (w. spring)	40 09 0146
392611879 / 100 (alt.)	11 09 1242
392611979 / 100	11 24 1436
392611984 / 50 (alt.)	22 15 1334
392611986 / 50	19 02 0693
392611987 / 1440	11 23 1046
392612016 / 100	11 24 1609
392612020 / 100	20 09 1405
392620530 / 1000	11 24 1436
392620531 / 1000	11 24 1609
392620532 / 1000	11 24 1436
392620533 / 1000	11 24 1609
392620534 (alt.) / 1000	11 24 1605
392620535 (alt.) / 1000	11 24 1606
392620536 / 1000	06 09 0357
392620536 / 1000 (alt.)	06 09 0669
392620537 / 1000	06 09 1240
392620538 / 1000	06 09 0865

Varian Artikel-Nr.	LABC Artikel-Nr.
392612024 / 100 (alt.)	08 02 0009
392620500 / 1000	11 09 0500
392620501 / 1000	11 09 1241
392620502 / 1000 (alt.)	11 09 0520
392620503 / 1000 (alt.)	11 09 1242
392620504 / 100	09 15 1178
392620505 / 1000	09 15 1178
392620506 / 1000	09 15 1178
392620507 (alt.) / 1000	09 15 2012
392620507 (alt.) / 1000	09 15 1176
392620508 / 100	09 02 1780
392620509 / 1000	09 02 1780
392620510 / 100	09 02 1780
392620511 / 1000	09 02 1780
392620512 / 100 (alt.)	09 02 1818
392620512 / 100 (alt.)	09 02 1779
392620513 / 1000 (alt.)	09 02 1818
392620513 / 1000 (alt.)	09 02 1779
392620514 (alt.) / 100	11 14 1189
392620514 / 100	11 09 0999
392620515 / 100	11 25 1055
392620515 / 100 (alt.)	11 25 1056
392620516 / 100	11 25 1289
392620517 / 1000	11 09 0356
392620519 / 1000 (alt.)	11 09 0477
392620521 / 100	11 03 0247
392620521 / 100 (alt.)	11 03 0362
392620522 / 1000	11 03 0247
392620522 / 1000 (alt.)	11 03 0362
392620523 / 1000	11 03 0247
392620523 / 1000 (alt.)	11 03 0362
392620524 / 1000	11 03 0300
392620524 / 1000 (alt.)	11 03 0209
392620524 / 1000 (alt.)	11 03 1875
392620525 (alt.) / 100	11 14 1190
392620525 / 100	11 09 0921
392620526 / 100 (alt.)	20 09 1691
392620527 / 1000 (alt.)	20 09 1691
392620528 / 100 (alt.)	20 09 1690
392620529 / 1000 (alt.)	20 09 1690
AL666008	08 06 0005
AL666011	11 06 0006
AL666013	13 06 0007
AL94839 (alt.)	08 21 1000
AL94875 (alt.)	12 21 1001
AL94878 (alt.)	15 21 1664
AL98709	08 07 0001
AL98711	11 07 0002
AL98713	13 07 0003
AL98719	20 07 0004

Numerischer Index / Cross Referenzen Varian - LABC

Varian Artikel-Nr.	LABC Artikel-Nr.
392620539 / 1000	06 09 1343
392620540 / 1000	11 25 1055
392620540 / 1000 (alt.)	11 25 1056
392620541 / 1000	11 25 1289
392620543 / 1000	11 25 1289
392620544 (alt.) / 1000	11 25 1053
392620544 / 1000	11 25 1054
392620545 (alt.) / 1000	11 25 1287
392620546 (alt.) / 1000	05 09 0269
392620546 / 1000	05 09 0129
392620548 / 1000	05 09 0968
392620550 / 1000	11 09 0210
392620552 / 1000	11 09 0259
392620555 / 1000	08 02 0103
392620555 / 1000 (alt.)	08 02 0009
392620557 / 1000	08 15 0293
392620557 / 1000 (alt.)	08 15 0427
392620558 / 1000	08 15 0293
392620558 / 1000 (alt.)	08 15 0427
392620559 / 1000	08 15 0460
392620559 / 1000 (alt.)	08 15 1637
392620559 / 1000 (alt.)	08 15 1965
394983500 / 144	11 23 1046
394983501 / 1728	11 23 1046
6900016900 / 144	08 02 0009
6900016900 / 144 (alt.)	08 02 0103
99778800 / 144	08 15 0293
A4104 / 100	25 16 0351
A4105 / 100	25 16 0350
A4106 / 100	25 16 0347
A4107 / 100	25 16 0346
A4132 / 500	25 16 0351
A4134 / 500	25 16 0347
A4144 / 100	25 16 0349
A4145 / 100	25 16 0348
CP10269	05 13 0426
CP10271	11 09 0210
CP10272	08 08 0027
CP10273	08 02 0009
CP10276	11 02 0104
CP10277	13 09 0222
CP10278	13 08 0166
CP10279	50 13 0147
CP10285	18 09 0864
CP10286	18 15 1386
CP10287	18 15 0871
CP10290	11 09 0500
CP10291	11 09 0519
CP10292	11 09 0520
CP10334	18 02 0171

Varian Artikel-Nr.	LABC Artikel-Nr.
CP10020	09 15 0852
CP10030	09 15 0478
CP10031	09 15 0480
CP10032	09 15 0481
CP10070	20 09 0796
CP10090	20 09 0795
CP10130	11 15 0650
CP10131	11 15 0635
CP10132	11 15 0637
CP10175	20 03 0264
CP10201	11 09 1208
CP10203	20 09 0801
CP10204	20 09 0802
CP10205	20 09 0297
CP10206	20 09 0289
CP10209	08 09 0284
CP10210	11 03 0300
CP10212	13 03 0307
CP10213	20 03 0030
CP10219	08 03 0451
CP10223	22 15 0321
CP10225	19 02 0245
CP10226	13 08 0521
CP10227	22 08 0340
CP10231	11 06 0006
CP10232	13 06 0007
CP10233	20 06 0008
CP10234	08 06 0005
CP10236	11 07 0002
CP10237	13 07 0003
CP10238	20 07 0004
CP10265	24 14 0976
CP10266	22 02 1108
CP10267	24 09 0402
CP10268	24 08 0403
CP912494	11 24 1436
CP913075	11 23 1046
CP913077	17 02 1417
CP913103	12 02 0143
CP913258	05 09 0269
CP914196	11 24 1141
CP914480	17 02 1318
CP914610	09 15 1819
CP914959	11 19 1205
CP915133	20 03 1785
CP956764	20 02 0141
CP956889	24 08 0592
CP956991	13 09 0280
CP957170	08 15 0427
CP957233	06 09 0669

Numerischer Index / Cross Referenzen Varian - LABC

Varian Artikel-Nr.	LABC Artikel-Nr.
CP10370	08 09 0405
CP10381	05 09 0129
CP10390	11 09 0627
CP10391	11 09 0644
CP10392	11 09 0645
CP10475	20 03 0142
CP10525	11 09 0356
CP10580	06 09 0357
CP10601	11 09 0476
CP10701	11 09 0477
CP201939	25 16 1550
CP201940	25 16 1551
CP201950	25 16 1546
CP201951	25 16 1547
CP201955	25 16 1553
CP597274	09 15 0867
CP738200	20 09 1405
CP738201	20 03 0975
CP84279	40 14 0703
CP84279	40 14 0703
CP910124	20 09 0873
CP910194	11 03 0339
CP910346	18 09 1307
CP910347	18 03 1414
CP910508	20 03 0163
CP911282	18 09 1311
CP911376	11 03 0302
CP911378	11 03 0304
CP911621	20 03 1186
CP912322	06 09 0866

Varian Artikel-Nr.	LABC Artikel-Nr.
CP958507	11 03 0332
CP958690	08 09 0276
CP958719	20 09 0343
CP958914	09 15 0838
CP959183	08 03 0249
CP959184	08 03 0165
CP959268	11 03 0247
CP959485	08 09 0606
CP959486	20 09 0342
CP959894	08 15 0293
CP959895	11 09 0382
CP959946	11 09 0620
CR246124 (alt.)	09 18 0936
CR246225 (alt.)	11 18 0938
DY50409900	24 09 0402
MLA110040M	11 03 0318
MLA200051M	20 03 0665
MLA200051ML	20 03 0975
MLA201000	20 09 1405
MLA202100	20 09 0873
MLAL1000023	22 15 1334
R000548AC6	08 03 0451
R005402MTV	05 09 0129
R005402MTV (alt.)	05 09 0269
R005403CVG	08 09 0276
R005411AC6 (alt.)	11 03 0209
R00548ST14 (alt.)	11 02 0140
R05402CTVG	08 09 0606
R05411CTVG	11 09 0415
RK60827510 / 125	20 09 1405

Alle hier gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen.
Für Richtigkeit oder Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr!

Stand 2015

Fordern Sie bitte auch unsere Sonderkataloge an:

KATALOG

- 50 LaborGeneralkatalog Geräte & Laborverbrauchsgüter (VGKL)
- 100 Problemlösung für die Labortechnik
- 110 Laborchemikalien
- 120 Feinchemikalien
- 130 AAS-Zubehör und Geräte
- 140 ICP-Zubehör
- 151 Vials & Caps für die instrumentelle Analytik - GTGvials
- 160 Yeti Spritzenfilter
- 170 Yeti Membranfilter
- 180 Yeti Pumpenschläuche
- 190 NMR-Röhrchen und Zubehör von Deutero
- 200 Dosierungssysteme für Flüssigkeiten und drucklose Gase in Labor, Analytik, Technikum und Prozess

KATALOG

- 210 Spektrallampen
- 300 Agilent- herstellerspezifische Ersatzteile + Verbrauchsmaterial
- 310 CTC-herstellerspezifische Ersatzteile + Verbrauchsmaterial
- 320 Perkin Elmer- herstellerspezifische Ersatzteile + Verbrauchsmaterialien
- 330 Verbrauchsmaterial für Shimadzu
- 335 Verbrauchsmaterial für Varian
- 340 Verbrauchsmaterial für Waters
- 350 Verbrauchsmaterial für Thermo Finnigan
- 355 DIONEX – Verbrauchsmaterialien
- 360 Migrationszelle „Sieg-Mi-Flex“
- 370 Industrie- und Laborwaagen, Feuchtebestimmer, Pipettentester, Viskosimeter
- 400 LABC- Vials & Caps



Wir bitten um Rückruf

Herr/Frau.....Firma

Telefon Abteilung.....

FaxGeb./Str.

E-Mail PLZ/Ort

Datum

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen!