



Der LABC-Gleitring-Rührverschluss

mit Gleitringdichtungen aus Keramik und gekapselten Kugellagern aus Edelstahl gewährleistet ein problemloses und sicheres Arbeiten bei hohen Ansprüchen,

z.B.:

- hohe Gasdichtigkeit
- kein Dichtungsabrieb
- ohne Schmiermittel einsetzbar bis 200 U/min
- mit Schmiermittel einsetzbar bis 800 U/min
- hohe chemische und thermische Beständigkeit
- zentrierter und ruhiger Wellenlauf
- **lange Einsatzzeiten ohne Wechsel von Verschleißteilen**
- Verwenden von handelsüblichen Rührer aus allen Materialien
- Lieferbar für Wellen-Ø 10 und 16 mm

Art.-Nr	Anschluß	Wellen-Ø
08510029	DN 29	10 mm
08510045	DN 45	10 mm
08510125	DN 25	10 mm
08516029	DN 29	16 mm
08516045	DN 45	16 mm
08516150	DN 50	16 mm



LABC-Rührverschluss

mit austauschbarer PTFE-Führungshülse und Schliffkern für einfache Rühraufgaben, gut abdichtend

Art.-Nr.	Schliffkern	Wellen-Ø
4480029	NS 29	10 mm
7A480045	NS 45	10 mm