

S i e b g e w e b e

Polypropylen Siebgewebe

Temperaturbeständig von 0 bis 150°C, bei längerer Belastung bis 125°C, beständig gegen hochkonzentrierte Laugen, bei org. Lösungsmitteln beschränkt einsetzbar, lieferbar in den nachstehenden Breiten und Länge ab 1m

Maschenweite in μ	Offene Siebfläche in %	Breite in cm	Bestell.-Nr.	
3360	59	102/110/142	3H3360	
2400	50	102/125	3H2400	
2000	51	102/139	3H2000	
1680	46	102/139	3H1680	
1200	60	102/136	3H1200	
1190	45	102/139	3H1190	
1000	45	102/139/208	3H1000	
840	46	106/145	3H840	
710	41	102/142	3H710	
590	40	102/139	3H590	
500	36	102/144/185/225	3H500	
405	41	102/112	3H405	
350	32	108	3H350	
300	25	102/115/145/172	3H300	
295	23	102/145	3H295	
280	41	124	3H280	
250	31	102/139/156	3H250	
210	34	102/110/145	3H210	
177	30	102/139	3H177	
150	34	104/142	3H150	
125	30	102/139	3H125	
105	25	102/158	3H105	

Bei **Polyestergeweben** können wir Ihnen zwischen 5000 μ und 1 μ insgesamt 115 verschiedene Maschenöffnungen anbieten, Breiten zwischen 102 cm und z.T. bis 330 cm sowie Längen bis 100 m.

Bei **Nylon-Geweben** können wir Ihnen zwischen 5000 μ und 1 μ insgesamt 127 verschiedene Maschenöffnungen anbieten. Breiten zwischen 102 cm und z.T. bis 230 cm sowie Längen bis 100 m. Bei Lieferungen ab 10 m einer μ -Zahl fordern Sie bitte ein Angebot an.

Polypropylengewebe

Bei Lieferung ab 10 m einer μ -Zahl fordern Sie bitte ein Angebot an, bei Lieferungen von Breiten über 108 cm müssen wir einen Aufschlag für erhöhte Portokosten berechnen.

**Siebgewebe-Beutel,**

Polyamid, 200 μ , 20cm x 20cm, mit Reißverschluß, für Verrottungstests von organischem Material im Boden

Art.-Nr.: 713021

Herstellung aus jedem anderen Gewebe aus der Tabelle möglich.

Preise auf Anfrage.