


# LABC-Messzylinder

## Null-Punkt oben



- Messzylinder bieten ein Höchstmaß an Genauigkeit.
- Typ der Justierung 'In':  
Die aufgenommene Flüssigkeitsmenge entspricht der aufgedruckten Volumenangabe
- Nullpunkt oben, optimal für kontrolliertes Ausgießen und portionieren.
- hohe Form, 7 mL, 20, mL und 50 mL
- niedrige Form 50mL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Volumen [mL]	Ø [mm]	Ableseung [mL]
990413071	Messzylinder Nullpunkt oben	7	11	0,05
990413072	Messzylinder Nullpunkt oben	20	13	0,1
990413074	Messzylinder Nullpunkt oben	50	26	1
990515390	Messzylinder Nullpunkt oben	50	18	0,2