

Chromatographie-Säulen

Säule mit Bördelrand und Einstichen, Hahn mit massivem Glasküken



Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Füllhöhe / mm	Inhalt / ml
71622810.20	15	200	15
71622810.40	20	400	120
71622810.60	30	600	430
71622810.80	40	800	1000

Säule mit Hahn mit PTFE-Küken



Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Füllhöhe / mm	Inhalt / ml
71622811.20	15	200	15
71622811.40	20	400	120
71622811.60	30	600	430
71622811.80	40	800	1000

Säule mit Bördelrand und eingeschmolzener Filterplatte Porosität 0
Hahn mit massivem Glasküken



Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Füllhöhe / mm	Inhalt / ml
71622815.40	20	400	120
71622815.60	30	600	430
71622815.80	40	800	1000

Säule mit Hahn mit PTFE-Küken



Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Füllhöhe / mm	Inhalt / ml
71622816.40	20	400	120
71622816.60	30	600	430
71622816.80	40	800	1000

Säule mit NS-Hülse und Einstichen, Hahn mit massivem Glasküken




Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Füllhöhe / mm	Hülse NS	Inhalt / ml
71622818.20	10	200	14	15
71622820.40	20	400	29	120
71622820.60	30	600	29	430
71622820.80	40	800	29	1000




Säule mit Hahn mit PTFE-Küken

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Füllhöhe / mm	Hülse NS	Inhalt / ml
71622819.20	10	200	14	15
71622821.40	20	400	29	120
71622821.60	30	600	29	430
71622821.80	40	800	29	1000

Säule mit NS-Hülse und eingeschmolzener Filterplatte Porosität P0
Hahn mit massivem Glasküken

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Füllhöhe / mm	Hülse NS	Inhalt / ml
71622823.10	10	100	14	8
71622823.20	10	200	14	15
71622823.30	10	300	14	23
71622824.20	15	200	14	35
71622825.40	20	400	29	120
71622825.60	30	600	29	430
71622825.80	40	800	29	1000

Säule mit Hahn mit PTFE-Küken



Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Füllhöhe / mm	Hülse NS	Inhalt / ml
71622827.10	10	100	14	8
71622827.20	10	200	14	15
71622827.30	10	300	14	23
71622828.20	15	200	14	35
71622826.40	20	400	29	120
71622826.60	30	600	29	430
71622826.80	40	800	29	1000

Säule mit Ventilhahn mit PTFE-Spindel



Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Füllhöhe / mm	Hülse NS
71622830.50	19	500	14
71622830.10	19	1000	14
71622831.50	30	500	29
71622831.10	30	1000	29