

## Die DL Serie von Denver Instrument

(Mitglied der Satorius-Group)

Einfache Compact  
Waagen zum Top Preis



### Batterie oder Netzbetrieb

Die DL-Waagen arbeiten entweder mit Netzteil oder 9V Blockbatterie. Dadurch ist die Waage das ideale Instrument für Messungen im Feld. Auch der Transport ist durch das 380 g Nettogewicht kein Problem.

### Energie-Sparmodus

Im Batteriebetrieb schaltet sich die Waage bei Nichtbenutzung automatisch aus, um eine längere Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.

Die Denver Light Serie von Denver Instrument ist die Alternative im Low Cost Bereich für alle einfachen Wägeapplikationen in Schule, Labor, Betrieb und mehr. Professionelles Arbeiten durch schnelle Wägeergebnisse und sensationeller Preis.

### Große Waagschale

Die für diese Waagenklasse große Waagschale -138 x 138 mm - bietet ausreichend Platz für alle Anwendungen.

### 2 Jahre Garantie

### Einfache Drei-Tasten-Bedienung. Weitere Spezifikationen:

Mit nur drei Tasten ist die Waage kinderleicht zu bedienen.

Stromversorgung: 9V Blockbatterie oder Netzteil - nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmaße: (L x B x H) 190 x 140 x 34 mm

Gewicht: 380 g

### Zubehör:

Netzteil 220 V (Artikel-Nr.: 100501-1 )

Modell ohne Batterie und Netzteil	DL-501	DL-2	DL-3
Wägebereich	500 g	2000 g	3000 g
Ablesbarkeit	0,1 g	0,5 g	1 g
Tarierbereich	0 bis 500 g	0 bis 2000 g	0 bis 3000 g
Linearität	±0,1 g	±0,5 g	±1 g
Schalengröße	138 x 138 mm	138 x 138 mm	138 x 138 mm