

Flaschenaufsatzdispenser GENIUS

Da bleibt Ihnen die Luft weg!

Mit dem Genius können Sie kleinste Mengen direkt aus der Vorratsflasche dosieren. Der erste Flaschendispenser mit patentiertem Self-Priming System bietet besonderen Dosierkomfort, da ein Entlüften auf der Flasche ohne Verlust von Reagenzien möglich ist. Er dosiert exakt, reproduzierbar und ohne Verschwendung von Reagenzien. Beim Umgang mit aggressiven Flüssigkeiten bietet er größtmöglichen Schutz für Anwender und das Laborumfeld. Er ist selbstverständlich autoklavierbar und besonders chemikalienresistent.



- Medienspezifische Feineinstellung
- patentiertes Sicherheitsventil - kein Reagenzienverlust beim Entlüften
- mehr Servicefreundlichkeit durch modulare Bauweise
- schnellere Volumeneinstellung mit präziser Klemmschraube
- extra lange Ausstoßkanüle zur höheren Sicherheit
- extra lange Ansaugkanüle um jeder Flasche gerecht zu werden
- Dosierarm 360° drehbar

Bestellinformation und Technische Daten

Bestell-Nr.	Einstellbereich	Dosierschritte	Adapter	Unrichtigkeit	Unpräzision	
7510200	0,50 - 2,50 ml	0,05 ml	28,40,45	0,6%	≤ 0,1%	
7520200	1,00 - 5,00 ml	0,10 ml	28,40,45	0,5%	≤ 0,1%	
7530200	2,00 - 10,00 ml	0,20 ml	28,40,45	0,5%	≤ 0,1%	
7540200	5,00 - 25,00 ml	0,50 ml	38,40,38/32	0,5%	≤ 0,1%	
7550200	10,00 - 50,00 ml	1,00 ml	38,40,38/32	0,5%	≤ 0,1%	
7560200	20,0 - 100,00 ml	2,00 ml	38,40,38/32	0,5%	≤ 0,1%	

Flüssigkeit:	Aqua bidest
Bezugstemperatur:	20 - 25°C
Anzahl der Bestimmungen:	15 - nach DIN 12650