

Dispenser SIMPLEX -

modulare Dosiertechnik zahlt sich aus



Die Forderung nach mehr Wirtschaftlichkeit ist heute in keinem Labor mehr zu überhören. Eine kostenbewußte Dosiertechnik gehört dazu. Der **walu** Simplex verbindet die Zuverlässigkeit bewährter Dosiertechnik mit den wirtschaftlichen Vorteilen einer konsequenten Modulbauweise. Mit der Entwicklung des Flaschendispenzers Simplex erfüllt **walu** den Wunsch der Anwender nach einer ebenso zuverlässigen wie kostengünstigen Dosierhilfe.

Die Ausgereiftheit und Verlässlichkeit des Produktes ist gewährleistet durch die das QS-System nach ISO 9001.

- Niedrige Anschaffungskosten bei hoher Lebensdauer
- alle Bauteile aus hochwertigen langlebigen Werkstoffen
- 360° Drehbarkeit für universellen Ausgießkomfort
- Schnellverstellung über präzises Raster ermöglicht exakte Reproduzierbarkeit
- direktverdrängender Kolben verhindert Festsitzen
- ein transparenter Schutzmantel um den Glaszylinder vermeidet Verletzungen bei Bruch
- komplett autoclavierbar

Walusimplex Bottle-top-dispenser

Artikel-Nummer	Volume range (ml)	Volume steps (ml)	
6010200	0,1 - 2,5	0,05	
6020200	1,0 - 5,0	0,10	
6030200	2,0 – 10,0	0,20	
6040200	5,0 – 25,0	0,50	
6050200	10,0 – 50,0	1,00	
6060200	20,0 – 100,0	2,00	

Walusimplex bottle-top-dispenser

Artikel-Nummer	Volume range (ml)	
6210000	1,0	
6220000	5,0	
6230000	10,0	