

Spezialitäten des Glasinstrumentenmachers



SICHERHEITSRÖHR (Gärrohr)

Art.-Nr.	Beschreibung
71623501.01	Sicherheitsrohr



RÜCKSCHLAGVENTIL

gerade Form, einfache Ausführung, nicht zerlegbar

Art.-Nr.	Beschreibung
71624425.00	Rückschlagventil




WASSERZERSETZUNGSGAPPARAT NACH HOFFMANN

bestehend aus Messsäulen, graduiert 0 – 60 ml

Gewinde-Verschraubungen Platin- oder Kohlelektroden

Art.-Nr.	Beschreibung
71630230.01	Komplett mit Platinelektroden
71630230.02	Komplett mit Kohlelektroden
71630230.03	Glasteil allein-GL18 komplett
71630230.04	Platinelektroden-Paar
71630230.05	Kohlelektroden-Paar



COLORIMETERZYLINDER NACH NESSLER

mit aufgeschmolzener, optisch reiner Bodenplatte, mit Ausguss

Art.-Nr.	Innen-Ø in mm	Füllhöhe in mm
71630629.01	50 + 100	Hohe Form
71630629.02	50 + 100	Niedrige Form