


## Analytik nach DAB


**APPARATUR ZUR BESTIMMUNG DER ERSTARRUNGSTEMPERATUR**  
nach DAB (10. Auflage) bestehend aus Reagenzglas, Einsatz, Metallrührer  
und Gummistopfen



Art.-Nr.	Beschreibung
71640050.00	komplett
71640050.01	Reagenzglas mit Hülse NS 34/35
71640050.02	Einsatz mit Kern NS 34/45
71640050.03	Metallrührer
71640050.05	Gummistopfen mit zwei Bohrungen

**APPARATUR ZUR BESTIMMUNG DER ÄTHERISCHEN ÖLE IN DROGEN**


nach DAB (10. Auflage) bestehend aus komplettem Destillationsaufsatz  
mit Kern NS 29/32, Allihn-Kugelhühler, Entlüftungsstopfen NS 7/16,  
Meßrohr 1 ml : 0,01 ml mit Kugel (3 ml) oberhalb des Nullpunktes und  
Czako-Dreiweghahn, mit Rundkolben 1000 ml, NS 29/32



Art.-Nr.	Beschreibung
71640052.00	Komplett
71640052.01	Destillationsaufsatz
71620308.75	Rundkolben 1000 ml, NS 29/32

**APPARATUR ZUR BESTIMMUNG DER SIEDETEMPERATUR**


nach DAB (10. Auflage) bestehend aus Siedegefaß und Glasmantel



Art.-Nr.	Beschreibung
71640054.00	Komplett

**PERKOLATOR**

nach DAB (10. Auflage) bestehend aus Unterteil mit Hahn, Gestell und  
Aufsatzkugel



Art.-Nr.	Beschreibung
71640055.00	Komplett
71640055.01	Unterteil für Perkulator 1000 ml mit Hahn
71640055.02	Gestell für Perkulator 1000 ml
71640055.03	Aufsatzkugel für Perkulator 1000 ml