


Analytik nach DAB




APPARATUR ZUR GRENZPRÜFUNG AUF FLUORID

nach DAB (10. Auflage) bestehend aus Kugelkühler, Übergangsstück, Glasgefäß, Destillationsbrücke mit Tropfenfänger und Liebigkühler


Bestell-Nr.	Beschreibung	
716 40 063.00	Komplett	
716 21 285.30	Kugelkühler 300 mm lang, Kern und Hülse NS 29/32	
716 40 063.01	Glasgefäß	
716 40 063.02	Thermometer 0-250°C, Kern NS 14/23, EBL 95 mm	
716 40 063.03	Destillierbrücke mit Tropfenfänger	
716 21 245.40	Liebigkühler 400 m lang, Kern und Hülse NS 29/32	

APPARATUR ZUR BESTIMMUNG VON KOHLENMONOXYD

nach DAB (10. Auflage) bestehend aus Trockenrohre, Gaswaschflasche, Glaswinkel und Reagenzglas



Bestell-Nr.	Beschreibung	
716 40 064.00	Komplett	
716 24 530.12	U-Trockenrohr 125 mm hoch, seitliche Schlaucholiven, Schliffe NS 14/23 austauschbare NS-Stopfen	
716 23 610.61	Gaswaschflasche 100ml, komplett mit Einsatz, Schliffe NS 29/32	
716 40 064.01	Glaswinkel	
716 40 062.03	Reagenzglas 180 mm lang, 18 mm-Ø, mit Bördelrand	



APPARATUR ZUR BESTIMMUNG DER SCHMELZTEMPERATUR NACH DAB (10. AUFLAGE)

Kapillarmethode nach Rot-Houben bestehend aus Einsatzrohr mit Kern NS29/32 und Langhalsrundkolben NS29/32

Bestell-Nr.	Beschreibung	
716 40 068.00	Komplett	