

LABC

LABORTECHNIK



LABC

MOSH/MOAH - KIT

Nummer: 120-0962797

Analytik mit ZeroSept®AIR

Das ZeroSept®AIR-Septum von LABC-Labortechnik bietet eine dichte und mineralölfreie Lösung, um Kontaminationen während der automatisierten MOSH/MOAH Analyse zu vermeiden.

Das LABC-Kit verbindet das Septum mit einer Feingewindeflasche, um MOSH/MOAH-Analysen in einer störfreien Umgebung durchzuführen.

Mehr Infos:

Telefon: 02242-969460

Email: info@labc.deWebsite: www.labc.de

Die Einzelteile:

Flasche



Feingewindeflasche

Die 10ml Feingewindeflasche besteht aus Klarglas der ersten hydrolytischen Klasse. Zudem besitzt sie einen gerundeten Boden.

Art. Nr.: 120-058751

Kappe



Feingewindeschraubkappe

Ein magnetischer 18mm ZeroSept®AIR-Verschluss bestehend aus Stahl und einem 2,5mm dickem Septum aus PTFE.

Art. Nr.: 120-0916660