

Kompakt lagern - leicht tragen

- Sie brauchen keine Vorrichtung zur Ableitung von elektrostatischer Aufladung
- Sie sind durch Ihr geringes Gewicht, kompakte Maße und den integrierten Tragegriff leicht zu handhaben.
- Sie ermöglichen eine einfache Restentleerung und sicheres Schütten durch aufschraubbare, verschließbare Ausgießer.
- Sie lassen durch ihre Halbtransparenz jederzeit die Ablesung des Füllstandes zu.
- Sie erlauben eine direkte Volumendosierung aus dem Vorratsgefäß mit analytischer Genauigkeit mittels eines Dispensers.
- Sie sind stapelbar und benötigen dadurch in Sicherheitsschränken nach DIN 12925 Teil 1 nur einen geringen Platz.
- Sie können ohne Umverpackung transportiert werden.
- Die Investitionskosten für teure Verpackungen (Salzkottner Gefäße) fallen weg.
- Es entstehen keine Instandhaltungskosten, wie z.B. bei den Salzkottenern Gefäßen durch Korrosion oder mechanische Einwirkung (z.B. am Verschluss)
- Das zeitintensive Umfüllen aus 200 Liter Fässern mittels Pumpe oder Trichter in kleinere Gebinde ist nicht mehr erforderlich!
- Just in time Anlieferung erfordert keine Bevorratung
- Optimale Qualitätssicherung durch Verwendung virginaler 5 Liter FHDPE- oder HDPE-Kanister (5light®) mit aufgedruckter Chargennummer.

5light® HDPE-Kanister

Universalkanister für Industrie, Gewerbe und Labor. Ideal für Verpackung, Lagerung und Transport. Industriekanister aus Polyethylen (HDPE) mit UN-Zulassung, naturfarben, mit Verschluss.

- Gewinde DIN51/S55
- gute chemische Beständigkeit
- temperaturbeständig von -40 bis +110°C
- mit UN-Zulassung (3H1/X1.9/250)
- Maße: H 21cm x B 15cm x T 18cm

Lösemittel im Angebot

Artikel Nr.	Bezeichnung	Reinheit	Preis pro Kanister
110-0072281	Aceton	rein 99-100%	37,50 €
110-0072229	Isopropanol	rein > 99%,	43,50 €
110-0332682	Ethanol	mit 1% MEK vergällt	34,75 €
110-0072335	Ethylacetat	reinst, 98-99%	29,50 €
110-0296748	Methanol	rein, 99-100%	14,76 €
110-0294386	Toluol	rein, > 99,5%	56,76 €
110-0071987	Xylol (Isomerengemisch)	rein, 99-100%	42,60 €

Alle Preise netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer

Viele weitere Chemikalien, in unseren 5light® Kanistern, auf Anfrage!

Fachgerechte Anlieferung durch



Wir sind für Sie da

- Für telefonische Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
- Ihre schriftlichen Angebotsaufträge werden umgehend bearbeitet.
- Weitere Informationen und Kataloge schicken wir Ihnen gerne auf Aufforderung zu.
- Preise für Großabnahmen auf Anfrage, gerne senden wir Ihnen individuelle Angebote.
- Diese und viele weitere Produkte und Informationen auch unter

Alle Angebote sind innerhalb von einem Tag versandfertig. Sollte die Lieferzeit abweichen teilen wir dies mit der Auftragsbestätigung mit.
Es gelten unsere AGB.

Alle Preise sind gültig ab sofort und bis zum 31.12.2021

Ihre Bestellung richten Sie an LABC-Labortechnik GmbH.

LABC-Labortechnik GmbH

Reisertstraße 5

53773 Hennef

Telefon: +49 2242 96946-0

Telefax: +49 2242 96946-20

E-Mail: info.gmbh@labc.de

Vertreten durch:

Geschäftsführender Gesellschafter:

Florian Zillger

Registereintrag:

Eingetragen im Handelsregister.

Registergericht: Amtsgericht Siegburg

Registernummer: HRB 14173

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach §27a Umsatzsteuergesetz:

DE309542478

Wir sind bemüht, die Angaben in unserem Katalog auf aktuellem Stand zu halten.
Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist jedoch ausgeschlossen. Die Vervielfältigung von Texten, Grafiken und Fotos ist ohne vorherige Zustimmung nicht gestattet.