

LABC

LABORTECHNIK



LABC-

KIT DE TITRATION KARL FISCHER

Titration de Karl Fischer

Le titrage Karl Fischer est une méthode analytique permettant de déterminer la teneur en eau dans un échantillon. Grâce aux caractéristiques spéciales dimensions et l'exécution de notre ND20, il est possible de déterminer avec précision la teneur en eau, avec le Metrohm, selon Karl Fischer.
N° d'article : 120-0962643

Plus d'infos :



Téléphone : 02242-969460

Email: info@labc.de

Website: www.labc.de

Les pièces détachées :


Bouteille



Bouteille Headspace

Le flacon headspace a un volume de 5ml et se compose de verre clair de 1ère classe hydrolytique
Référence : 120-0588959

Capuchon



Bouchon UltraClean

Les capsules à sertir argentées de 20 mm en aluminium contiennent un septum bleu ultra-pur en silicone et PTFE
Référence : 120-0587334