

LABC

LABORTECHNIK



VIALS À MICROLITRES -LABC

Vials à microlitres

Nos vials à microlitres sont des flacons pour applications spécifiques, telles que la manipulation d'échantillons précieux et/ou disponibles en petites quantités. Ils sont fabriqués avec une haute précision afin de garantir une vidange de quantité résiduelle optimale. Les vials à microlitres sont "Made in Germany".

Plus d'informations :

Email: fr.info@labc.deWebsite: www.labc.de

Autres versions proposées :

**iV2 μ**

iV2 μ -Vial - Vial à insert

Vial à insert mince et étiré, directement obturable, ayant un volume de 250 μ l.

**Vase**

Vial en forme de vase

Le vial en forme de vase a un volume maximum de 1,2ml et un fond conique pour garantir une vidange de quantité résiduelle optimale.

**i3 μ**

i3 μ -Vial μ -Vial

μ -Vial avec insert 350 μ l intégré. L'insert fusionné offre un fond commun avec le corps du vial.