

LABC

LABORTECHNIK



LABC-

MIKROLITERFLASCHEN

Mikroliterflaschen

Unsere Mikroliterflaschen sind die absoluten Spezialflaschen für kostbare und geringe Probenmengen. Sie sind präzise gefertigt, um eine optimale Restmengenentleerung zu gewährleisten. Wir produzieren die Flaschen "Made in Germany".

Mehr Infos:



Telefon: 02242-969460

Email: info@labc.deWebsite: www.labc.de

Unsere Varianten

**iV2 μ**

iV2 μ -Vial - Insert - Vial

Schlank ausgezogenes und direkt verschließbares Insert-Vial mit einem Volumen von 250 μ l.

**Vase**

Vasen-Vial

Das Vasen-Vial hat ein Volumen von bis zu 1,2ml und einen konisch zulaufenden Fuß für eine optimale Restmengenentleerung.

**i3 μ**

i3 μ -Vial μ -Vial

Das μ -Vial mit integriertem 350 μ l Insert. Das eingeschmolzene Insert bietet einen gemeinsamen Boden mit den Aussenvial.