



# LABC

## SELTENE ND9 & ND11 - FLASCHEN

### Die Flaschen im Detail



#### Flasche

##### Kurzwendeflasche

Die 2,5ml ND9 Kurzwendeflasche besteht aus Klarglas der ersten hydrolytischen Klasse und weist somit eine gute chemikalische Beständigkeit auf. Zudem besitzt die Flasche eine weite Öffnung.

Art. Nr.: 120-0962025



#### Flasche

##### Rollrandflasche

Die 2,5ml ND9 Rollrandflasche ist aus Klarglas der ersten hydrolytischen Klasse hergestellt. Dieses ermöglicht eine sehr gute Beständigkeit gegen Temperatur und chemischen Lösungen auf. Daneben verfügt die Flasche über eine weite Öffnung

Art. Nr.: 120-0962032

### Mehr Infos:

Telefon: 02242-969460

Email: [info@labc.de](mailto:info@labc.de)

Website: [www.labc.de](http://www.labc.de)