

**LABC**

LABORTECHNIK



# ND24 magnetisch

EPA-Schraubkappen mit ND24 Gewinde magnetisch

## Details

Automatisieren Sie Ihre Probenvorbereitung mit magnetischen ND24 Schraubkappen aus Polypropylen. Die Schraubkappen passen auf alle Standardvials mit ND24 EPA-Gewinde. Die folgenden Septen stehen zur Verfügung:

**120-0969796 - Butyl/PTFE**

**120-0969802 - Silikon/PTFE**

**120-0969819 - Silikon ALU**

**Mehr Infos:**



Phone: 02242-969460

Email: [info@labc.de](mailto:info@labc.de)

Website: [www.labc.de](http://www.labc.de)